EST. 2026

JUST NEEDS

Medical Supplies

SOLUÇÕES
QUE FAZEM
A DIFERENÇA

CATÁLOGO DE PRODUTOS

MORELLI® ORTODONTIA

SKS® ORTODONTIA

QUALIDADE | PRECISÃO | INOVAÇÃO | CONFIANÇA





Distribuído em Portugal por

JUST NEEDS Medical Supplies

Special Vibe Unipessoal Lda.
Praceta José Eduardo de Jesus Duarte Estrela, nº 2 - 1º Dto.
2640-578 Mafra | Portugal

+351 961 582 560
geral@justneeds.pt
www.justneeds.pt

Guia rápido de Kits Morelli

Prescrição	Modelo	Gancho nos caninos	Gancho nos caninos e premolares	Ângulo canino superior	1 CASO (20 peças / pieces) 22	1 CASO (20 peças / pieces) 18	10 CASOS (200 peças / pieces) 22	10 CASOS (200 peças / pieces) 18	100 CASOS (2000 peças / pieces) 22	100 CASOS (2000 peças / pieces) 18	Página
ROTH	Autoligado SLI	✓	✓	9°	10.14.900						11
	Autoligado SLP	✓	✓	9°	10.13.900						11
	Autoligado SLH	✓	✓	9°	10.23.900						11
	Ceramic SLI	✓	✓	9°	10.12.900						9
	Ceramic SLP	✓	✓	9°	10.16.900						9
	Ceramic SLH	✓	✓	9°	10.26.912						9
	Polysafira	✓	✓	9°	10.24.900						15
	Ceramic	✓	✓	9°	10.11.900						15
	Max	✓	✓	9°	10.15.903	10.15.902	10.15.933	10.15.932	10.15.923	10.15.922	20
	Max	✓	✓	13°	10.15.905	10.15.904	10.15.935	10.15.934	10.15.925	10.15.924	20
	Max (Bidimensional)	✓	✓	9°	10.15.930						20
	Nano	✓	✓	9°	10.15.906						23
	Light			13°	10.10.907	10.10.906					24
	Light			9°	10.10.915						23
	Light	✓		13°	10.10.961	10.10.960					24
	Light	✓		9°	10.10.963						24
	Light	✓	✓	13°	10.10.979	10.10.978	10.10.996				25
	Light	✓	✓	9°	10.10.981		10.10.997				25
	Light (Biofuncional)	✓	✓	13°	10.10.920						25
	Standard			13°	10.10.901	10.10.900					27
	Standard			9°	10.10.911						27
	Standard	✓		13°	10.10.951	10.10.950					28
	Standard	✓		9°	10.10.953						27
	Standard	✓	✓	13°	10.10.969						28
	Standard	✓	✓	9°	10.10.971						28
	Composite	✓	✓	13°	10.17.901		10.17.932				15
EDGEWISE	Ceramic	✓	✓		10.18.901						16
	Slim Max				10.65.905	10.65.904	10.65.935	10.65.934			22
	Slim Max	✓			10.65.907	10.65.906	10.65.937	10.65.936			23
	Slim	✓			10.65.901	10.65.900					30
	Slim				10 65 903	10 65 902					30
	Standard				10.30.901	10.30.900					
M.B.T.	Autoligado SLI	✓	✓		10.27.900						12
	Autoligado SLP	✓	✓		10.28.900						12
	Autoligado SLH	✓	✓		10.23.935						12
	Ceramic	✓	✓		10.32.900						16
	Polysafira	✓	✓		10.33.900						16
	Max		✓		10.35.906		10.35.936				22
	Max	✓	✓		10.35.905		10.35.935				22
	Light				10.35.904						26
	Light	✓	✓		10.35.903						26
	Light (Bidimensional)	✓			10.35.924						26
	Standard				10.35.901						29
	Standard	✓			10.35.902						29
CAPELOZZA	Max Padrão I	✓	✓		10.19.904		10.19.934				21
	Max Padrão II	✓	✓		10.19.905		10.19.935				21
	Max Padrão III	✓	✓		10.19.906		10.19.936				21
RICKETTS	Actual	✓	✓			10.25.901					31
	Actual Especial	✓	✓			10.25.900					31
	Slim	✓	✓			10.25.905					31

Índice

ENCONTRE A COR DA CATEGORIA NAS BORDAS DAS PÁGINAS

BRÁQUETES AUTOLIGADOS 07

BRÁQUETES ESTÉTICOS 13

BRÁQUETES METÁLICOS 17

TUBOS 33

ADESIVOS 41

ACESSÓRIOS 45

SOLUÇÕES ESTÉTICAS 57

ANCORAGEM ABSOLUTA 61

BANDAS 67

ARCOS 73

FIOS 81

ELÁSTICOS 85

ORTOPEDIA FUNCIONAL 93

CASQUETES E TRACIONADORES 101


INSTRUMENTOS 105

HIGIENE BUCAL 117


COMPARTIMENTOS 121

GUIA DE


ESPECIFICAÇÕES ORTODÔNTICAS




TORQUE




SLOT



ÂNGULO



IN / OUT
(IN-SET / OFF-SET)



COMPRIMENTO




DISTAL OFFSET



CURVATURA DA BASE




ARCADA DENTÁRIA



Bráquetes Autoligados

Self-ligating Brackets



morelli.com.br morelliortodontia morelli.ortodontia dentalmorelli

Autoligados Ceramic

A praticidade da técnica autoligável aliada à **elegância da pura cerâmica de alumina**

ESTÉTICA SUPERIOR

Injetados em pura cerâmica de alumina, as propriedades de translucência dos bráquetes garantem uma estética superior e melhor adaptação às tonalidades dos dentes.

CLIP DE NITINOL

A liga de níquel titânio possui memória elástica, sendo capaz de resistir a deformações mecânicas durante todo o tratamento. Devido à memória geométrica do material, o Clip sempre tenderá retornar à sua posição original, garantindo melhor leitura de torque. Complementando a estética da peça, o **acabamento fosco** não descasca e permanece inalterado até o final do tratamento, por não se tratar de uma cobertura.



MECANISMO SIMPLES E PRÁTICO

Dispensa o uso de ferramentas ou alicates especiais e conta com sistema que evita o travamento do clip pelo acúmulo de placa e tártaro.

MÁXIMO CONFORTO

Por possuir dimensões reduzidas e contornos arredondados.

EXCELENTE ADAPTAÇÃO E RETENÇÃO


Com geometria otimizada, a base possui curvaturas mésio-distal e cérvico-oclusal, que garantem melhor adaptação ao dente.

A base é bijateada e silanizada, garantindo uma excelente retenção, tanto mecânica quanto química.

Assista ao vídeo de apresentação do Ceramic SLI

Morelli Ceramic SLI Prescrição Roth com ganchos nos caninos (9°) e pré molares

3.3mm	3.3mm	3.3mm	2.9mm	3.6mm	3.6mm	2.9mm	3.3mm	3.3mm	3.3mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.12.007	10.12.007	10.12.005	10.12.003	10.12.001	10.12.002	10.12.004	10.12.006	10.12.008	10.12.008	Reposição .022" (2 UN)*



3.0mm	3.0mm	3.3mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.3mm	3.0mm	3.0mm	Comprimento (Length)
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque)
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.14.014	10.14.012	10.12.011	10.12.009	10.12.009	10.12.009	10.12.009	10.12.010	10.14.013	10.14.015	Reposição .022" (2 UN)*

Ceramic SLI Self Ligating Interactive




1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT22 REF 10.12.900

Morelli Ceramic SLP Prescrição Roth com ganchos nos caninos (9°) e pré molares

3.3mm	3.3mm	3.3mm	2.9mm	3.6mm	3.6mm	2.9mm	3.3mm	3.3mm	3.3mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.16.007	10.16.007	10.16.005	10.16.003	10.16.001	10.16.002	10.16.004	10.16.006	10.16.008	10.16.008	Reposição .022" (2 UN)*



3.0mm	3.0mm	3.3mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.3mm	3.0mm	3.0mm	Comprimento (Length)
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque)
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.13.014	10.13.012	10.16.011	10.16.009	10.16.009	10.16.009	10.16.009	10.16.010	10.13.013	10.13.015	Reposição .022" (2 UN)*

Ceramic SLP Self Ligating Passive




1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT22 REF 10.16.900

Morelli Ceramic SLH Prescrição Roth com ganchos nos caninos (9°) e pré molares

SLP			SLI				SLP			
3.3mm	3.3mm	3.3mm	2.9mm	3.6mm	3.6mm	2.9mm	3.3mm	3.3mm	3.3mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.16.007	10.16.007	10.16.005	10.12.003	10.12.001	10.12.002	10.12.004	10.16.006	10.16.008	10.16.008	Reposição .022" (2 UN)*



3.0mm	3.0mm	3.3mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.3mm	3.0mm	3.0mm	Comprimento (Length)
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque)
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.13.014	10.13.012	10.16.011	10.12.009	10.12.009	10.12.009	10.12.009	10.16.010	10.13.013	10.13.015	Reposição .022" (2 UN)*
SLP			SLI				SLP			

Ceramic SLH Self Ligating Hybrid



1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT22 REF 10.26.912

Peças 4 e 5 inferiores metálicas para melhor resistência aos esforços de mastigação.
Reposição com 2 unidades são para peças cerâmicas e 5 unidades para as peças metálicas.

A linha de **Autoligados Morelli** foi especialmente desenvolvida para oferecer uma excelente mecânica de deslize, com conforto ao paciente e praticidade ao ortodontista.

Assista ao vídeo do teste do clip



DESIGN ARREDONDADO

SLOT OTIMIZADO

Slot com alívio de curvatura e extremidades arredondadas: redução dos efeitos de binding e notching. Essas características garantem uma excelente mecânica de deslize.

CLIP DE NITINOL

A liga de níquel titânio possui memória elástica, sendo capaz de resistir a deformações mecânicas durante todo o tratamento.

LÍDER NA CATEGORIA

SISTEMA ANTI-TRAVA

Projetado especialmente para evitar o travamento do Clip pelo acúmulo de placa e tártaro.

RESISTÊNCIA SUPERIOR

Injetado pela mais moderna tecnologia MIM (Metal Injection Molding), seu corpo único possui alta precisão e resistência.

EXCELENTE ADAPTAÇÃO E RETENÇÃO MECÂNICA

Com geometria otimizada e tratamento de superfície, é a base mais eficaz do mercado de bráquetes metálicos, pois conta com:

- Curvaturas mésio-distal e cérvico-oclusal, garantindo **melhor adaptação;**
- Micro pinos que **maximizam a área de adesão** e a ancoragem do adesivo;
- Bandas de contenção que **facilitam a remoção do excedente** marginal;
- Jateamento para **acréscimo de rugosidade**.

Morelli SLI Prescrição Roth (Autoligado Interativo) com ganchos nos caninos (9°) e pré molares

3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque) Ângulo
0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°	(Angle)
10.14.007	10.14.007	10.14.005	10.14.003	10.14.001	10.14.002	10.14.004	10.14.006	10.14.008	10.14.008	Reposição .022" (05 UN)

15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm	Comprimento (Length)
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque) Ângulo
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	(Angle)
10.14.014	10.14.012	10.14.010	10.14.009	10.14.009	10.14.009	10.14.009	10.14.011	10.14.013	10.14.015	Reposição .022" (05 UN)

SLI Self Ligating Interactive



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.14.900

Morelli SLP Prescrição Roth (Autoligado passivo) com ganchos nos caninos (9°) e pré molares

3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque) Ângulo
0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°	(Angle)
10.13.007	10.13.007	10.13.005	10.13.003	10.13.001	10.13.002	10.13.004	10.13.006	10.13.008	10.13.008	Reposição .022" (05 UN)

15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm	Comprimento (Length)
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque) Ângulo
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	(Angle)
10.13.014	10.13.012	10.13.010	10.13.009	10.13.009	10.13.009	10.13.009	10.13.011	10.13.013	10.13.015	Reposição .022" (05 UN)

SLP Self Ligating Passive



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.13.900

Morelli SLH Prescrição Roth (Autoligado Híbrido) com ganchos nos caninos (9°) e pré molares

SLP			SLI				SLP			
3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque) Ângulo
0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°	(Angle)
10.13.007	10.13.007	10.13.005	10.14.003	10.14.001	10.14.002	10.14.004	10.13.006	10.13.008	10.13.008	Reposição .022" (05 UN)

15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm	Comprimento (Length)
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque) Ângulo
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	(Angle)
10.13.014	10.13.012	10.13.010	10.14.009	10.14.009	10.14.009	10.14.009	10.13.011	10.13.013	10.13.015	Reposição .022" (05 UN)
SLP			SLI				SLP			

SLH Self Ligating Hybrid



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.23.900


Prescrição / Prescription ◉ M.B.T.

Morelli SLI Prescrição M.B.T. (Autoligado Interativo) com ganchos nos caninos e pré molares

SLI
Self Ligating Interactive



Comprimento (Length)	3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Reposição .022" (5 UN)	10.27.007	10.27.007	10.27.005	10.27.003	10.27.001	10.27.002	10.27.004	10.27.006	10.27.008	10.27.008



Comprimento (Length)	3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm
Torque (Torque)	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Ângulo (Angle)	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Reposição .022" (5 UN)	10.27.014	10.27.012	10.27.010	10.27.009	10.27.009	10.27.009	10.27.009	10.27.011	10.27.013	10.27.015


1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.27.900

Morelli SLP Prescrição M.B.T. (Autoligado passivo) com ganchos nos caninos e pré molares

SLP
Self Ligating Passive



Comprimento (Length)	3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Reposição .022" (5 UN)	10.28.007	10.28.007	10.28.005	10.28.003	10.28.001	10.28.002	10.28.004	10.28.006	10.28.008	10.28.008



Comprimento (Length)	3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm
Torque (Torque)	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Ângulo (Angle)	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Reposição .022" (5 UN)	10.28.014	10.28.012	10.28.010	10.28.009	10.28.009	10.28.009	10.28.009	10.28.011	10.28.013	10.28.015


1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.28.900

Morelli SLH Prescrição M.B.T. (Autoligado Híbrido) com ganchos nos caninos e pré molares

SLH
Self Ligating Hybrid



	SLP			SLI				SLP		
Comprimento (Length)	3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Reposição .022" (5 UN)	10.28.007	10.28.007	10.28.005	10.27.003	10.27.001	10.27.002	10.27.004	10.28.006	10.28.008	10.28.008



Comprimento (Length)	3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm
Torque (Torque)	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Ângulo (Angle)	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	2°
Reposição .022" (5 UN)	10.28.014	10.28.012	10.28.010	10.27.009	10.27.009	10.27.009	10.27.009	10.28.011	10.28.013	10.28.015
	SLP			SLI				SLP		

1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.23.935

Bráquetes Estéticos

Aesthetic Brackets





ROTH

M.B.T.

PolySafira

- Gancho central redondo
- Máximo polimento
- Excelente retenção mecânica
- Safira policristralina
- Contornos arredondados
- Pura estética
- Posições bilaterais

Mais do que **pura estética**

Ceramic

- Policristalino, translúcido e altamente estético
- Conforto do perfil arredondado e polido
- Alto deslize nas extremidades do slot
- Ganchos centralizados em formato de esfera
- Mais conforto para o paciente e menos código de reposição
- Aplicação do mesmo bráquete em posições bilaterais




ROTH

M.B.T.

EDGEWISE

Morelli Polysafira Prescrição Roth com ganchos nos caninos (9°) e pré molares

3.2mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm	3.6mm	3.6mm	2.9mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm	
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.24.007	10.24.007	10.24.005	10.24.003	10.24.001	10.24.002	10.24.004	10.24.006	10.24.007	10.24.007	Reposição .022" (2 UN)*



3.2mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm	
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque)
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.24.012	10.24.011	10.24.010	10.24.008	10.24.008	10.24.008	10.24.008	10.24.009	10.24.011	10.24.012	Reposição .022" (2 UN)*




1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.24.900

Dica de remoção para bráquetes cerâmicos

Morelli Ceramic Prescrição Roth com ganchos nos caninos (9°) e pré molares

3.2mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm	3.6mm	3.6mm	2.9mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm	
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.11.007	10.11.007	10.11.005	10.11.003	10.11.001	10.11.002	10.11.004	10.11.006	10.11.007	10.11.007	Reposição .022" (5 UN)*



3.2mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm	
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque)
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.11.012	10.11.011	10.11.009	10.11.008	10.11.008	10.11.008	10.11.008	10.11.010	10.11.011	10.11.012	Reposição .022" (5 UN)*




1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.11.900

Teste de resistência das nossas peças cerâmicas

Morelli Composite Prescrição Roth com ganchos nos caninos (13°) e pré molares

3.2mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm	3.9mm	3.9mm	2.9mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm	
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.17.007	10.17.007	10.17.005	10.17.003	10.17.001	10.17.002	10.17.004	10.17.006	10.17.008	10.17.008	Reposição .022" (10 UN)*



3.2mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm	
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque)
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.17.014	10.17.012	10.17.010	10.17.009	10.17.009	10.17.009	10.17.009	10.17.011	10.17.013	10.17.015	Reposição .022" (10 UN)*



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.17.901

10 CASOS • KIT 200 PEÇAS
SLOT22 REF 10.17.932

DICA: Conheça a Sequência de Arcos para Bráquetes Estéticos na pág. 71

Prescrição / Prescription ◉ M.B.T.

Morelli PolySafira Prescrição M.B.T. com ganchos nos caninos e pré molares

poly Safira



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.33.900

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
Comprimento (Length)	3.2mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm	3.6mm	3.6mm	2.9mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Reposição .022" (2 UN)	10.33.007	10.33.007	10.33.005	10.33.003	10.33.001	10.33.002	10.33.004	10.33.006	10.33.007	10.33.007

	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Comprimento (Length)	3.2mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm
Torque (Torque)	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Ângulo (Angle)	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Reposição .022" (2 UN)	10.33.013	10.33.011	10.33.009	10.33.008	10.33.008	10.33.008	10.33.008	10.33.010	10.33.012	10.33.014

Morelli Ceramic Prescrição M.B.T. com ganchos nos caninos e pré molares

Ceramic



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.32.900

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
Comprimento (Length)	3.2mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm	3.6mm	3.6mm	2.9mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Reposição .022" (5 UN)	10.32.007	10.32.007	10.32.005	10.32.003	10.32.001	10.32.002	10.32.004	10.32.006	10.32.007	10.32.007

	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Comprimento (Length)	3.2mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm
Torque (Torque)	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Ângulo (Angle)	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Reposição .022" (5 UN)	10.32.013	10.32.011	10.32.009	10.32.008	10.32.008	10.32.008	10.32.008	10.32.010	10.32.012	10.32.014

Prescrição / Prescription ◉ EDGEWISE

Morelli Ceramic Prescrição Edgewise com ganchos nos caninos e pré molares

Ceramic




1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.18.901

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
Comprimento (Length)	3.2mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm	3.6mm	3.6mm	2.9mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm
Torque (Torque)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo (Angle)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.18.013	10.18.013	10.18.013	10.18.012	10.18.011	10.18.011	10.18.012	10.18.013	10.18.013	10.18.013

	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Comprimento (Length)	3.2mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.2mm	3.2mm	3.2mm
Torque (Torque)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo (Angle)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.18.013	10.18.013	10.18.013	10.18.012	10.18.012	10.18.012	10.18.012	10.18.013	10.18.013	10.18.013

Bráquetes Metálicos


Metal Brackets



Bráquetes Linha max

Os bráquetes da Linha Max são construídos em corpo único pelo sistema MIM (Metal Injection Molding), sem soldas, e possuem a resistência do aço inoxidável.

- ✔ Conforto ao paciente
- ✔ Alta performance nas colagens



MAIS RETENÇÃO

Base jateada (aumento da retenção em 35%) e **micro pinos retentivos** (16% a mais de eficiência na colagem).



CURVATURA CÉRVICO-OCLUSAL E MÉSIO-DISTAL

As bases foram aprimoradas para obter o máximo de adaptação à superfície do esmalte e, por consequência, a melhor ancoragem.

ABERTURA NA BORDA

Permite o escape do excesso de resina e facilita a fotopolimerização.



A mais completa em prescrições

Na linha Max estão disponíveis as principais prescrições, e todas são produzidas pelo processo MIM (Metal Injection Molding):

- ROTH
- CAPELOZZA
- M.B.T.
- EDGEWISE

super kit

BRÁQUETES
+TUBOS



O melhor custo-benefício
entre as opções de bráquetes Morelli

2000 peças BRÁQUETES max
Prescrição Roth
Slot 22


\+ **400 peças** TUBOS PARA COLAGEM
Todos os Quadrantes
Prescrição Roth - Simples

- Composto pelos **Bráquetes da Linha Max** e pelos **Tubos para Colagem**, todos produzidos pela moderna tecnologia MIM (Metal Injection Molding), que resulta em peças de corpo único.
- Indicados para todos os tipos de maloclusões dentárias, principalmente para as mais severas

Kit de Bráquetes 100 casos + 400 Tubos Prescrição Roth - Max .022" - Can. 9° Ang. - Gancho Can./Prés

2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
-14°	-14°	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	-14°	-14°
0°	0°	0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°	0°	0°
14°	14°											14°	14°
20.11.211	20.11.211	10.15.413	10.15.413	10.15.409	10.15.402	10.15.400	10.15.401	10.15.403	10.15.411	10.15.415	10.15.415	20.11.212	20.11.212

Comprimento (Length)
Torque (Torque)
Ângulo (Angle)
Distal (Offset)
Reposição .022" (10 UN)



100 CASOS • 2400 PEÇAS
SLOT22 **REF 10.15.723**


2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
-30°	-30°	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	-30°	-30°
0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°
4°	4°											4°	4°
20.11.221	20.11.221	10.15.426	10.15.422	10.15.418	10.15.416	10.15.416	10.15.416	10.15.416	10.15.420	10.15.424	10.15.428	20.11.222	20.11.222

Comprimento (Length)
Torque (Torque)
Ângulo (Angle)
Distal (Offset)
Reposição .022" (10 UN)

Kit de Bráquetes 100 casos + 400 Tubos Prescrição Roth - Max .022" - Can. 13° Ang. - Gancho Can./Prés

2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
-14°	-14°	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	-14°	-14°
0°	0°	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°	0°	0°
14°	14°											14°	14°
20.11.211	20.11.211	10.15.413	10.15.413	10.15.405	10.15.402	10.15.400	10.15.401	10.15.403	10.15.407	10.15.415	10.15.415	20.11.212	20.11.212

Comprimento (Length)
Torque (Torque)
Ângulo (Angle)
Distal (Offset)
Reposição .022" (10 UN)



100 CASOS • 2400 PEÇAS
SLOT22 **REF 10.15.725**

2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
-30°	-30°	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	-30°	-30°
0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°
4°	4°											4°	4°
20.11.221	20.11.221	10.15.426	10.15.422	10.15.418	10.15.416	10.15.416	10.15.416	10.15.416	10.15.420	10.15.424	10.15.428	20.11.222	20.11.222

Comprimento (Length)
Torque (Torque)
Ângulo (Angle)
Distal (Offset)
Reposição .022" (10 UN)


Prescrição / Prescription ROTH

max

Morelli Max Prescrição Roth com ganchos nos caninos (13º) e pré-molares



Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-7º	-7º	-2º	+8º	+12º	+12º	+8º	-2º	-7º	-7º
Ângulo (Angle)	0º	0º	+13º	+9º	+5º	+5º	+9º	+13º	0º	0º
Reposição .022" (10 UN)	10.15.413	10.15.413	10.15.405	10.15.402	10.15.400	10.15.401	10.15.403	10.15.407	10.15.415	10.10.415
Reposição .018" (10UN)	10.15.313	10.15.313	10.15.305	10.15.302	10.15.300	10.15.301	10.15.303	10.15.307	10.15.315	10.15.315



Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-22º	-17º	-11º	0º	0º	0º	0º	-11º	-17º	-22º
Ângulo (Angle)	0º	0º	+7º	0º	0º	0º	0º	+7º	0º	0º
Reposição .022" (10 UN)	10.15.426	10.15.422	10.15.418	10.15.416	10.15.416	10.15.416	10.15.416	10.15.420	10.15.424	10.15.428
Reposição .018" (10 UN)	10.15.326	10.15.322	10.15.318	10.15.316	10.15.316	10.15.316	10.15.316	10.15.320	10.15.324	10.15.328


1 CASO • KIT 20 PEÇAS	
SLOT22	REF 10.15.905
SLOT18	REF 10.15.904
10 CASOS • 200 PEÇAS	
SLOT22	REF 10.15.935
SLOT18	REF 10.15.934
100 CASOS • 2000 PEÇAS	
SLOT22	REF 10.15.925
SLOT18	REF 10.15.924

max

Morelli Max Prescrição Roth com ganchos nos caninos (9º) e pré-molares



Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-7º	-7º	-2º	+8º	+12º	+12º	+8º	-2º	-7º	-7º
Ângulo (Angle)	0º	0º	+9º	+9º	+5º	+5º	+9º	+9º	0º	0º
Reposição .022" (10 UN)	10.15.413	10.15.413	10.15.409	10.15.402	10.15.400	10.15.401	10.15.403	10.15.411	10.15.415	10.10.415
Reposição .018" (10 UN)	10.15.313	10.15.313	10.15.309	10.15.302	10.15.300	10.15.301	10.15.303	10.15.311	10.15.315	10.15.315



Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-22º	-17º	-11º	0º	0º	0º	0º	-11º	-17º	-22º
Ângulo (Angle)	0º	0º	+7º	0º	0º	0º	0º	+7º	0º	0º
Reposição .022" (10 UN)	10.15.426	10.15.422	10.15.418	10.15.416	10.15.416	10.15.416	10.15.416	10.15.420	10.15.424	10.15.428
Reposição .018" (10 UN)	10.15.326	10.15.322	10.15.318	10.15.316	10.15.316	10.15.316	10.15.316	10.15.320	10.15.324	10.15.328


1 CASO • KIT 20 PEÇAS	
SLOT22	REF 10.15.903
SLOT18	REF 10.15.902
10 CASOS • 200 PEÇAS	
SLOT22	REF 10.15.933
SLOT18	REF 10.15.932
100 CASOS • 2000 PEÇAS	
SLOT22	REF 10.15.923
SLOT18	REF 10.15.922

max

Morelli Max Bidimensional Prescrição Roth com ganchos nos caninos (9º) e pré-molares



Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-7º	-7º	-2º	+8º	+12º	+12º	+8º	-2º	-7º	-7º
Ângulo (Angle)	0º	0º	+9º	+9º	+5º	+5º	+9º	+9º	0º	0º
Reposição .022" (10 UN)	10.15.413	10.15.413	10.15.409	10.15.302	10.15.300	10.15.301	10.15.303	10.15.411	10.15.415	10.10.415




Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-22º	-17º	-11º	0º	0º	0º	0º	-11º	-17º	-22º
Ângulo (Angle)	0º	0º	+7º	0º	0º	0º	0º	+7º	0º	0º
Reposição .022" (10 UN)	10.15.426	10.15.422	10.15.418	10.15.316	10.15.316	10.15.316	10.15.316	10.15.420	10.15.424	10.15.428

1 CASO • KIT 20 PEÇAS	
SLOT22 SLOT18	REF 10.15.930

Morelli Max Prescrição Capelozza Padrão I com ganchos nos caninos e pré molares

2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	
-7°	-7°	-5°	+3°	+7°	+7°	+3°	-5°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+8°	+9°	+5°	+5°	+9°	+8°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.19.107	10.19.107	10.19.105	10.19.103	10.19.101	10.19.102	10.19.104	10.19.106	10.19.108	10.19.108	Reposição .022" (10 UN)



2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	
-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°	Comprimento (Length)
+2°	+2°	+5°	+2°	+2°	+2°	+2°	+5°	+2°	+2°	Torque (Torque)
10.19.115	10.19.113	10.19.111	10.19.109	10.19.109	10.19.110	10.19.110	10.19.112	10.19.114	10.19.116	Ângulo (Angle)




1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.19.904

10 CASOS • 200 PEÇAS
SLOT22 REF 10.19.934

Morelli Max Prescrição Capelozza Padrão II com ganchos nos caninos e pré molares

2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	
-7°	-7°	-5°	+3°	+7°	+7°	+3°	-5°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+5°	+9°	+5°	+5°	+9°	+5°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.19.107	10.19.107	10.19.117	10.19.103	10.19.101	10.19.102	10.19.104	10.19.118	10.19.108	10.19.108	Reposição .022" (10 UN)



2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	
-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	+4°	+4°	-11°	-17°	-22°	Comprimento (Length)
+2°	+2°	+5°	+2°	+2°	+2°	+2°	+5°	+2°	+2°	Torque (Torque)
10.19.115	10.19.113	10.19.111	10.19.119	10.19.119	10.19.120	10.19.120	10.19.112	10.19.114	10.19.116	Ângulo (Angle)




1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.19.905

10 CASOS • 200 PEÇAS
SLOT22 REF 10.19.935

Morelli Max Prescrição Capelozza Padrão III com ganchos nos caninos e pré molares

2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	
-7°	-7°	-2°	+10°	+14°	+14°	+10°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.19.107	10.19.107	10.19.125	10.19.123	10.19.121	10.19.122	10.19.124	10.19.126	10.19.108	10.19.108	Reposição .022" (10 UN)



2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	
-22°	-17°	-11°	-6°	-6°	-6°	-6°	-11°	-17°	-22°	Comprimento (Length)
+2°	+2°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	+2°	+2°	Torque (Torque)
10.19.115	10.19.113	10.19.128	10.19.127	10.19.127	10.19.127	10.19.127	10.19.129	10.19.114	10.19.116	Ângulo (Angle)



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.19.906

10 CASOS • 200 PEÇAS
SLOT22 REF 10.19.936

Prescrição / Prescription M.B.T.

Morelli Max Prescrição M.B.T. com ganchos nos pré-molares


max



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.35.906

10 CASOS • 200 PEÇAS
SLOT22 REF 10.35.936

Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.35.109	10.35.109	10.35.105	10.35.103	10.35.101	10.35.102	10.35.104	10.35.106	10.35.110	10.35.110



Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo (Angle)	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Reposição .022" (10 UN)	10.35.118	10.35.116	10.35.112	10.35.111	10.35.111	10.35.111	10.35.111	10.35.113	10.35.117	10.35.119

Morelli Max Prescrição M.B.T. com ganchos nos caninos e pré-molares


max



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.35.905

10 CASOS • 200 PEÇAS
SLOT22 REF 10.35.935

Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.35.109	10.35.109	10.35.107	10.35.103	10.35.101	10.35.102	10.35.104	10.35.108	10.35.110	10.35.110



Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Ângulo (Angle)	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Reposição .022" (10 UN)	10.35.118	10.35.116	10.35.114	10.35.111	10.35.111	10.35.111	10.35.111	10.35.115	10.35.117	10.35.119

Prescrição / Prescription EDGEWISE

Morelli Slim Max Prescrição Edgewise


Slim max



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.65.905
SLOT18 REF 10.65.904

10 CASOS • 200 PEÇAS
SLOT22 REF 10.65.935
SLOT18 REF 10.65.934

Comprimento (Length)	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.2mm	3.0mm	3.0mm	2.2mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
Torque (Torque)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo (Angle)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.65.403	10.65.403	10.65.403	10.65.402	10.65.401	10.65.401	10.65.402	10.65.403	10.65.403	10.65.403
Reposição .018" (10 UN)	10.65.303	10.65.303	10.65.303	10.65.302	10.65.301	10.65.301	10.65.302	10.65.303	10.65.303	10.65.303



Comprimento (Length)	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
Torque (Torque)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo (Angle)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.65.403	10.65.403	10.65.403	10.65.402	10.65.402	10.65.402	10.65.402	10.65.403	10.65.403	10.65.403
Reposição .018" (10 UN)	10.65.303	10.65.303	10.65.303	10.65.302	10.65.302	10.65.302	10.65.302	10.65.303	10.65.303	10.65.303

Prescrição / Prescription EDGEWISE

Morelli Slim Max Prescrição Edgewise com ganchos nos caninos

2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.2mm	3.0mm	3.0mm	2.2mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
10.65.403	10.65.403	10.65.404	10.65.402	10.65.401	10.65.401	10.65.402	10.65.405	10.65.403	10.65.403
10.65.303	10.65.303	10.65.304	10.65.302	10.65.301	10.65.301	10.65.302	10.65.305	10.65.303	10.65.303
15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento (Length)
Torque (Torque)
Ângulo (Angle)
Reposição .022" (10 UN)
Reposição .018" (10 UN)

2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
10.65.403	10.65.403	10.65.405	10.65.402	10.65.402	10.65.402	10.65.402	10.65.404	10.65.403	10.65.403
10.65.303	10.65.303	10.65.305	10.65.302	10.65.302	10.65.302	10.65.302	10.65.304	10.65.303	10.65.303

Comprimento (Length)
Torque (Torque)
Ângulo (Angle)
Reposição .022" (10 UN)
Reposição .018" (10 UN)

Slim max



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.65.907
SLOT18 REF 10.65.906

10 CASOS • 200 PEÇAS
SLOT22 REF 10.65.937
SLOT18 REF 10.65.936

Prescrição / Prescription ROTH

Morelli Nano Nickel Free Prescrição Roth com ganchos nos caninos e pré molares

2.5mm	2.5mm	2.6mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.6mm	2.5mm	2.9mm
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°
10.15.509	10.15.509	10.15.505	10.15.503	10.15.501	10.15.502	10.15.504	10.15.506	10.15.510	10.15.510
15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento (Length)
Torque (Torque)
Ângulo (Angle)
Reposição .022" (10 UN)

2.5mm	2.5mm	2.6mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.6mm	2.5mm	2.5mm
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
10.15.516	10.15.514	10.15.512	10.15.511	10.15.511	10.15.511	10.15.511	10.15.513	10.15.515	10.15.517

Comprimento (Length)
Torque (Torque)
Ângulo (Angle)
Reposição .022" (10 UN)

nano NICKELFREE



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.15.906

Morelli Light Prescrição Roth (Caninos 9°)

2.5mm	2.5mm	2.7mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.7mm	2.5mm	2.5mm
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°
10.10.408	10.10.408	10.10.406	10.10.402	10.10.400	10.10.401	10.10.403	10.10.407	10.10.408	10.10.408
15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Comprimento (Length)
Torque (Torque)
Ângulo (Angle)
Reposição .022" (10 UN)

2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
10.10.416	10.10.414	10.10.412	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.413	10.10.414	10.10.416

Comprimento (Length)
Torque (Torque)
Ângulo (Angle)
Reposição .022" (10 UN)

Light



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.10.915


Prescrição / Prescription ROTH

Morelli Light Prescrição Roth (Caninos 13°)

Light



Comprimento (Length)	2.5mm	2.5mm	2.7mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.7mm	2.5mm	2.5mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.10.408	10.10.408	10.10.404	10.10.402	10.10.400	10.10.401	10.10.403	10.10.405	10.10.408	10.10.408
Reposição .018" (10 UN)	10.10.308	10.10.308	10.10.304	10.10.302	10.10.300	10.10.301	10.10.303	10.10.305	10.10.308	10.10.308



Comprimento (Length)	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm
Torque (Torque)	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.10.416	10.10.414	10.10.412	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.413	10.10.414	10.10.416
Reposição .018" (10 UN)	10.10.316	10.10.314	10.10.312	10.10.310	10.10.310	10.10.310	10.10.310	10.10.313	10.10.314	10.10.316


1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.10.907
SLOT18 REF 10.10.906

Morelli Light Prescrição Roth com ganchos nos caninos (9°)

Light



Comprimento (Length)	2.5mm	2.5mm	2.7mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.7mm	2.5mm	2.5mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.10.408	10.10.408	10.10.422	10.10.402	10.10.400	10.10.401	10.10.403	10.10.423	10.10.408	10.10.408



Comprimento (Length)	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm
Torque (Torque)	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.10.416	10.10.414	10.10.426	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.427	10.10.414	10.10.416


1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.10.963

Morelli Light Prescrição Roth com ganchos nos caninos (13°)

Light



Comprimento (Length)	2.5mm	2.5mm	2.7mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.7mm	2.5mm	2.5mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.10.408	10.10.408	10.10.420	10.10.402	10.10.400	10.10.401	10.10.403	10.10.421	10.10.408	10.10.408
Reposição .018" (10 UN)	10.10.308	10.10.308	10.10.320	10.10.302	10.10.300	10.10.301	10.10.303	10.10.321	10.10.308	10.10.308




Comprimento (Length)	2.7mm	2.7mm	2.7mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.7mm	2.7mm	2.7mm
Torque (Torque)	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.10.416	10.10.414	10.10.426	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.427	10.10.414	10.10.416
Reposição .018" (10 UN)	10.10.316	10.10.314	10.10.326	10.10.310	10.10.310	10.10.310	10.10.310	10.10.327	10.10.314	10.10.316

1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.10.961
SLOT18 REF 10.10.960

Morelli Light Prescrição Roth com ganchos nos caninos (9°) e pré molares

2.9mm	2.9mm	2.7mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.7mm	2.9mm	2.9mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+9°	+8°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.10.424	10.10.424	10.10.422	10.10.402	10.10.400	10.10.401	10.10.403	10.10.423	10.10.425	10.10.425	Reposição .022" (10 UN)



2.9mm	2.9mm	2.7mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.7mm	2.9mm	2.9mm	Comprimento (Length)
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque)
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.10.430	10.10.428	10.10.426	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.427	10.10.429	10.10.431	Reposição .022" (10 UN)

Light




1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.10.981

10 CASOS • 200 PEÇAS
SLOT22 REF 10.10.997

Morelli Light Prescrição Roth com ganchos nos caninos (13°) e pré molares

2.9mm	2.9mm	2.7mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.7mm	2.9mm	2.9mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.10.424	10.10.424	10.10.420	10.10.402	10.10.400	10.10.401	10.10.403	10.10.421	10.10.425	10.10.425	Reposição .022" (10 UN)
10.10.324	10.10.324	10.10.320	10.10.302	10.10.300	10.10.301	10.10.303	10.10.321	10.10.325	10.10.325	Reposição .018" (10 UN)



2.9mm	2.9mm	2.7mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.7mm	2.9mm	2.9mm	Comprimento (Length)
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque)
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.10.430	10.10.428	10.10.426	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.427	10.10.429	10.10.431	Reposição .022" (10 UN)
10.10.330	10.10.328	10.10.326	10.10.310	10.10.310	10.10.310	10.10.310	10.10.327	10.10.329	10.10.331	Reposição .018" (10 UN)

Light




1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.10.979
SLOT18 REF 10.10.978

10 CASOS • 200 PEÇAS
SLOT22 REF 10.10.996

Morelli Light Prescrição Roth Biofuncional Clase III com ganchos nos caninos (13°) e pré molares

2.9mm	2.9mm	2.7mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.7mm	2.9mm	2.9mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.10.424	10.10.424	10.10.420	10.10.436	10.10.434	10.10.435	10.10.437	10.10.421	10.10.425	10.10.425	Reposição .022" (10 UN)



2.9mm	2.9mm	2.7mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.7mm	2.9mm	2.9mm	Comprimento (Length)
-22°	-17°	-11°	+10°	+10°	+10°	+10°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque)
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.10.430	10.10.428	10.10.426	10.10.432	10.10.438	10.10.438	10.10.433	10.10.427	10.10.429	10.10.431	Reposição .022" (10 UN)

Light



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.10.920

Prescrição / Prescription ◉ M.B.T.

Morelli Light HP Bidimensional Prescrição M.B.T. com ganchos nos caninos


Light HP



1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT22 SLOT18 REF 10.35.924

Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.35.412	10.35.412	10.35.417	10.35.403	10.35.401	10.35.402	10.35.404	10.35.418	10.35.412	10.35.412



Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Ângulo (Angle)	0°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Reposição .022" (10 UN)	10.35.415	10.35.413	10.35.420	10.35.419	10.35.419	10.35.419	10.35.419	10.35.421	10.35.414	10.35.416

Morelli Light Prescrição M.B.T.


Light



1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT22 REF 10.35.904

Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	3.2mm	2.9mm	3.9mm	3.9mm	2.9mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.35.007	10.35.007	10.35.030	10.35.103	10.35.101	10.35.102	10.35.104	10.35.031	10.35.007	10.35.007



Comprimento (Length)	2.9mm	3.2mm	3.2mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	3.2mm	3.2mm	2.9mm
Torque (Torque)	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ângulo (Angle)	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Reposição .022" (10 UN)	10.35.015	10.35.013	10.35.032	10.35.111	10.35.111	10.35.111	10.35.111	10.35.033	10.35.014	10.35.016

Morelli Light Prescrição M.B.T. com ganchos nos caninos e pré-molares


Light



1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT22 REF 10.35.903

Comprimento (Length)	2.9mm	2;9mm	2.7mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.7mm	2.9mm	2;9mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.35.034	10.35.034	10.35.025	10.35.103	10.35.101	10.35.102	10.35.104	10.35.026	10.35.035	10.35.035




Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	2.7mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.7mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°
Ângulo (Angle)	+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°
Reposição .022" (10 UN)	10.35.038	10.35.036	10.35.028	10.35.111	10.35.111	10.35.111	10.35.111	10.35.029	10.35.037	10.35.039

Morelli Standard Prescrição Roth (Caninos 9°)

STANDARD

2.5mm	2.5mm	3.2mm	2.9mm	3.9mm	3.9mm	2.9mm	3.2mm	2.5mm	2.5mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.10.208	10.10.208	10.10.206	10.10.202	10.10.200	10.10.201	10.10.203	10.10.207	10.10.208	10.10.208	Reposição .022" (10 UN)



2.7mm	2.7mm	3.2mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	3.2mm	2.7mm	2.7mm	Comprimento (Length)
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque)
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.10.216	10.10.214	10.10.212	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.213	10.10.214	10.10.216	Reposição .022" (10 UN)




1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT22 REF 10.10.911

Morelli Standard Prescrição Roth (Caninos 13°)

STANDARD

2.5mm	2.5mm	3.2mm	2.9mm	3.9mm	3.9mm	2.9mm	3.2mm	2.5mm	2.5mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.10.208	10.10.208	10.10.204	10.10.202	10.10.200	10.10.201	10.10.203	10.10.205	10.10.208	10.10.208	Reposição .022" (10 UN)
10.10.108	10.10.108	10.10.104	10.10.102	10.10.100	10.10.101	10.10.103	10.10.105	10.10.108	10.10.108	Reposição .018" (10 UN)



2.7mm	2.7mm	3.2mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	3.2mm	2.7mm	2.7mm	Comprimento (Length)
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque)
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.10.216	10.10.214	10.10.212	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.213	10.10.214	10.10.216	Reposição .022" (10 UN)
10.10.116	10.10.114	10.10.112	10.10.310	10.10.310	10.10.310	10.10.310	10.10.113	10.10.114	10.10.116	Reposição .018" (10 UN)



1 CASO • KIT 20 PEÇAS


SLOT22 REF 10.10.901

SLOT18 REF 10.10.900

Morelli Standard Prescrição Roth com ganchos nos caninos (9°)

STANDARD

2.5mm	2.5mm	3.2mm	2.9mm	3.9mm	3.9mm	2.9mm	3.2mm	2.5mm	2.5mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.10.208	10.10.208	10.10.222	10.10.202	10.10.200	10.10.201	10.10.203	10.10.223	10.10.208	10.10.208	Reposição .022" (10 UN)



2.7mm	2.7mm	3.2mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	3.2mm	2.7mm	2.7mm	Comprimento (Length)
-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°	Torque (Torque)
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.10.216	10.10.214	10.10.226	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.227	10.10.214	10.10.216	Reposição .022" (10 UN)



1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT22 REF 10.10.953

Prescrição / Prescription ROTH


Morelli Standard Prescrição Roth com ganchos nos caninos (13°)

STANDARD



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.10.951
SLOT18 REF 10.10.950

Comprimento (Length)	2.5mm	2.5mm	3.2mm	2.9mm	3.9mm	3.9mm	2.9mm	3.2mm	2.5mm	2.5mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.10.208	10.10.208	10.10.220	10.10.202	10.10.200	10.10.201	10.10.203	10.10.221	10.10.208	10.10.208
Reposição .018" (10 UN)	10.10.108	10.10.108	10.10.120	10.10.102	10.10.100	10.10.101	10.10.103	10.10.121	10.10.108	10.10.108



Comprimento (Length)	2.7mm	2.7mm	3.2mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	3.2mm	2.7mm	2.7mm
Torque (Torque)	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.10.216	10.10.214	10.10.226	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.227	10.10.214	10.10.216
Reposição .018" (10 UN)	10.10.116	10.10.114	10.10.126	10.10.310	10.10.310	10.10.310	10.10.310	10.10.127	10.10.114	10.10.116


Morelli Standard Prescrição Roth com ganchos nos caninos (9°) e pré-molares

STANDARD



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.10.971

Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	3.2mm	2.9mm	3.9mm	3.9mm	2.9mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+9°	+9°	+5°	+5°	+9°	+9°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.10.224	10.10.224	10.10.222	10.10.202	10.10.200	10.10.201	10.10.203	10.10.223	10.10.225	10.10.225



Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	3.2mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.10.230	10.10.228	10.10.226	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.227	10.10.229	10.10.231


Morelli Standard Prescrição Roth com ganchos nos caninos (13°) e pré-molares

STANDARD



1 CASO • KIT 20 PEÇAS
SLOT22 REF 10.10.969

Comprimento (Length)	2.9mm	2.9mm	3.2mm	2.9mm	3.9mm	3.9mm	2.9mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-7°	-7°	-2°	+8°	+12°	+12°	+8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+13°	+9°	+5°	+5°	+9°	+13°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.10.224	10.10.224	10.10.220	10.10.202	10.10.200	10.10.201	10.10.203	10.10.221	10.10.225	10.10.225




Comprimento (Length)	2,9mm	2.9mm	3.2mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm
Torque (Torque)	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ângulo (Angle)	0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	+2°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.10.230	10.10.228	10.10.226	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.227	10.10.229	10.10.231

Morelli Standard Prescrição M.B.T.

STANDARD

15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	
2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	3.9mm	3.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	-7°	+10°	+17°	+17°	+10°	-7°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.35.007	10.35.007	10.35.005	10.35.003	10.35.001	10.35.002	10.35.004	10.35.006	10.35.007	10.35.007	Reposição .022" (10 UN)



45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	
2.9mm	2.9mm	2.9mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.9mm	2.9mm	2.9mm	Comprimento (Length)
-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°	Torque (Torque)
+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°	Ângulo (Angle)
10.35.015	10.35.013	10.35.011	10.35.111	10.35.111	10.35.111	10.35.111	10.35.012	10.35.014	10.35.016	Reposição .022" (10 UN)




1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT22 REF 10.35.901

Morelli Standard Prescrição M.B.T. com ganchos nos caninos

STANDARD

15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	
2.9mm	2.9mm	3.2mm	2.9mm	3.9mm	3.9mm	2.9mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm	Comprimento (Length)
-7°	-7°	0°	+10°	+17°	+17°	+10°	0°	-7°	-7°	Torque (Torque)
0°	0°	+8°	+8°	+4°	+4°	+8°	+8°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.35.007	10.35.007	10.35.017	10.35.003	10.35.001	10.35.002	10.35.004	10.35.018	10.35.007	10.35.007	Reposição .022" (10 UN)



45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	
2.9mm	2.9mm	3.2mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm	3.2mm	2.9mm	2.9mm	Comprimento (Length)
-17°	-12°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-12°	-17°	Torque (Torque)
+2°	+2°	+3°	0°	0°	0°	0°	+3°	+2°	+2°	Ângulo (Angle)
10.35.015	10.35.013	10.35.019	10.35.111	10.35.111	10.35.111	10.35.111	10.35.020	10.35.014	10.35.016	Reposição .022" (10 UN)



1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT22 REF 10.35.902


Prescrição / Prescription ◉ EDGEWISE

Morelli Slim Prescrição Edgewise com ganchos nos caninos

Slim



Comprimento (Length)	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.2mm	3.0mm	3.0mm	2.2mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
Torque (Torque)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo (Angle)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.65.206	10.65.206	10.65.204	10.65.203	10.65.201	10.65.201	10.65.203	10.65.205	10.65.206	10.65.206
Reposição .018" (10 UN)	10.65.106	10.65.106	10.65.104	10.65.103	10.65.101	10.65.101	10.65.103	10.65.105	10.65.106	10.65.106



Comprimento (Length)	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
Torque (Torque)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo (Angle)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.65.206	10.65.206	10.65.205	10.65.203	10.65.203	10.65.203	10.65.203	10.65.204	10.65.206	10.65.206
Reposição .018" (10 UN)	10.65.106	10.65.106	10.65.105	10.65.103	10.65.103	10.65.103	10.65.103	10.65.105	10.65.106	10.65.106


1 CASO • KIT 20 PEÇAS	
SLOT22	REF 10.65.901
SLOT18	REF 10.65.900

Morelli Slim Prescrição Edgewise

Slim



Comprimento (Length)	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.2mm	3.0mm	3.0mm	2.2mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
Torque (Torque)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo (Angle)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.65.206	10.65.206	10.65.206	10.65.203	10.65.201	10.65.201	10.65.203	10.65.206	10.65.206	10.65.206
Reposição .018" (10 UN)	10.65.106	10.65.106	10.65.106	10.65.103	10.65.101	10.65.101	10.65.103	10.65.106	10.65.106	10.65.106



Comprimento (Length)	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm
Torque (Torque)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo (Angle)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.65.206	10.65.206	10.65.206	10.65.203	10.65.203	10.65.203	10.65.203	10.65.206	10.65.206	10.65.206
Reposição .018" (10 UN)	10.65.106	10.65.106	10.65.106	10.65.103	10.65.103	10.65.103	10.65.103	10.65.106	10.65.106	10.65.106


1 CASO • KIT 20 PEÇAS	
SLOT22	REF 10.65.903
SLOT18	REF 10.65.902

Morelli Standard Prescrição Edgewise

STANDARD



Comprimento (Length)	3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.3mm	3.4mm	3.4mm	2.3mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm
Torque (Torque)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo (Angle)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.30.208	10.30.208	10.30.208	10.30.209	10.30.201	10.30.201	10.30.209	10.30.208	10.30.208	10.30.208
Reposição .018" (10 UN)	10.30.106	10.30.106	10.30.106	10.30.107	10.30.101	10.30.101	10.30.107	10.30.106	10.30.106	10.30.106




Comprimento (Length)	3.0mm	3.0mm	3.0mm	2.3mm	3.4mm	3.4mm	2.3mm	3.0mm	3.0mm	3.0mm
Torque (Torque)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ângulo (Angle)	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Reposição .022" (10 UN)	10.30.208	10.30.208	10.30.208	10.30.209	10.30.209	10.30.209	10.30.209	10.30.208	10.30.208	10.30.208
Reposição .018" (10 UN)	10.30.106	10.30.106	10.30.106	10.30.107	10.30.107	10.30.107	10.30.107	10.30.106	10.30.106	10.30.106

1 CASO • KIT 20 PEÇAS	
SLOT22	REF 10.30.901
SLOT18	REF 10.30.900

Morelli Slim Prescrição Ricketts com ganchos nos caninos e pré molares

2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.2mm	3.0mm	3.0mm	2.2mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	
0°	0°	+7°	+14°	+22°	+22°	+14°	+7°	0°	0°	Torque (Torque)
0°	0°	+5°	+10°	+3°	+3°	+10°	+5°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.65.104	10.65.104	10.25.305	10.25.303	10.25.301	10.25.302	10.25.304	10.25.306	10.65.105	10.65.105	Reposição .018" (10 UN)

Comprimento (Length)



2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Torque (Torque)
0°	0°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.65.105	10.65.105	10.25.307	10.65.103	10.65.103	10.65.103	10.65.103	10.25.308	10.65.104	10.65.104	Reposição .018" (10 UN)

Comprimento (Length)

Slim




1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT18 REF 10.25.905

Morelli Actual Prescrição Ricketts com ganchos nos caninos e pré molares

2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.7mm	2.5mm	2.5mm	
0°	0°	+7°	+14°	+22°	+22°	+14°	+7°	0°	0°	Torque (Torque)
0°	0°	+8°	+10°	+3°	+3°	+10°	+8°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.25.109	10.25.107	10.25.105	10.25.103	10.25.101	10.25.102	10.25.104	10.25.106	10.25.108	10.25.110	Reposição .018" (10 UN)

Comprimento (Length)



2.5mm	2.5mm	2.7mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.7mm	2.5mm	2.5mm	
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Torque (Torque)
0°	0°	+2°	0°	0°	0°	0°	+2°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.25.110	10.25.115	10.25.113	10.25.111	10.25.111	10.25.111	10.25.111	10.25.114	10.25.116	10.25.109	Reposição .018" (10 UN)

Comprimento (Length)

Actual




1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT18 REF 10.25.901

Morelli Actual Especial Prescrição Ricketts com ganchos nos caninos e pré molares

2.5mm	2.5mm	2.7mm	2.5mm	3.2mm	3.2mm	2.5mm	2.7mm	2.5mm	2.5mm	
0°	0°	+7°	+10°	+22°	+22°	+10°	+7°	0°	0°	Torque (Torque)
0°	0°	+8°	+10°	+3°	+3°	+10°	+8°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.25.125	10.25.107	10.25.119	10.25.123	10.25.101	10.25.102	10.25.124	10.25.120	10.25.108	10.25.126	Reposição .018" (10 UN)

Comprimento (Length)



2.5mm	2.5mm	2.7mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.2mm	2.7mm	2.5mm	2.5mm	
0°	0°	+7°	0°	0°	0°	0°	+7°	0°	0°	Torque (Torque)
0°	0°	+2°	0°	0°	0°	0°	+2°	0°	0°	Ângulo (Angle)
10.25.115	10.25.115	10.25.121	10.25.111	10.25.111	10.25.111	10.25.111	10.25.122	10.25.116	10.25.116	Reposição .018" (10 UN)

Comprimento (Length)

Actual Especial



1 CASO • KIT 20 PEÇAS

SLOT18 REF 10.25.900

Bráquetes Brackets	Prescrição Prescription	Uso Use	Compr. length	Torque Torque	Qtd Qty	Colagem / Bonding REF SLOT 22	Colagem / Bonding REF SLOT 18	Soldagem / Welding REF SLOT 22	Soldagem / Welding REF SLOT 18
	**Edgewise/ Rickets**	12 11 | 21 22	3,0 mm	0°	10	10.30.202	10.30.102	-	-
	**Edgewise**	42 41 | 31 32	1,8 mm	0°	10	10.30.203	10.30.103	-	-
	**Edgewise/ Rickets**	12 | 22 42 41 | 31 32	2,3 mm	0°	10	10.30.205	10.30.104	-	-
	**Edgewise**	15 14 13 | 23 24 25 45 44 43 | 33 34 35	2,5 mm	0°	10	10.30.206	-	-	-
	**Edgewise/ Rickets**	15 14 13 | 23 24 25 45 44 43 | 33 34 35	2,3 mm	0°	10	10.30.207	10.30.105	-	-
	**Edgewise/ Rickets**	12* | 22* 42 41** | 31 32** *Edgewise **Edgewise / Ricketts	2,3 mm	0°	10	10.30.209	10.30.107	-	-
	**Edgewise**	16 | 26 46 | 36	3,4 mm	0°	10	10.30.210	10.30.108	-	-
	**Edgewise/ Rickets**	15 14 13 | 33 34 35 23 24 25 | 45 44 43	3,0 mm	0°	10	10.30.211 10.30.212	10.30.111 10.30.112	-	-
	**Canal Vertical**	-	1,8 mm	0°	10	10.40.201	-	-	-
	**Edgewise**	11 | 21	3,4 mm	0°	10	-	-	10.31.201	-
	**Edgewise**	15 14 13 | 23 24 25 45 44 43 | 33 34 35	2,6 mm	0°	10	-	-	10.31.206	-
	**Edgewise**	15 14 13 | 23 24 25 45 44 43 | 33 34 35	2,3 mm	0°	10	-	-	10.31.207	-

Tubos

Tubes



super kit TUBOS

200

TUBOS PARA COLAGEM SIMPLES

- Slot 22
- Todos os Quadrantes
- Prescição Roth com Gancho



4 Tubos diferentes	20.11.211	20.11.212	20.11.221	20.11.222
	Tubo Roth Simples .022"	Tubo Roth Simples .022"	Tubo Roth Simples .022"	Tubo Roth Simples .022"
				

Kit Tubos Simples com gancho Prescrição Roth
Simple tube with hook Prescription Roth

Prescrição *Prescription*	Posição *Position*	Compr. *Lenght*	Tubo *Tube*	Torque *Torque*	Distal *Offset*	Qtd *Qty*	Colagem / *Bonding* REF SLOT 22
Roth	17 16 | 26 27 47 46 | 36 37	3,5 mm	-	-14° -30°	14° 4°	200	**20.11.921**

200

TUBOS PARA COLAGEM SIMPLES

- Slot 22
- Todos os Quadrantes
- Prescição Edgewise



Kit Tubos Simples Prescrição Edgewise
Simple tube Prescription Edgewise

Prescrição *Prescription*	Posição *Position*	Compr. *Lenght*	Tubo *Tube*	Torque *Torque*	Distal *Offset*	Qtd *Qty*	Colagem / *Bonding* REF SLOT 22
Edgewise	17 16 | 26 27 47 46 | 36 37	5.2 mm	-	0°	0°	200	**20.31.920**

A qualidade consagrada do autoligado Morelli, **agora em formato de tubo.**

Muito além da técnica autoligável, o Tubo Autoligado Morelli combina a facilidade de inserção do fio em tubos conversíveis com as mecânicas de baixo atrito devido ao seu Clip Passivo.



SLTube



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SLTUBE

- Apresenta Torque e Distal Offset na base da peça;
- Base big foot com micropinos para garantir uma excelente retenção durante o tratamento;
- Facilidade de inserção dos fios, pois não é necessário encaixar o fio na entrada do slot;
- **Versatilidade:** pode ser usado nas prescrições Capelozza, MTB e Roth;
- **Clip de Nitinol:** resistência e memória elástica;
- **Praticidade:** dispensa a aplicação do amarrilho;
- **Economia:** economize tempo de cadeira com a abertura e o fechamento do clip.

Reposições na pág. 36

KIT

Descrição Description	Posição Position	REF
Caso SL Tube .022" Cola - 4 quadrantes	17 16 | 26 27 47 46 | 36 37	20.13.900



Prescrição / Prescription ◉ ROTH

Tubo simples autoligado - SLTube / *Simple Self Ligating Tube*



Prescrição *Prescription*	Posição *Position*	Compr. *Lenght*	Tubo *Tube*	Torque *Torque*	Distal *Offset*	Qtd *Qty*	Colagem / *Bonding* REF SLOT 22	Colagem / *Bonding* REF SLOT 18	Soldagem / *Welding* REF SLOT 22	Soldagem / *Welding* REF SLOT 18
*	17 16	3,5 mm	–	-10°	10°	05	20.13.211	–	–	–
*	26 27	3,5 mm	–	-10°	10°	05	20.13.212	–	–	–
*	36 37	3,5 mm	–	-25°	0°	05	20.13.221	–	–	–
*	47 46	3,5 mm	–	-25°	0°	05	20.13.222	–	–	–

*Compatível com as prescrições Roth, M.B.T. e Capelozza / Compatible with Roth, M.B.T. and Capelozza prescriptions.

Tubo simples com gancho / *Simple tube with hook*



Roth	17 16	3,5 mm	–	-14°	14°	10	20.11.211	–	–	–
Roth	26 27	3,5 mm	–	-14°	14°	10	20.11.212	–	–	–
Roth	36 37	3,5 mm	–	-30°	4°	10	20.11.222	–	–	–
Roth	47 46	3,5 mm	–	-30°	4°	10	20.11.221	–	–	–

Tubo simples com gancho / *Simple tube with hook*



Roth	17 16	3,5 mm	–	-14°	14°	10	–	20.11.111	20.10.211	–
Roth	26 27	3,5 mm	–	-14°	14°	10	–	20.11.112	20.10.212	–
Roth	36 37	3,5 mm	–	-30°	4°	10	–	20.11.122	20.10.222	–
Roth	47 46	3,5 mm	–	-30°	4°	10	–	20.11.121	20.10.221	–

Mini tubo simples com gancho / *Simple mini tube with hook*



Roth	17	2,5 mm	–	-14°	0°	10	20.11.213	20.11.113	–	–
Roth	27	2,5 mm	–	-14°	0°	10	20.11.214	20.11.114	–	–
Roth	37	2,5 mm	–	-25°	0°	10	20.11.224	20.11.124	–	–
Roth	47	2,5 mm	–	-25°	0°	10	20.11.223	20.11.123	–	–



Tubo bráquete simples conversível / *Simple convertible bracket tube*

Roth M.B.T. Capelozza	44 34	2,5 mm	–	-17°	0°	10	20.11.225	–	–	–

Tubo duplo conversível com gancho / *Double convertible tube with hook*



Roth	36	3,5 mm	–	-30°	4°	10	20.11.412	20.11.312	20.10.412	–
Roth	46	3,5 mm	–	-30°	4°	10	20.11.411	20.11.311	20.10.411	–

Prescrição / Prescription ◉ ROTH

Prescrição *Prescription*	Posição *Position*	Compr. *Lenght*	Tubo *Tube*	Torque *Torque*	Distal *Offset*	Qtd *Qty*	Colagem / *Bonding* REF SLOT 22		REF SLOT 18		Soldagem / *Welding* REF SLOT 22		REF SLOT 18	
Tubo duplo conversível com gancho para P.L.A. / *Double convertible tube with hook for lip bumber*														
Roth	36	3,5 mm	cervical 1,15 mm .045"	-30°	4°	10	–	–			20.10.414		20.10.314	
Roth	46	3,5 mm	cervical 1,15 mm .045"	-30°	4°	10	–	–			20.10.413		20.10.313	
Tubo duplo conversível com gancho / *Double convertible tube with hook*														
Roth	16	3,5 mm	–	-14°	14°	10	20.11.417	–			20.10.417		–	
Roth	26	3,5 mm	–	-14°	14°	10	20.11.418	–			20.10.418		–	
Tubo triplo conversível com gancho / *Triple convertible tube with hook*														
Roth	16	3,5 mm	oclusal 1,15 mm .045"	-14°	14°	10	20.11.611	–			20.10.611		20.10.511	
Roth	26	3,5 mm	oclusal 1,15 mm .045"	-14°	14°	10	20.11.612	–			20.10.612		20.10.512	
Tubo duplo conversível com gancho / *Double convertible tube with hook*														
Especial	17 16	3,5 mm	–	0°	10°	10	20.11.419	–			–		–	
Especial	26 27	3,5 mm	–	0°	10°	10	20.11.420	–			–		–	

*Compatível com a prescrição Roth / Compatible to Roth prescription









Prescrição / Prescription ◉ CAPELOZZA

Tubo simples conversível com gancho / *Simple convertible tube with hook*														
Capelozza Roth	17 16	3,5 mm	–	-10°	10°	10	20.19.200	–			20.19.100		–	
Capelozza Roth	26 27	3,5 mm	–	-10°	10°	10	20.19.201	–			20.19.101		–	
Capelozza Roth	36 37	3,5 mm	–	-25°	5°	10	20.19.203	–			20.19.103		–	
Capelozza Roth	47 46	3,5 mm	–	-25°	5°	10	20.19.202	–			20.19.102		–	
Tubo duplo conversível com gancho / *Double convertible tube with hook*														
Capelozza (Padrão II)	17 16 / 26 27	3,5 mm	–	-10°	0°	10	20.19.301	–			20.19.300		–	
Tubo triplo conversível com gancho / *Triple convertible tube with hook*														
Capelozza (Padrão II)	16 / 26	3,5 mm	oclusal 1,15 mm .045"	-10°	0°	10	–	–			20.19.500		–	







Prescrição / Prescription ◉ EDGEWISE

Prescrição *Prescription*	Posição *Position*	Compr. *Lenght*	Tubo *Tube*	Torque *Torque*	Distal *Offset*	Qtd *Qty*	Colagem / *Bonding* REF SLOT 22	REF SLOT 18	Soldagem / *Welding* REF SLOT 22	REF SLOT 18
Tubo simples / *Simple convertible*										
 Edgewise	17 16 / 47 46 | 26 27 / 36 37	5,2 mm	–	0°	0°	10	20.31.200	20.31.100	–	–
 Edgewise	17 16 / 47 46 | 26 27 / 36 37	5,2 mm	–	0°	0°	10	–	–	20.30.200	20.30.100
Tubo simples especial sem gancho / *Special simple tube with hook*										
 Edgewise	17 16 / 47 46 | 26 27 / 36 37	3,3 mm	–	0°	0°	10	20.31.201	–	20.30.201	–
Tubo simples com gancho / *Simple tube with hook*										
 Edgewise	47 46 | 26 27	5,2 mm	–	0°	0°	10	20.31.230	–	20.30.230	–
Edgewise	17 16 | 36 37	5,2 mm	–	0°	0°	10	20.31.260	–	20.30.260	–
Tubo simples com gancho / *Simple tube with hook*										
 Edgewise	17 16 / 46 47 | 26 27 / 36 37	3,5 mm	–	0°	0°	10	20.31.241	20.31.141	20.30.241	–
Tubo simples conversível com gancho / *Simple convertible tube with hook*										
 Edgewise	17 16 / 46 47 | 26 27 / 36 37	5,2 mm	–	0°	0°	10	20.31.280	20.31.180	20.30.280	20.30.180
Tubo duplo com gancho / *Double tube with hook*										
 Edgewise	17 16 / 46 47 | 26 27 / 36 37	3,5 mm	–	0°	0°	10	20.41.263	–	20.40.263	–
Edgewise	17 16 / 46 47 | 26 27 / 36 37	3,5 mm	–	0°	0°	10	*20.41.363		*20.40.363	

*Slot .018" para oclusal e ,022" cervical
**Slot .018* for occlusal and .022" for cervical*

Prescrição / Prescription ◉ RICKETTS

Tubo duplo com gancho / *Double tube with hook*										
 Ricketts	17 16 / 46 47 | 26 27 / 36 37	3,5 mm	–	0°	0°	10	–	20.41.163	–	20.40.163

Prescrição / Prescription ◉ EDGEWISE / RICKETTS

Prescrição *Prescription*	Posição *Position*	Compr. *Lenght*	Tubo *Tube*	Torque *Torque*	Distal *Offset*	Qtd *Qty*	Colagem / *Bonding* REF SLOT 22	REF SLOT 18	Soldagem / *Welding* REF SLOT 22	REF SLOT 18
Tubo duplo conversível com gancho / *Double convertible tube with hook*										
Edgewise Ricketts	16 26 / 46 36	3,5 mm	cervical 1,15 mm .045"	0°	0°	10	–	–	20.40.331	20.40.330
Edgewise Ricketts	16 26 / 46 36	3,5 mm	cervical 1,30 mm .051"	0°	0°	10	–	–	20.40.431	20.40.430
Tubo duplo conversível / *Double convertible tube with hook*										
Edgewise Ricketts	16 26 / 46 36	3,5 mm	–	0°	0°	10	20.41.501	20.41.500	20.40.501	20.40.500
Tubo Triplo com gancho / *Triple tube with hook*										
Edgewise Ricketts	16 26 / 46 36	3,5 mm	central 1,15 mm .045"	0°	0°	10	–	–	20.50.181	20.50.180







Prescrição / Prescription ◉ M.B.T.

Tubo simples com gancho / *Simple convertible tube with hook*										
M.B.T.	37 47	3,5 mm	–	-10°	0°	10	20.35.215	–	–	–
Tubo simples conversível / *Simple convertible tube*										
M.B.T.	17 16	3,5 mm	–	-14°	10°	10	20.35.113	–	20.35.103	–
M.B.T.	26 27	3,5 mm	–	-14°	10°	10	20.35.114	–	20.35.104	–
M.B.T.	46 36	3,5 mm	–	-20°	0°	10	20.35.212	–	20.35.202	–
Tubo duplo conversível com gancho / *Double convertible tube with hook*										
M.B.T.	46 36	3,5 mm	–	-20°	0°	10	–	–	20.35.401	–









Prescrição / Prescription ◉ **M.B.T.**

Prescrição *Prescription*	Posição *Position*	Compr. *Lenght*	Tubo *Tube*	Torque *Torque*	Distal *Offset*	Qtd *Qty*	**Colagem** / *Bonding* REF SLOT 22		REF SLOT 18		**Soldagem** / *Welding* REF SLOT 22		REF SLOT 18	
Tubo duplo conversível com gancho / *Double convertible tube with hook*														
 M.B.T.	16 |	3,5 mm	cervical 1,15 mm .045"	-14°	10°	10	–		–		20.35.402		–	
M.B.T.	| 26	3,5 mm	cervical 1,15 mm .045"	-14°	10°	10	–		–		20.35.403		–	
Tubo duplo conversível com gancho para P.L.A. / *Double convertible tube with hook for P.L.A*														
 M.B.T.	46 | 36	3,5 mm	cervical 1,15 mm .045"	-20°	0°	10	–		–		20.35.405		–	
Tubo duplo conversível com gancho / *Double convertible tube with hook*														
 M.B.T.	46 | 36	3,5 mm	–	-20°	0°	10	20.35.416		–		–		–	
Tubo triplo conversível com gancho / *Triple convertible tube with hook*														
 M.B.T.	16 |	3,5 mm	oclusal 1,15 mm .045"	-14°	10°	10	–		–		20.35.501		–	
M.B.T.	| 26	3,5 mm	oclusal 1,15 mm .045"	-14°	10°	10	–		–		20.35.502		–	

Lingual / Lingual ◉ **LINGUAL**

Prescrição *Prescription*	Posição *Position*	Compr. *Lenght*	Torque *Torque*	Distal *Offset*	Qtd *Qty*	**Soldagem** / *Welding* 2 x 0,90mm 2 x .036"
Tubo lingual com gancho / *Lingual tube with hook*						
 Lingual	16 | 26 / 46 | 36	3,5 mm	0°	0°	10	20.61.206

Adesivos

Adhesives



ORTHOBOND® PLUS
Color Change Adhesive

Feito por quem mais entende de bráquetes, para quem mais entende de ortodontia.

Alta performance

O **ORTHOBOND** apresenta alta performance para colagem de bráquetes metálicos, cerâmicos e compósitos, tubos e demais acessórios.

Rende mais de 15 casos completos

Sistema Color Change

Ao realizar a fotopolimerização, o adesivo perde o tom de rosa e apresenta uma coloração similar ao dente.



O uso do **ORTHOBOND**PLUS em conjunto com o **ORTHOPRIMER** proporciona aumento considerável da **EFICIÊNCIA DA COLAGEM**

Rende mais de 50 casos completos

O **ORTHOPRIMER** é um adesivo fluído utilizado como base para ativação de adesivos ortodônticos fotopolimerizáveis. Possui alta fluidez para micro penetração nos prismas do esmalte, potencializando as colagens em bráquetes e acessórios.

ORTHOPRIMER

Adesivo Orthobond Plus

Orthbond Plus Color Change Adesive

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
4g	1	85.01.017

Tampe imediatamente após cada uso: endurece em luz ambiente!



Adesivo OrthoPrimer

OrthoPrimer

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
5g	1	85.01.016





Confira dicas essenciais de colagem em nosso Manual de Colagem Ortodôntica virtual.

OPENBITE

Resina para Levante de Mordida

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Mais agilidade na desoclusão, e segurança na remoção



Identificação segura

Fórmula com pigmento azul permanente, que permite fácil visualização desde a aplicação até a remoção dos levantes oclusais, **evitando desgastes desnecessários no esmalte dentário.**

Resistência

Sua alta adesão e durabilidade proporciona excelente resistência mecânica e adesiva, evitando desgastes na mastigação.

Fotopolimerizável

Máximo controle de cura da resina, para facilitar a modelagem e o posicionamento do levante.

Autoadesivo

Sua fórmula tem boa aderência e pode dispensar primer em alguns casos, proporcionando mais agilidade à etapa clínica.

Viscosidade

Open Bite tem a consistência ideal, o que o torna versátil para construir os levantes de mordida.

Conteúdo *Content*	Qtd. *Qty.*	REF
4 g	1	85.01.018

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Acessórios

Acessories



Gancho Haste Longa

para bráquetes metálicos convencionais e autoligados

O Gancho Haste Longa para Bráquetes é uma solução ortodôntica desenvolvida para otimizar o tracionamento distal de caninos.





Produzido em aço inoxidável de alta resistência, o acessório oferece **precisão, segurança e compatibilidade** com a técnica autoligável e convencional. Tudo isso com o padrão de qualidade Morelli.

Por que escolher o Gancho Haste Longa para bráquetes?

- Fixação direta no bráquete, promovendo um ponto de ancoragem eficiente;
- Facilita a aplicação de forças ortodônticas no centro de resistência do dente, otimizando o movimento do canino;
- Contribui para tratamentos mais previsíveis e controlados;
- Durabilidade e resistência, graças à fabricação em aço inoxidável.

Cada código possui encaixe perfeito nos bráquetes para os quais foram desenvolvidos.

Gancho Haste Longa para Bráquetes Metálicos Caninos Roth Max	**Gancho Haste Longa para Bráquetes Metálicos** Caninos Roth SLI, SLP e SLH
	
REF 30.40.050	REF 30.40.051
4 unidades	4 unidades
Posição: 13 | 23 / 43 | 33	

Super Kit
Acessórios Ortodônticos

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

32 TIPOS DE PRODUTOS
KIT COM 240 PEÇAS





ACOMPANHA CAIXA ORGANIZADORA com marcação numerada de todos os acessórios


Kit de Acessórios Ortodônticos Orthodontic Acessory Kit	Tipo 32 tipos de acessórios ortodônticos	Quantidade 240	REF 30.90.900

Tubo Bráquete Prescrição Roth Simples Conv. 20.11.225 10 un. 01	Tubo Lingual 2x.036" Solda 16,26,36,46 20.61.206 10 un. 02	Contenção Lingual TwistForm 30.06.303 06 un. 03	Botão para Colagem Plano 30.10.205 30 un. 04	Botão Ceramic 30.10.210 05 un. 05	Gancho Soldagem 30.20.101 10 un. 06	Gancho para Tração de Dentes Inclusos 30.21.104 10 un. 07	Gancho para Tração de Dentes Inclusos com Corrente 30.21.107 05 un. 08
Gancho Ponta Bola Direito 30.40.003 10 un. 09	Gancho Ponta Bola Esquerdo 30.40.004 10 un. 10	Gancho Ponta Bola Reto 30.40.005 10 un. 11	Stop Aberto 30.40.008 10 un. 12	Gancho Ponta Bola Universal 30.40.009 10 un. 13	Gancho Universal para MPO 30.40.010 10 un. 14	Tubo Cruzado com Recuo Cervical .022" 30.40.016 10 un. 15	Stop Fechado com Aplicador 30.40.021 20 un. 16
Cursor Curto Sup. Esquerdo / Inf. Direito 30.45.011 02 un. 17	Cursor Curto Sup. Direito / Inf. Esquerdo 30.45.012 02 un. 18	Cursor Médio Sup. Esquerdo / Inf. Direito 30.45.013 02 un. 19	Cursor Médio Sup. Direito / Inf. Esquerdo 30.45.014 02 un. 20	Cursor Longo Sup. Esquerdo / Inf. Direito 30.45.015 02 un. 21	Cursor Longo Sup. Direito / Inf. Esquerdo 30.45.016 02 un. 22	Stop e Guia de Mordida 30.60.001 10 un. 23	Mini Esporão Educador Lingual 30.60.002 10 un. 24
Mola Fechada NiTi - 7mm 35.20.064 04 un. 25	Mola Fechada NiTi - 9mm 35.20.065 04 un. 26	Mola Fechada NiTi - 12mm 35.20.066 04 un. 27	Mola Fechada NiTi - 15mm 35.20.067 04 un. 28	Mola Fechada NiTi Miniparafuso 7mm 37.30.001 04 un. 29	Mola Fechada NiTi Miniparafuso 9mm 37.30.002 04 un. 30	Mola Fechada NiTi Miniparafuso 12mm 37.30.003 04 un. 31	Mola Fechada NiTi Miniparafuso 15mm 37.30.004 04 un. 32

Quantidade de peças por cavidade nessa embalagem





Gancho universal para MPO
Universal hook for TAD

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
slot .022”		05	30.40.010

Gancho com altura ajustável, remova os ganchos flexionando no tamanho desejado e dê acabamento




Gancho ponta bola curvo
Ball curved tip hook

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Direito Right slot .022”		10	30.40.003
Esquerdo Left slot .022”			30.40.004




Gancho ponta bola reto
Ball straight tip hook

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
slot .022”		10	30.40.005



Gancho ponta bola universal
Ball universal tip hook

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
slot .022”		10	30.40.009

Gancho Ancoragem

Utilizado no arco ortodôntico para ancoragem de elásticos correntes, molas, fios de amarilho metálicos, no auxílio de tratamentos que envolvem retração, mesialização e ancoragem.

A fixação se faz melhor em arco retangular, por serem mais calibrosos.



Gancho para tração de dentes inclusos com corrente
Hook for traction of non erupted teeth with chain

Medidas *Size*	Qtd. *Qty*	REF
	10	30.21.107


Gancho Tração

O gancho é colado ao dente impactado cuja corrente permanece ancorada no arco intraoral.


A extrusão do dente se verifica à medida que aparecem os elos, que uma vez contados, identificam a movimentação e o posicionamento do dente.



Gancho para soldagem
Hook for welding

Medidas *Size*	Qtd. *Qty*	REF
	100	30.20.101

Gancho para tração de dentes inclusos
Hook for traction of non erupted teeth

Medidas Size	Qtd. Qty	REF
	10	30.21.104



Gurin

São dispositivos que, aplicados aos arcos ortodônticos com auxílio da chave sextavada*, permitem a ancoragem de dispositivos diretamente no arco.

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

*Chave sextavada do gurin página 114 / Gurin key page 114 - 75.02.011

Gurin com slot redondo fechado
Guri with closed round slot


Tipo Type	Medidas Size	Qtd Qty	REF
Universal	.022" adjustável adjustable	10	35.05.001



SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Gurin com slot retangular aberto
Gurin with open rectangular round hook

Tipo Type	Medidas Size	Qtd Qty	REF
Universal	.022" adjustável adjustable	10	35.05.011



Gurin com slot redondo fechado e gancho
Gurin with closed round slot and hook

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Tipo Type	Medidas Size	Qtd Qty	REF
Direito Right	.022" adjustável adjustable	10	35.05.002
Esquerdo Left			35.05.003



Gurin com slot retangular aberto e gancho
Gurin with open rectangular slot and hook

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Tipo Type	Medidas Size	Qtd Qty	REF
Direito Right	.022" adjustável adjustable	10	35.05.012
Esquerdo Left			35.05.013



Como utilizar o Gurin

Gurin com slot redondo fechado e gancho haste longa
Gurin with closed round slot and right hook

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Tipo Type	Medidas Size	Qtd Qty	REF
Direito Right	.022" adjustável adjustable	05	35.05.004
Esquerdo Left			35.05.005



Botão

Acessório utilizado nas movimentações dentárias como: giroversões, tracionamentos, retrações ou sistemas de ancoragem.

Podem reter elásticos e fios de amarrilho.

Quando utilizar o botão ortodôntico



Botão Soldagem
Button Welding

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Para Soldagem For Welding		10	30.10.105




Botão para Colagem Convexo
Button for Bonding Convex

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Convexo para colagem Convex for bonding		10	30.10.202




Botão para Colagem Côncavo
Button for Bonding Concave

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Côncavo para colagem Concave for bonding		10	30.10.203




Botão para Colagem Plano
Button for Bonding Flat

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Para colagem plano for bonding flat		10	30.10.205




Botão Ceramic
Ceramic Button

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Ceramic para colagem Ceramic for bonding		02	30.10.210




Botão PolySafira
PolySafira Button

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Safira para colagem Safira for bonding		02	30.10.211



Botão Composite
Composite Button


Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Composite para colagem Composite for bonding		10	30.10.206

Power Arm Ceramic

Ideal para utilização em mecânicas de mesialização, distalização, fechamento de espaços e retração anterior. Acessório de corpo único, injetado em cerâmica de alumina translúcida.

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Power arm ceramic para mesialização ou distalização
Power arm ceramic for mesialization and distalization

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
	01	30.21.001




Stop

Para arcos retangulares: Eficiente para conter ou limitar movimentação de arcos e acessórios ortodônticos, além de evitar o incômodo causado pelo deslocamento do arco na distal do tubo.

Stop para arcos retangulares
Stop for rectangular arches

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
 .022”	10	30.40.008



Para arcos redondos: Projetados para demarcação de linha média ou travamento dos arcos ortodônticos redondos, principalmente evitando o desconforto por deslocamento do arco na distal do tubo. Limita o movimento lateral sem causar deformações. É empregado em todas as técnicas ortodônticas, incluido bráquetes autoligados.

Stop para arcos redondos
Stop for round arches

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
 .021” / Ø 0.54mm	25	30.40.020



Stop fechado com aplicador para fios até .022”
Stop closed wit applicator for wires up to .022”

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
 .021” / Ø 0.54mm	10	30.40.021




Confira como aplicar

Stop e Guia

A principal função do Stop e Guia é diminuir o impacto dos dentes superiores com os bráquetes inferiores, pois ele trabalha abrindo a mordida, e ao mesmo tempo proporciona a reeducação e o descanso muscular.

Stop e guia de mordida
Stop and Bite Guide


Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
 Base / Base **3.6mm x 4.0mm**	10	30.60.001



Mini Esporão

O Mini Esporão induz a língua a diminuir a pressão sobre os dentes anteriores, superiores e/ou inferiores, ao auxiliar nos tratamentos de sucção digital (chupar o dedo) e correção de mordidas abertas em reeducação de recidivas.

Mini esporão educador lingual
Mini spur tongue educator

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
 Base / Base **2.8mm x 3.8mm**	10	30.60.002



Mola

As molas Morelli oferecem forças leves e contínuas, permitindo aumentar os intervalos das ativações. São excelentes dispositivos para obtenção de forças de tração ou compressão. As molas fechadas para tração apresentam extremidades preparadas para adaptação aos acessórios.



Mola Aberta CrNi
Open Spring CrNi

Tipo *Type*	Tamanho *Length*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Aberta compressão Open compression	1 Metro Meter	 ø interno / internal 0,80mm (.032")	01	35.20.060




Mola Fechada CrNi
Closed Spring CrNi

Tipo *Type*	Tamanho *Length*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Fechada tração Closed traction	1 Metro Meter	 ø interno / internal 0,80mm (.032")	01	35.20.061



Mola de NiTi
Spring NiTi

Tipo *Type*	Tamanho *Length*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Aberta compressão Open compression	178 mm	 ø interno / internal 0,76mm (.030")	03	35.20.062



Dica: Para evitar a ponta do espiral aberta, recomenda-se cortar a mola na espiral fechada.

Mola de NiTi aberta e fechada
Spring NiTi open and closed


Tipo *Type*	Tamanho *Length*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Aberta e fechada compressão Open and closed compression	178 mm	 ø interno / internal 1,00mm (.040")	03	35.20.072



ø 1.6 mm

Mola de NiTi fechada
Spring NiTi closed

Tipo *Type*	Tamanho *Length*	Amplitude de aplicação *Range of application*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Fechada tração Closed traction	7 mm	10 a 15 mm	200gf	04	35.20.064
	9 mm	15 a 25 mm			35.20.065
	12 mm	25 a 35 mm			35.20.066
	15 mm	35 a 45 mm			35.20.067



ø 2.3 mm

Mola de NiTi fechada para miniparafuso
Spring NiTi closed for miniscrew

ipo *ype*	Tamanho *Length*	Amplitude de aplicação *Range of application*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Fechada tração Closed traction	7 mm	10 a 15 mm	200gf	04	37.30.001
	9 mm	15 a 25 mm			37.30.002
	12 mm	25 a 35 mm			37.30.003
	15 mm	35 a 45 mm			37.30.004

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Cursor

O Cursor Morelli é um dispositivo intrabucal para instalação no arco intraoral, que permite a ancoragem de molas ou elásticos em um gancho de posição ajustável.
A regulagem da força clínica é feita atravéns do posicionamento do gancho ao longo do cursor Fio Ø0,7mm, com uso da chave do Gurin*.

*Chave sextavada do gurin página 114/ Gurin key page 114 REF: 75.02.011

Cursores para Mesialização e Distalização
Sliding jig for Mesialization and Distalization

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
12mm Ø1,30mm	Curto - Sup. Esquerdo Inf. Direito Short - UL/LR	05	30.45.011
12mm	Curto - Sup. Esquerdo Inf. Esquerdo Short - UR/LL		30.45.012
18mm	Médio - Sup. Esquerdo Inf. Direito Medium - UL/LR	05	30.45.013
18mm	Médio - Sup. Direito Inf. Esquerdo Medium - UR/LL		30.45.014
32mm	Longo - Sup. Esquerdo Inf. Direito Long - UL/LR	05	30.45.015
32mm	Médio - Sup. Direito Inf. Esquerdo Long - UR/LL		30.45.016


Fio Ø 0,7mm








Distalização



Mesialização



Confira a aplicação dos cursores


Contenção

A contenção ortodôntica é utilizada na manutenção dos dentes em suas novas posições após movimentação ortodôntica, com a função substancial de proporcionar a estabilidade dos resultados obtidos após o término do tratamento ortodôntico.

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Contenção TwistForm 3x3
TwistForm Retainer 3x3

Tipo *Type*	Tamanho *Length*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
3 fios	41,5 mm	Ø externo / esternal 0,50mm (.020")	10	30.06.303
3 fios	41,5 mm	Ø externo / esternal 0,65mm (.026")	10	30.06.304



Confira a aplicação do TwistForm



Tubo para ativadores com barra
Tube for activators bar

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Ø 1,15mm Ø 0.45”	10	30.05.145
Ø 1,30mm Ø 0.51”	10	30.05.151

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL



Tubo cruzado
Cross Tube

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
-	.022”	10	30.40.006

Tubo Cruzado

Tubo cruzado é fixado ao arco ortodôntico para receber fios de até .021”x.025”. Acoplado ao arco principal permite a instalação de arcos segmentados, cantilever, alças e outras. Auxilia no fechamento de espaços, intrusão do segmento anterior e perda de ancoragem.

Tubo cruzado com recuo cervical: O recuo cervical do tubo evita o toque do dente antagonista no fio inserido no furo.



Tubo cruzado com recuo cervical
Cervical Offset cross tube

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
-	.022”	10	30.40.016

”

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Distalizador de molares tipo Jones universal
Molar distalizer type Jones universal

Tamanho (L) *Size (L)*	Compressão* *Compression**	Força *Force*	Qtd *Qty*	REF
15 mm	3 mm	60gf	02	30.45.003
	4 mm	65gf		
	5 mm	70gf		
	6 mm	75gf		
	7 mm	80gf		

Distalizador


Este dispositivo é utilizado para distalizar molares superiores e oferece forças constantes. A ativação da mola de nitinol libera forças de 60 a 80gf, quando submetido a compressões médias de 5 mm.

Mola NiTi



Olhal móvel cervical/
oclusal para ancoragem

Movable cervical/
oclusal eyeletfor anchorage



*Valores Médios
*Medium Values

Tubo Telescópico

Construídos em aço inoxidável, são utilizados na composição de alguns aparelhos ortopédicos e ortodônticos que apresentam movimentações deslizantes sobre um fio ou haste. Como por exemplo os Aparelhos Protatores Mandibulares (APM), utilizados para correções de maloclusões de classe II

Tubo telescópico
Telescopic tube

Indicado para fios até *Indicated for wires up to*		Qtd *Qty*	Comprimento *Length*	REF
Diâmetro interno Internal diameter	0,80mm	05	330mm	30.40.030
Diâmetro interno Internal diameter	0,90mm	05	330mm	30.40.031
Diâmetro interno Internal diameter	1,40mm	05	330mm	30.40.032

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL



Grampo Ponta Bola

O Grampo Ponta Bola é utilizado na confecção de aparelhos removíveis, para criar pontos de "retenção" por meio de sua esfera que se prende por pressão aos dentes.

Grampo ponta bola
Headed ball clasp

Dimensões *Dimensions*	Qtd *Qty*	Comprimento *Length*	REF
Haste: Ø 0,7mm Bola: Ø 1,5mm	20	38mm	30.40.040
Haste: Ø 0,9mm Bola: Ø 1,5mm	20	38mm	30.40.042
Haste: Ø 0,8mm Bola: Ø 1,5mm	20	38mm	30.40.043




Barra palatina


A barra palatina se conecta aos tubos linguais. Utilizada com diversas finalidades, pode gerar forças para giroversão, intrusão ou torque, bem como funcionar como reforço de ancoragem.

Barra palatina loop mesial e distal
Palatal bar with mesial and distal loop

Medidas *Size*		Qtd *Qty*	REF - Mesial	REF - Distal
*34mm	Ø 0,9mm	10	30.30.034	30.30.134
37mm			30.30.037	30.30.137
39mm			30.30.039	30.30.139
41mm			30.30.041	30.30.141
43mm			30.30.043	30.30.143
45mm			30.30.045	30.30.145
47mm			30.30.047	30.30.147
49mm			30.30.049	30.30.149
52mm			30.30.052	30.30.152
55mm			30.30.055	30.30.155

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL






Tela malha 80
Orthodontic wire mesh

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
CrNi	Fio = Ø 0,12mm 100 x 100 mm	01	35.11.001

Tela Malha

Utilizado para confecção de base para colagem em tubos e demais peças. Utiliza fios trançados de aço inoxidável com 80 fios/polegadas



Solda prata
Silver Solder

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
56% (Ag) Fusão / Fusion = 650°C	Rolo / roll Ø 0,05mm 5 m	01	35.30.010
	Vareta / Stick Ø 0,8mm 300 m	04	35.30.011
	Vareta / Stick Ø 0,8mm 300 m	10	35.30.013

Solda de Prata

Fio de solda prata de fácil aplicação, isento de material tóxico.



Pasta para solda prata
Solder flux

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
20 ml	01	35.30.020

Pasta para solda

Material utilizado como fluxo indispensável para unir metais através de brasagem, permitindo soldas uniformes e sem bolhas.



Cera ortodôntica de proteção
Orthodontic wax protection

Qtd *Qty*	REF
10 cartelas cards	35.33.001

Cera Ortodôntica

A Cera de Proteção desenvolvida pela Morelli oferece conforto durante a adaptação ao aparelho ortodôntico, além de evitar as consultas de urgência e aumentar a colaboração dos pacientes em início do tratamento. Aromatizada com suave sabor de menta.





Cera ortodôntica
Orthodontic Wax

Qtd *Qty*	REF
1 cartela cards	35.33.002

Soluções Estéticas

Aesthetic Solutions



Tecnologia e alta performance para tratamentos que exigem discrição

O **Botão Polysafira** e o **Power Arm Ceramic** são soluções que se complementam para proporcionar maior estética, adesão e controle dos movimentos nos tratamentos com bráquetes estéticos ou alinhadores.



Botão Polysafira

REF 30.10.211

2 unidades

SEM MDR

NÃO DISPONÍVEL

Power Arm Ceramic

REF 30.21.001

1 unidade

Discrição Estética: Produzido em cerâmica de alumina translúcida

Controle da Movimentação: Permite aplicação de forças em duas alturas distintas, possibilitando movimentos precisos de mesialização ou distalização, com alinhadores ou bráquetes.

Design Monobloco: Acessório em corpo único, moldado por injeção, que garante resistência e praticidade na colagem, ideal para caninos e primeiros pré-molares.

Integração com Sistemas de Ancoragem: Transmite forças com eficácia ao ser utilizado com miniparafusos e outros sistemas, oferecendo versatilidade biomecânica.

Estética Superior: Transparência que se adapta à cor natural dos dentes.

Excelente Adesão: Base bi-jateada e silanizada, com retenção mecânica e química compatível com os principais adesivos ortodônticos do mercado.

Tecnologia de Injeção: Produzido em cerâmica policristalina por meio do processo C.I.M. (Ceramic Injection Molding), que garante precisão e resistência.

Versatilidade: Ideal para tratamento com bráquetes estéticos e alinhadores.

Design Inteligente: Base anatômica otimizada para melhor adaptação em áreas mais restritas, como as regiões cervicais das coroas dentárias.

CLARIS
THERMOPLASTIC SOLUTIONS



Seu conhecimento no controle de novas possibilidades

As Placas Claris foram desenvolvidas para termoformagem de inúmeras aplicações odontológicas.

São resistentes e seguras, para formabilidade por aquecimento à vácuo ou pressão. Além de excelente memória de forma final, com alta ductilidade, não fratura mediante às forças aplicadas durante o uso.

Aplicações odontológicas:

- Alinhadores Estéticos
- Placas de contenção
- Guias de colagem indireta
- Placas de bruxismo
- Moldeiras para clareamento ou fluoretação

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL



MEDIDAS DISPONÍVEIS

Medidas / Size	Qtd. / Qty.	REF
Placa 0,50mm - Ø 125mm	10	66.01.050
Placa 0,76mm - Ø 125mm	10	66.01.076
Placa 1,00mm - Ø 125mm	10	66.01.100

Confira como utilizar as Placas Claris

Conheça outros **produtos complementares**



Azul Turquesa
80.04.216

Caixas de Bolso

Além de lindas, as Caixas de Bolso Morelli são super resistentes, práticas e higiênicas.

Contam com o respiro na parte superior da tampa, que garante a circulação de ar, mantendo tanto a caixa quanto seu conteúdo sempre secos.

Indicadas para o armazenamento e transporte de placas de contenção, bruxismo, clareamento, aparelhos móveis e alinhadores.



Azul Marinho
80.04.217

Disponíveis em 10 cores:

Azul / Branco
80.04.211



Rosa / Branco
80.04.212



Off White
80.04.214



Black Piano
80.04.215





Vermelho Cereja
80.04.218



Rosa Magenta
80.04.219



Laranja Tangerina
80.04.220



Verde Lima
80.04.221

Posicionador e extrator ortodôntico

Esse instrumento facilita a colocação e remoção dos elásticos (intraorais e extraorais).

Também auxilia na retirada dos alinhadores e contenções de forma segura, pois evita o contato direto com as unhas, livrando de possíveis quebras e contaminações.



Cod. **75.01.015**



Cod. **30.10.210**


Botão Ceramic

Uma peça versátil, com estética e resistência superiores. Permite movimentações especiais, principalmente em tratamentos com alinhadores.


Recentemente o design foi aprimorado, permitindo a colagem em áreas estreitas, como cervicais dos dentes.

Ancoragem Absoluta

Abolute Anchorage



Uma linha completa em **ancoragem obsoluta**



Principais características dos miniparafusos Morelli

- **Ponta ativa com perfil autoperfurante,** especialmente desenhada para oferecer estabilidade, ajuste seguro na textura óssea e resistência para as aplicações de cargas ortodônticas imediatas;
- **Seção transmucosa de perfeita adaptação** e manutenção dos tecidos moles periimplantares;
- **Alta biocompatibilidade**, material testado e aprovado pela ANVISA quanto à sua segurança biológica;
- **Furo de ø0,8mm (indicado para fio de até .021"x.025")** na seção sextavada, dimensionado especialmente para aplicação de acessórios ortodônticos;
- **Fácil aplicação**: todos os Miniparafusos são compatíveis com o mesmo Kit de Ferramentas Morelli;
- **Disponibilidade**: disponível nas principais dentais do Brasil com garantia de fornecimento a qualquer momento;
- **Preço justo**, esperando contribuir para com a evolução da Ortodontia Brasileira procuramos praticar um preço acessível.



Miniparafuso de Titânio | Cabeça de Botão

Ideal para aplicação inter-radicular, permite diversas possibilidades de movimentação durante o tratamento ortodôntico independentemente da cooperação do paciente.



Miniparafuso de Titânio | Cabeça de Bráquete

Além da ancoragem de molas, elásticos ou amarrilhos, permite o uso de cantilevers, e assim, oferece novas possibilidades de movimentação ortodôntica. O Miniparafuso Cabeça de Bráquete conta com dois slots 0.021" x 0.025" perpendiculares entre si na cabeça do parafuso, para acomodar com precisão os fios retangulares.



Miniparafuso de Aço | Cabeça de Botão

Ideal para aplicação extrarradicular, o Miniparafuso de Aço, quando comparado ao titânio, apresenta maior resistência aos esforços de flexão e torção.




Miniparafuso com Furo Retangular | Cabeça de Botão


Ampliando as possibilidades de movimentação dentária e oferecendo ainda mais soluções para a correção das maloclusões, os Miniparafusos Ortodônticos com Furo Retangular foram desenvolvidos em dois modelos: em aço, para instalação extrarradicular, e em titânio, para instalação inter-radicular.

Miniparafuso Ortodôntico de Titânio - Cabeça de botão

Titanium Orthodontic Miniscrew with Button Head




Comprimento Roscado Threading Length	Transmucosa Transmucosal	Diâmetro Diameter	Sentido de Inserção Insertion	Qtd. Qty	REF
6mm	1mm	Ø1.5mm	Horário / Clockwise	2	37.10.101
8mm					37.10.102
6mm	2mm	Ø1.5mm	Horário / Clockwise	2	37.10.201
8mm					37.10.202
10mm					37.10.203




Miniparafuso Ortodôntico de Titânio - Cabeça de bráquete

Titanium Orthodontic Miniscrew with Bracket Head




6mm	1mm	Ø1.5mm	Anti-Horário Counter	1	37.10.231
8mm					37.10.232
6mm	1mm	Ø1.5mm	Horário / Clockwise	1	37.10.241
8mm					37.10.242



Miniparafuso Ortodôntico de Titânio - Furo Retangular


Titanium Orthodontic Miniscrew Rectangular Hole



8mm	2mm	Ø1.5mm	Horário / Clockwise	1	37.10.210

Miniparafuso Ortodôntico de Aço - Furo Retangular

Steel Orthodontic Miniscrew Rectangular Hole




10mm	6mm	Ø2.0mm	Horário / Clockwise	1	37.10.603



Miniparafuso Ortodôntico de Aço - Cabeça de botão

Steel Orthodontic Miniscrew with Button Head



5mm	4mm	Ø2.0mm	Horário / Clockwise	1	37.10.405
7mm	4mm	Ø2.0mm	Horário / Clockwise	1	37.10.407
10mm	4mm	Ø2.0mm	Horário / Clockwise	1	37.10.410
12mm	4mm	Ø2.0mm	Horário / Clockwise	1	37.10.412
14mm	4mm	Ø2.0mm	Horário / Clockwise	1	37.10.414



Todos os Miniparafusos Morelli são esterilizados. / All Morelli Mini Screws are sterilized.


Ponta Lança

Utilizada para facilitar a entrada na gengiva e marcação do osso a ser perfurado pelo Miniparafuso.



121°C

Ponta Lança
Spear Tip

Medidas Size	Qtd. Qty	REF
	1	37.20.010


Chave Hexagonal

Longa, média e curta para encaixar o Miniparafuso. Destinada a instalação e remoção dos Miniparafusos Ortodônticos, estão equipadas com anel de retenção em Nitinol durável e seguro,



121°C


Chave Hexagonal Haste Longa
Hexagonal Key Long Stem

Medidas Size	Qtd. Qty	REF
	1	37.20.011



121°C


Chave Hexagonal Haste Média
Hexagonal Key Medium Stem

Medidas Size	Qtd. Qty	REF
	1	37.20.015



121°C

Chave Hexagonal Haste Curta
Hexagonal Key Short Stem

Medidas Size	Qtd. Qty	REF
	1	37.20.012

Kit de Ferramentas

A excelência e funcionalidade que você já conhece, agora também na **versão rosa.**



O Kit de Ferramentas Morelli inclui:



Ponta Lança
REF 37.20.010



Chave Hexagonal Longa
REF 37.20.011



Chave Hexagonal Média
REF 37.20.015



Chave Hexagonal Curta
REF 37.20.012




Chave Hexagonal Digital
REF 37.20.013



Chave de Mão
ROSA - REF 37.20.017
AZUL - REF 37.20.014


Cor *Colors*	Qtd. *Qty.*	REF
Rosa	1	37.20.003
Azul	1	37.20.001



Chave Hexagonal Digital

Digital, esta chave poderá ser utilizada em espaços reduzidos. Destinada à instalação e remoção dos Miniparafusos Ortodônticos.

Chave Hexagonal Digital
Hexagonal Digital Key


Medidas *Size*	Qtd. *Qty*	REF
	1	37.20.013



Chave Contra Ângulo

Acoplada ao contra-ângulo odontológico, a Chave substitui o micromotor de baixa rotação, transformando o contra-ângulo em uma chave de instalação angulada.

Chave para contra-ângulo
Contra Angle Key

Medidas *Size*	Qtd. *Qty*	REF
	1	37.20.016




Broca Ortodôntica

Para aumentar a segurança durante a instalação dos Miniparafusos, em certos casos, é recomendada a pré furação com as Brocas para Miniparafusos, pois isso facilita o acesso ao local de instalação e diminui o torque de inserção.


Indicadas como auxiliares na instalação de Miniparafusos, as Brocas Ortodônticas contribuem para um procedimento seguro e previsível, especialmente em situações de osso denso ou de difícil acesso.

Broca Ortodôntica para Miniparafuso Ø1,1mm – Curta
Orthodontic Drill for Miniscrew Ø1,1mm - Short

Medidas *Size*	Qtd. *Qty*	REF
	1	37.20.018



Broca Ortodôntica para Miniparafuso Ø1,1mm – Longa
Orthodontic Drill for Miniscrew Ø1,1mm - Long


Medidas *Size*	Qtd. *Qty*	REF
	1	37.20.019



Bandas

Bands





Banda Universal para molar

Universal band for molar

As bandas universais têm perímetros internos que variam de 28 a 42mm, correspondendo aos perímetros dos dentes.



Banda para 1º e 2º molar inferior direito/esquerdo
Band for 1º and 2º molar lower right/left

Banda para 1º e 2º molar superior direito/esquerdo
Band for 1º and 2º molar upper right/left

Perímetro Perimeter mm	Qtd Qty	REF 47 46 36 37	REF 17 16 26 27
28	10	40.01.280	40.02.280
28,5	10	40.01.285	40.02.285
29	10	40.01.290	40.02.290
29,5	10	40.01.295	40.02.295
30	10	40.01.300	40.02.300
30,5	10	40.01.305	40.02.305
31	10	40.01.310	40.02.310
31,5	10	40.01.315	40.02.315
32	10	40.01.320	40.02.320
32,5	10	40.01.325	40.02.325
33	10	40.01.330	40.02.330
33,5	10	40.01.335	40.02.335
34	10	40.01.340	40.02.340
34,5	10	40.01.345	40.02.345
35	10	40.01.350	40.02.350
35,5	10	40.01.355	40.02.355
36	10	40.01.360	40.02.360
36,5	10	40.01.365	40.02.365
37	10	40.01.370	40.02.370
37,5	10	40.01.375	40.02.375
38	10	40.01.380	40.02.380
38,5	10	40.01.385	40.02.385
39	10	40.01.390	40.02.390
39,5	10	40.01.395	40.02.395
40	10	40.01.400	40.02.400
40,5	10	40.01.405	40.02.405
41	10	40.01.410	40.02.410
41,5	10	40.01.415	40.02.415
42	10	40.01.420	40.02.420

Banda Anatômica para molar

Anatomical band for molar

As bandas anatômicas Morelli reproduzem a morfologia dos molares, permitindo ótima adaptação. Disponíveis para molares superiores e inferiores, lado direito e esquerdo.



Inferior direito/esquerdo lower right/left

Superior direito/esquerdo upper right/left

Perímetro Perimeter mm	Qtd Qty	REF 47 46 36 37	REF 17 16 26 27
29	10	40.12.290	40.22.290
29,5	10	40.12.295	40.22.295
30	10	40.12.300	40.22.300
30,5	10	40.12.305	40.22.305
31	10	40.12.310	40.22.310
31,5	10	40.12.315	40.22.315
32	10	40.12.320	40.22.320
32,5	10	40.12.325	40.22.325
33	10	40.12.330	40.22.330
33,5	10	40.12.335	40.22.335
34	10	40.12.340	40.22.340
34,5	10	40.12.345	40.22.345
35	10	40.12.350	40.22.350
35,5	10	40.12.355	40.22.355
36	10	40.12.360	40.22.360
36,5	10	40.12.365	40.22.365
37	10	40.12.370	40.22.370
37,5	10	40.12.375	40.22.375
38	10	40.12.380	40.22.380
38,5	10	40.12.385	40.22.385
39	10	40.12.390	40.22.390
39,5	10	40.12.395	40.22.395
40	10	40.12.400	40.22.400
40,5	10	40.12.405	40.22.405
41	10	40.12.410	40.22.410
41,5	10	40.12.415	40.22.415
42	10	40.12.420	40.22.420



5 peças RL + 5 peças LL



5 peças RU + 5 peças LU



Banda para pré-molar superior
Band for upper premolar


BU

Superior
upper

As bandas de pré-molares são dispositivos de ancoragem utilizados em tratamentos de expansão da maxila associada à aparelhos disjuntores e distalizadores tipo Haas e Hyrax, Jones Jig e botões de Nance. Também podem ser usadas em casos de quedas recorrentes de bráquetes, onde o mesmo é soldado na banda.

Tamanho Size	Qtd Qty	REF 15 14 | 25 24
12	10	40.50.012
13	10	40.50.013
14	10	40.50.014
15	10	40.50.015
16	10	40.50.016
17	10	40.50.017
18	10	40.50.018
19	10	40.50.019
20	10	40.50.020
21	10	40.50.021
22	10	40.50.022
23	10	40.50.023
24	10	40.50.024
25	10	40.50.025
26	10	40.50.026
27	10	40.50.027
28	10	40.50.028
29	10	40.50.029
30	10	40.50.030
31	10	40.50.031
32	10	40.50.032







Veja Acalcadores de bandas na página 107
See bands seater on page 107

Bandas com Tubos à pronta entrega.

Para pedir sua Banda Anatômica com Tubo Soldado siga os seguintes passos:

Passo 1

Escolha a medida de Banda "Inferior ou Superior".

#DICA

Acesse a página para realizar seu pedido

Banda Anatômica Superior				TUBOS					
				SIMPLES	DUPLO		TRIPLO	TRIPLO + LINGUAL	
Prescrição				ROTH	ROTH	M.B.T. *L.B.	ROTH	ROTH	LINGUAL
Torque / Torque				-14°	-14°	-14°	-14°	-14°	–
Distal / Offset				14°	14°	10°	14°	14°	–
Tubo / Tube ø				–	–	.045"	.045"	.045"	–
Slot				.022"	.022"	.022"	.022"	.022"	2x .036"
				20.10.211	20.10.417	20.35.402	20.10.611	20.10.611	20.61.206
Perímetro Perimeter mm	Bandas Bands	R	Qtd Qty	20.10.212	20.10.418	20.35.403	20.10.612	20.10.612	–
32	40.22.320	R L	2	47.11.007	–	–	–	–	
32,5	40.22.325	R L	2	47.11.008	–	–	–	–	
33	40.22.330	R L	2	47.11.009	–	–	47.31.009	48.31.109	
33,5	40.22.335	R L	2	47.11.010	–	–	47.31.010	48.31.110	
34	40.22.340	R L	2	40.11.011	47.21.011	47.21.111	47.31.011	48.31.111	
34,5	40.22.345	R L	2	47.11.012	47.21.012	47.21.112	47.31.012	48.31.112	
35	40.22.350	R L	2	47.11.013	47.21.013	47.21.113	47.31.013	48.31.113	
35,5	40.22.355	R L	2	47.11.014	47.21.014	47.21.114	47.31.014	48.31.114	
36	40.22.360	R L	2	47.11.015	47.21.015	47.21.115	47.31.015	48.31.115	
36,5	40.22.365	R L	2	47.11.016	47.21.016	47.21.116	47.31.016	48.31.116	
37	40.22.370	R L	2	47.11.017	47.21.017	47.21.117	47.31.017	48.31.117	
37,5	40.22.375	R L	2	47.11.018	47.21.018	47.21.118	47.31.018	48.31.118	
38	40.22.380	R L	2	47.11.019	47.21.019	47.21.119	47.31.019	48.31.119	
38,5	40.22.385	R L	2	47.11.020	47.21.020	47.21.120	47.31.020	48.31.120	
39	40.22.390	R L	2	47.11.021	47.21.021	47.21.121	47.31.021	48.31.121	
39,5	40.22.395	R L	2	47.11.022	–	–	47.31.022	48.31.122	
40	40.22.400	R L	2	47.11.023	–	–	47.31.023	48.31.123	
40,5	40.22.405	R L	2	47.11.024	–	–	47.31.024	48.31.124	
41	40.22.410	R L	2	47.11.025	–	–	47.31.025	48.31.125	
41,5	40.22.415	R L	2	47.11.026	–	–	47.31.026	48.31.126	
42	40.22.420	R L	2	47.11.027	–	–	47.31.027	48.31.127	

Passo 2

Escolha o Tubo

Passo 3


Identifique o código do cruzamento para efetuar o seu pedido

Exemplos:

Você receberá 1 Par do conjunto escolhido (Direito/Esquerdo).

Família 47
Banda com Tubo

Direita (R) Esquerda (L)



Banda 40.12.320



Tubo 20.10.221 Tubo 20.10.222






Código
47.10.007
2 un

Família 48
Banda com Tubo

Direita (R) Esquerda (L)



Banda 40.22.330



Tubo 20.10.611 Tubo 20.10.612 Tubo 20.61.206







Código
48.31.109
2 un

BANDA ANATÔMICA com tubo Inferior				TUBOS					
				SIMPLES	DUPLO			DUPLO + LINGUAL	
Prescrição				ROTH	ROTH	ROTH *L.B.	M.B.T.	ROTH	LINGUAL
Torque / Torque				-30°	-30°	-30°	-20°	-30°	-
Distal / Offset				4°	4°	4°	0°	4°	-
Tubo / Tube ø				-	-	.045"	-	-	-
Slot				.022"	.022"	.022"	.022"	.022"	2x .036"
									
Perímetro Perimeter mm	Bandas Bands	R	Qtd	20.10.221	20.10.411	20.10.413	20.35.401	20.10.411	20.61.206
		L	Qty	20.10.222	20.10.412	20.10.414	-	20.10.412	20.61.206
32	40.12.320	R L	2	47.10.007	47.20.007	-	-	-	
32,5	40.12.325	R L	2	47.10.008	47.20.008	-	-	-	
33	40.12.330	R L	2	47.10.009	47.20.009	-	-	-	
33,5	40.12.335	R L	2	47.10.010	47.20.010	-	-	-	
34	40.12.340	R L	2	47.10.011	47.20.011	-	-	-	
34,5	40.12.345	R L	2	47.10.012	47.20.012	47.20.112	47.20.312	48.20.112	
35	40.12.350	R L	2	47.10.013	47.20.013	47.20.113	47.20.313	48.20.113	
35,5	40.12.355	R L	2	47.10.014	47.20.014	47.20.114	47.20.314	48.20.114	
36	40.12.360	R L	2	47.10.015	47.20.015	47.20.115	47.20.315	48.20.115	
36,5	40.12.365	R L	2	47.10.016	47.20.016	47.20.116	47.20.316	48.20.116	
37	40.12.370	R L	2	47.10.017	47.20.017	47.20.117	47.20.317	48.20.117	
37,5	40.12.375	R L	2	47.10.018	47.20.018	47.20.118	47.20.318	48.20.118	
38	40.12.380	R L	2	47.10.019	47.20.019	47.20.119	47.20.319	48.20.119	
38,5	40.12.385	R L	2	47.10.020	47.20.020	47.20.120	47.20.320	48.20.120	
39	40.12.390	R L	2	47.10.021	47.20.021	-	-	-	
39,5	40.12.395	R L	2	47.10.022	47.20.022	-	-	-	
40	40.12.400	R L	2	47.10.023	47.20.023	-	-	-	
40,5	40.12.405	R L	2	47.10.024	47.20.024	-	-	-	
41	40.12.410	R L	2	47.10.025	47.20.025	-	-	-	
41,5	40.12.415	R L	2	47.10.026	47.20.026	-	-	-	
42	40.12.420	R L	2	47.10.027	47.20.027	-	-	-	

BANDA ANATÔMICA com tubo Superior				TUBOS					
				SIMPLES	DUPLO		TRIPLO	TRIPLO + LINGUAL	
Prescrição				ROTH	ROTH	M.B.T. *L.B.	ROTH	ROTH	LINGUAL
Torque / Torque				-14°	-14°	-14°	-14°	-14°	-
Distal / Offset				14°	14°	10°	14°	14°	-
Tubo / Tube ø				-	-	.045"	.045"	.045"	-
Slot				.022"	.022"	.022"	.022"	.022"	2x .036"
									
Perímetro Perimeter mm	Bandas Bands	R	Qtd	20.10.211	20.10.417	20.35.402	20.10.611	20.10.611	20.61.206
		L	Qty	20.10.212	20.10.418	20.35.403	20.10.612	20.10.612	-
32	40.22.320	R L	2	47.11.007	-	-	-	-	
32,5	40.22.325	R L	2	47.11.008	-	-	-	-	
33	40.22.330	R L	2	47.11.009	-	-	47.31.009	48.31.109	
33,5	40.22.335	R L	2	47.11.010	-	-	47.31.010	48.31.110	
34	40.22.340	R L	2	47.11.011	47.21.011	47.21.111	47.31.011	48.31.111	
34,5	40.22.345	R L	2	47.11.012	47.21.012	47.21.112	47.31.012	48.31.112	
35	40.22.350	R L	2	47.11.013	47.21.013	47.21.113	47.31.013	48.31.113	
35,5	40.22.355	R L	2	47.11.014	47.21.014	47.21.114	47.31.014	48.31.114	
36	40.22.360	R L	2	47.11.015	47.21.015	47.21.115	47.31.015	48.31.115	
36,5	40.22.365	R L	2	47.11.016	47.21.016	47.21.116	47.31.016	48.31.116	
37	40.22.370	R L	2	47.11.017	47.21.017	47.21.117	47.31.017	48.31.117	
37,5	40.22.375	R L	2	47.11.018	47.21.018	47.21.118	47.31.018	48.31.118	
38	40.22.380	R L	2	47.11.019	47.21.019	47.21.119	47.31.019	48.31.119	
38,5	40.22.385	R L	2	47.11.020	47.21.020	47.21.120	47.31.020	48.31.120	
39	40.22.390	R L	2	47.11.021	47.21.021	47.21.121	47.31.021	48.31.121	
39,5	40.22.395	R L	2	47.11.022	-	-	47.31.022	48.31.122	
40	40.22.400	R L	2	47.11.023	-	-	47.31.023	48.31.123	
40,5	40.22.405	R L	2	47.11.024	-	-	47.31.024	48.31.124	
41	40.22.410	R L	2	47.11.025	-	-	47.31.025	48.31.125	
41,5	40.22.415	R L	2	47.11.026	-	-	47.31.026	48.31.126	
42	40.22.420	R L	2	47.11.027	-	-	47.31.027	48.31.127	

NOTA:
*L.B. = Tubo para LIP BUMPER (Placa Lábio Ativa)

Kit com bandas universais
Universal band kits

Medidas Size	Qtd Qty	Inferior / Lower REF 7 6 | 6 7	Superior / Upper REF 7 6 | 6 7	Cor Color
	260	-	40.02.900	
	260	40.01.900	-	
	130	-	40.02.901	
	130	40.01.901	-	

Kits com Bandas

Os kits de bandas apresentam, em práticas embalagens, todos os tamanhos de bandas, em quantidades dimensionadas conforme a sua utilização. Padronizadas em vermelho para as embalagens de bandas superiores e azul para inferiores. As caixas também são vendidas avulsas. (Veja página 124).



Composição dos kits / kits composition

Perímetro / Perimeter mm	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42
Qtd / Qty	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	8	10	10	10	14	16	16	20	20	20	18	10	8	4	4	4	4	4

Embalagem com 260 Unidades.

Composição dos kits / kits composition

Perímetro / Perimeter mm	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42
Qtd / Qty	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	5	5	5	7	8	8	10	10	10	9	5	4	2	2	2	2	2

Embalagem com 130 Unidades.



Espessura da Lâmina x Altura Blade thickness x height	Qtd Qty	REF
0,10 x 3,2mm .004" x .125"	8 metros	40.91.001
0,10 x 3,8mm .004" x .150"	8 metros	40.91.002
0,10 x 4,5mm .004" x .180"	8 metros	40.91.003
0,15 x 4,5mm .006" x .180"	8 metros	40.91.004

Fitas para Bandar em Rolo

As fitas para bandar são confeccionadas em aço inoxidável polido e maleável, utilizadas para bandagem de caninos e outros dentes.

Arcos


Archs




Diagrama em tamanho real dos arcos intraorais Morelli

Diagramas CrNi

Cooper e Aço Inoxidável



Inferior




Superior

Diagramas NiTi


Superelástico, Thermo-plus, Rhodium e Curva Reversa

Oferecemos três tamanho de arcos, para melhor adaptação aos diferentes tamanhos de arcada e objetivos clínicos.




Pequeno

Para arcadas menores, em geral inferiores



Médio

Para arcadas intermediárias, inferiores ou superiores



Grande

Para arcadas maiores, em geral superiores

Arco Intraoral CrNi
Intraoral Archwire CrNi

Medidas *Size*		Qtd *Qty*	Superior *Upper*	Inferior *Lower*
Identificação / *Identification*				
◯	.012”	10	50.60.000	50.70.000
◯	.014”	10	50.60.001	50.70.001
◯	.016”	10	50.60.002	50.70.002
◯	.018”	10	50.60.003	50.70.003
◯	.020”	10	50.60.004	50.70.004
□	.016” x .016”	10	50.61.001	50.71.001
▭	.016” x .022”	10	50.62.001	50.72.001
▭	.017” x .025”	10	50.62.002	50.72.002
▭	.018” x .025”	10	50.62.003	50.72.003
▭	.019” x .025”	10	50.62.004	50.72.004
▭	.021” x .025”	10	50.62.005	50.72.005



Arco CrNi

Os arcos ortodônticos de aço inoxidável Morelli apresentam três tipos de secção transversal: redonda, quadrada e retangular.



Arco Intraoral Superelástico NiTi
Intraoral Archwire Superelastic NiTi

Medidas *Size*		Qtd *Qty*	Grande *Large*	Médio *Medium*	Pequeno *Small*
Identificação / *Identification*					
◯	.010”	10	-	50.70.010	-
◯	.012”	10	50.60.011	50.70.011	50.80.011
◯	.014”	10	50.60.012	50.70.012	50.80.012
◯	.016”	10	50.60.013	50.70.013	50.80.013
◯	.018”	10	50.60.014	50.70.014	50.80.014
◯	.020”	10	50.60.015	50.70.015	50.80.015
□	.016” x .016”	10	50.61.002	50.71.002	50.81.002
▭	.016” x .022”	10	50.62.011	50.72.011	50.82.011
▭	.017” x .025”	10	50.62.012	50.72.012	50.82.012
▭	.018” x .025”	10	50.62.013	50.72.013	50.82.013
▭	.019” x .025”	10	50.62.014	50.72.014	50.82.014
▭	.021” x .025”	10	50.62.015	50.72.015	50.82.015



Arco Superelástico NiTi

As ligas de NiTi (níquel-titânio) são relevantes na biomecânica ortodôntica, pois apresentam superelasticidade e efeitos de memória de forma. Liberam forças suaves e constantes se comparadas ao aço inoxidável. Não sofrem deformação permanente, ou seja, os fios não podem ser dobrados. Os arcos de NiTi Morelli são apresentados nos modelos Pequeno, Médio e Grande.



Arco Superelástico Curva Reversa NiTi

Esses arcos são úteis nas situaçõe em que a presença de curva no arco é importante para a biomecânica ortodôntica. Estão disponíveis em diversas espessuras e secções transversais (redonda, quadrada e retangular).



Arco Intraoral Superelástio NiTi Curva Reversa - Spee

Intraoral Archwire Superelastic NiTi Reverse Curve - Spee

Medidas *Size*		Qtd *Qty*	Grande *Large*	Médio *Medium*
Identificação / *Identification*				
◯	.012"	10	50.60.021	50.70.021
◯	.014"	10	50.60.022	50.70.022
◯	.016"	10	50.60.023	50.70.023
◯	.018"	10	50.60.024	50.70.024
◯	.020"	10	50.60.034	50.70.034
□	.016" x .016"	10	50.61.003	50.71.003
▭	.016" x .022"	10	50.62.021	50.72.021
▭	.017" x .025"	10	50.62.022	50.72.022
▭	.019" x .025"	10	50.62.023	50.72.023



Arco Superelástico Estético NiTi

Confeccionado em Níquel-Titânio (Nitinol) e cobertura com polímero de alta tecnologia. Os arcos intraorais estéticos Morelli possuem coloração próxia ao esmalte dentário, recobrimento resistente, material flexível e biocampatíveis, resistência à manchamento e alteração de cor.




Arco Intraoral Superelástio NiTi Estético

Intraoral Archwire Superelastic NiTi Aesthtic

Medidas *Size*		Qtd *Qty*	Grande *Large*	Médio *Medium*
Identificação / *Identification*				
◯	.012"	05	50.60.035	50.70.035
◯	.014"	05	50.60.036	50.70.036
◯	.016"	05	50.60.037	50.70.037
◯	.018"	05	50.60.038	50.70.038
▭	.017" x .025"	05	50.62.036	50.72.036
▭	.019" x .025"	05	50.62.037	50.72.037


* Arcos estéticos iguais e acima do 0.16" se aplicam apenas a slot 22.



Arco Intraoral Thermo-Plus NiTi

Intraoral Archwire NiTi Thermo Plus

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	Grande *Large*	Médio *Medium*	Pequeno *Small*
Identificação / *Identification*				
.012”	10	50.60.224	50.70.224	50.80.224
.014”	10	50.60.225	50.70.225	50.80.225
.016”	10	50.60.226	50.70.226	50.80.226
.018”	10	50.60.227	50.70.227	50.80.227
.020”	10	50.60.228	50.70.228	50.80.228
.016” x .016”	10	50.61.204	50.71.204	50.81.204
.016” x .022”	10	50.62.224	50.72.224	50.82.224
.017” x .025”	10	50.62.225	50.72.225	50.82.225
.018” x .025”	10	50.62.226	50.72.226	50.82.226
.019” x .025”	10	50.62.227	50.72.227	50.82.227
.021” x .025”	10	50.62.228	50.72.228	50.82.228



Arco Thermo-Plus NiTi

A liga de NiTi termoativado Thermo-Plus sofre transformação microestrutural com alteração térmica. O Arco, ao ser resfriado, torna-se maleável e inativo. Quando atinge a temperatura do ambiente bucal (acima de 27°C), ativa-se, adquirindo memória de forma e gerando força ortodôntica para os movimentos dentários.




Arco Intraoral Copper NiTi

Intraoral Archwire Cooper NiTi

SEM MDR

NÃO DISPONÍVEL

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	Superior *Upper*	Inferior *Lower*
Identificação / *Identification*			
.014”	10	50.60.150	50.70.150
.016”	10	50.60.151	50.70.151
.018”	10	50.60.152	50.70.152
.014” x .025”	10	50.62.150	50.72.150
.016” x .022”	10	50.62.151	50.72.151
.017” x .025”	10	50.62.152	50.72.152
.018” x .025”	10	50.62.153	50.72.153
.019” x .025”	10	50.62.154	50.72.154



Arco Copper NiTi

Os arcos intraorais Copper NiTi Morelli foram projetados especialmente para proporcionar o melhor desempenho clínico ao sistema de bráquetes autoligados. A adição de cobre em 6% na composição da liga potencializa as propriedades térmicas do níquel-titânio, resultando na entrega de forças ideais, com incomparável eficiência da movimentação dentária.




Arco Superelástico Rhodium NiTi

Desenvolvidos a partir dos arcos NiTi Superelásticos, os arcos com cobertura de ródio proporcionam excelente estética aliada ao desempenho mecânico, mantendo a liberação de forças clínicas leves e constantes durante todo o tratamento.
Os Arcos de Rhodium Morelli são recobertos por uma fina camada de ródio, um metal precioso com colaração branca prateada, que proporciona um aspecto esbranquiçado ao metal que se assemelha à cor dos dentes, garantindo um excelente resultado visual.



Arco Intraoral Copper Superelástico NiTi Rhodium
Intraoral Archwire Cooper NiTi

Medidas *Size*		Qtd *Qty*	Grande *Large*	Médio *Medium*
Identificação / *Identification*				
○	.012”	01	50.60.135	50.70.135
○	.014”	01	50.60.136	50.70.136
○	.016”	01	50.60.137	50.70.137
○	.018”	01	50.60.138	50.70.138
▭	.017” x .025”	01	50.62.136	50.72.136
▭	.019” x .025”	01	50.62.137	50.72.137



Sequência de Arcos Intraorais para Bráquetes Autoligados

A própia embalagem é um livreto explicativo sobre a aplicação dos arcos e suas respectivas forças. Os Arcos e as sugestões de uso apresentadas não dispensam a avaliação criteriosa do profissional habilitado, para adequar o tratamento ao diagnostico e à resposta biológica de cada paciente.



Sequência de Arcos Intraorais para Autoligado
Archwire kit for Selfligating

Tipo *Type*	Qtd *Qty*	Medidas *Size*	REF
Superelástico NiTi	20 un*	Ø.010”	50.14.901
Thermo-Plus NiTi		Ø.012” / Ø.014” / Ø.016” .016”x .016” / .016”x .022” .017”x .025” / .021”x .025”	
Cromo Níquel CrNi		.019” x .025”	
Titânio - Molibdênio TMA		.017” x .025”	

***10 pares de diferentes arcos**
Cada medida contém 2 arcos, sendo um superior e outro Inferior.

10 different pairs
Each size containes 2 archwires, lower and upper.

SEQUÊNCIA DE ARCOS MAIS COMPLETA DO MERCADO

Sequência de Arcos Intraorais para Bráquetes Convencional
Archwire kit for Selfligating

Tipo *Type*	Qtd *Qty*	Medidas *Size*	REF
Superelástico NiTi	18 un*	Ø.012" / Ø.014" Ø.016" / Ø.018" .016" x .022" .017 x .025" .019 x .025"	50.14.900
Cromo Níquel CrNi		.019 x .025"	
Titânio - Molibdênio TMA		.017 x .025"	

***9 pares de diferentes arcos**
Cada medida contém 2 arcos, sendo um superior e outro Inferior.

9 different pairs
Each size containes 2 archwires, lower and upper.

Sequência de Arcos Intraorais para Bráquetes Convencionais

Sequência composta por arcos de NiTi, CrNi e TMA, com tamanhos de arcos para serem utilizados com os bráquetes convencionais.



Sequência de Arcos Intraorais para Bráquete Estético
Archwire kit for Selfligating Aesthtic

Tipo *Type*	Qtd *Qty*	Medidas *Size*	REF
Superelástico NiTi Estético	12 un*	Ø.012" / Ø.014" Ø.016" / Ø.018"	50.14.902
		.017" x .025" .019" x .025"	

***6 pares de diferentes arcos**
Cada medida contém 2 arcos, sendo um superior e outro Inferior.

6 different pairs
Each size containes 2 archwires, lower and upper.

Sequência de Arcos Intraorais para Bráquetes Estéticos

Sequência composta por arcos superelásticos estéticos de NiTi, em uma sequência de tamanhos de arcos para serem utilizados com os Bráquetes Estéticos.



Arcos Extraorais

Os arcos extraorais Morelli são confeccionados em aço inoxidável, com alta resistência e maleabilidade. Juntamente com os vários tipos de casquetes e talas cervicais, estes dispositivos exibem versatilidade no ângulo da aplicação, permitindo a obtenção de forças ortodônticas ou ortopédicas. Acompanha exclusiva bolsa para arcos na cor fumê.





Arcos extraorais
Extraoral arches

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Standard	 Ø1,15mm (.045")	1	50.10.001
	 Ø1,30mm (.051")	1	50.11.001

Tipo *Type*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Médio Duro	 Ø1,15mm (.045")	1	50.10.002
	 Ø1,30mm (.051")	1	50.11.002
Médio Duro Pequeno	 Ø1,15mm (.045")	1	50.10.003
Médio Brando	 Ø1,15mm (.045")	1	50.10.005



Acompanha bolsa exclusiva na cor fumê
Accompanies exclusive grey bag

Placa Lábio-Ativa

As placas lábio-ativas Morelli são construídas em aço inoxidável e plástico injetado, com excelente polimento e lisura superficial. Podem ser utilizadas para reforço de ancoragem, movimentação de molares e tratamento da hipotonia labial.



REF 1: Placa lábio-ativa sem gancho
Limp bumper without hook



REF 2: Placa lábio-ativa com gancho
Limp bumper with hook

Placa lábio-ativa
Lip bumper

Cores *Colors*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF 1	REF 2
Azul Blue	Ø 1,15mm - .045"	1	50.40.002	50.50.002
Pérola Pearl	Ø 1,15mm - .045"	1	50.40.006	50.50.006
Rosa Pink	Ø 1,15mm - .045"	1	50.40.007	50.50.007

Fios

Wires




Fio em vareta Morest CrNi / *Morest*

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	Código *Code*	Qtd *Qty*	REF
.012" - 0,30mm	10	55.01.012	-	-
.014" - 0,35mm	10	55.01.014	-	-
.016" - 0,40mm	10	55.01.016	-	-
.018" - 0,45mm	10	55.01.018	-	-
.020" - 0,50mm	10	55.01.020	-	-
.024" - 0,60mm	10	55.01.024	20	55.06.060
.028" - 0,70mm	10	55.01.028	20	55.06.070
.032" - 0,80mm	10	55.01.032	20	55.06.080
.036" - 0,90mm	10	55.01.036	20	55.06.090
.040" - 1,00mm	10	55.06.100	-	-
.047" - 1,20mm	10	55.06.120	-	-
.016" x .016" 0,40 x 0,40mm	10	55.02.002	-	-
.016" x .022" 0,40 x 0,55mm	10	55.03.011	-	-
.017" x .022" 0,43 x 0,55mm	10	55.03.016	-	-
.017" x .025" 0,43 x 0,63mm	10	55.03.012	-	-
.018" x .025" 0,45 x 0,63mm	10	55.03.013	-	-
.019" x .025" 0,48 x 0,63mm	10	55.03.014	-	-
.021" x .025" 0,53 x 0,63mm	10	55.03.015	-	-

Fio Vareta Morest CrNi

Varetas de fio de aço inoxidável, disponíveis nos diâmetros necessários para todas a etapas do tratamento ortodôntico.





Fio em vareta Twist-flex

Twist-flex CrNi Wire in stick

	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
3 fios	.015" - 0,38mm	10	55.04.315
	.018" - 0,45mm	10	55.04.318
	.020" - 0,50mm	10	55.04.320
4 fios	.015" - 0,38mm	10	55.04.415

Fio Vareta TwistFlex CrNi

O fio Twist-Flex está indicado para os primeiros estágios do tratamento ortodôntico, bem como para confecção de barras linguais da contenção.



Fio em vareta Twist-flex para barra lingual

Twist-flex CrNi in stickfor lingual bar

	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
3 fios	.032" - 0,80mm	10	55.04.332

#DICA **Confira também o fio TwistForm para contenção na página:**


Fio Vareta Ponta Azul morealloy CoCr

Fios de cobalto-cromo, com níveis de força adequadas à técnica bioprogressiva

Fio em vareta ponta azul morealloy CoCr Blue

Tip morealloy CoCr Wire in stick

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
.016" x .016" 0,40 x 0,40mm	10	55.02.001
.016" x .022" 0,40 x 0,55mm	10	55.03.001
.017" x .025" 0,43 x 0,63mm	10	55.03.002




Fio Vareta TMA

A liga especial de titânio-molibdênio dos fios Morelli TMA traz inúmeras vantagens nas finalizações dos tratamentos ortodônticos pelas caractéristicas de capacidade de dobras, solda e memória de forma, além de grande elasticidade dos fios.

A marca TMA é de propriedade exclusiva da Dental Morelli Ltda. no Brasil

Fio em vareta TMA / *TMA Wire in stick*

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
.012" - 0,30mm	10	56.01.001
.014" - 0,35mm	10	56.01.002
.016" - 0,40mm	10	56.01.003
.018" - 0,45mm	10	56.01.004
.020" - 0,50mm	10	56.01.005
.032" - 0,80mm	10	56.01.006
.036" - 0,90mm	10	56.01.007
.016" x .016" 0,40 x 0,40mm	10	56.02.001
.016" x .022" 0,40 x 0,55mm	10	56.03.001
.017" x .025" 0,43 x 0,63mm	10	56.03.003
.018" x .025" 0,45 x 0,63mm	10	56.03.004
.019" x .025" 0,48 x 0,63mm	10	56.03.005
.021" x .025" 0,53 x 0,63mm	10	56.03.006



Fios em Rolo

Fios de aço inoxidável, com secção transversal redonda, são utilizados com diversas finalidades na Ortodontia, como na confecção de aparelhos removíveis, Disponíveis em rolos de 50g ou 500g.

Fio em rolo duro elástico CrNi - 50g

Hard elastic wire CrNi - 50 g

Medidas *Size*	Metragem Aprox. *Aproximated measure*	REF
.012" - 0,30mm	90m	55.01.030
.014" - 0,35mm	66m	55.01.035
.016" - 0,40mm	50m	55.01.040
.018" - 0,45mm	40m	55.01.045
.020" - 0,50mm	32m	55.01.050
.024" - 0,60mm	22m	55.01.060
.028" - 0,70mm	16m	55.01.070
.032" - 0,80mm	12m	55.01.080
.036" - 0,90mm	10m	55.01.090
.040" - 1,00mm	08m	55.01.100
.047" - 1,20mm	05m	55.01.120



Fio em Rolo CrNi

Fios em rolo de aço inoxídavel, disponíveis nos diâmetros nesessários para todas as etapas do tratamento ortodôntico.

Fio em rolo duro elástico CrNi - 500g

Hard elastic wire CrNi - 500g



Medidas *Size*	Metragem Aprox. *Aproximated measure*	REF
.028" x .070mm	165m	55.01.570
.032" x .080mm	126m	55.01.580
.036" x .090mm	100m	55.01.590
.040" x 1,00mm	81m	55.01.591

Fio em rolo duro elástico meia cana CrNi

Hard elastic half-cane wire CrNi



Medidas *Size*	Metragem Aprox. *Aproximated measure*	REF
Ø 2,00 x 1,00mm	5m	55.01.200
Ø 1,30 x 0,65mm	5m	55.01.130
Ø 1,50 x 0,75mm	5m	55.01.150
Ø 1,75 x 0,90mm	5m	55.01.175

Fio em rolo para amarilho CrNi - 50g

wire for ligature CrNi - 50g




Medidas *Size*	Metragem Aprox. *Aproximated measure*	REF
.008" - 0,20mm	201m	55.01.208
.010" - 0,25mm	130m	55.01.210
.012" - 0,30mm	90m	55.01.212

Fio em rolo estético para amarilho CrNi

Aesthetic wire for ligature CrNi in roll




Medidas *Size*	Metragem Aprox. *Aproximated measure*	REF
(D1) Fio Interno Internal Wire .010" - 0,25mm (D2) Fio Externo External Wire .014" - 0,35mm	10m	55.01.220





Elásticos

Elastics





Ligaduras elásticas
com aditivo antimicrobiano

A nova linha de ligaduras apresenta novas cores super modernas e exclusivas **para modulares e bengalinhas,** todas com aditivo antimicrobiano, uma inovação para trazer mais durabilidade e conservação aos elásticos.

Tecnologia Antimicrobiana:

A incorporação do aditivo antimicrobiano na matriz do polímero impede o desenvolvimento e a fixação de fungos e bactérias. Essa inovação proporciona a **redução de manchas e odores indesejados, além de preservar as propriedades mecânicas dos elásticos.**

Cores exclusivas:

As ligaduras possuem pigmentos cuidadosamente selecionados e de qualidade superior, para compor uma paleta de cores mais estáveis, modernas e vibrantes. **São 9 opções exclusivas** para atender diversos gostos e estilos.

Memória de forma e propriedades mecânicas:

Ao utilizarmos **matérias-primas de excelência** e o aditivo antimicrobiano, produzimos elásticos com propriedades mecânicas mais adequadas. Além disso, realizamos o tratamento térmico do material, garantindo maior memória de forma dos elásticos.



Pinça Plic
para modulares

Ponta com encaixe perfeito, para fácil aplicação do elástico no bráquete.

Ótima também para aplicação de stops, arcos, molas e ganchos.

REF 75.01.028

Elásticos para ligadura / *Elastic ligatures*

Cor *Colors*	Bengalinha *Stick*		Modular *Modular*	
Roxo Ametista	1000 un.	60.03.166	500 un.	60.06.166
Rosa Chiclete	1000 un.	60.03.168	500 un.	60.06.168
Rosa Pitaya	1000 un.	60.03.165	500 un.	60.06.165
Laranja Coral	1000 un.	60.03.167	500 un.	60.06.167
Verde Lima	1000 un.	60.03.161	500 un.	60.06.161
Azul Caribe	1000 un.	60.03.162	500 un.	60.06.162
Azul Céu	1000 un.	60.03.163	500 un.	60.06.163
Azul Petróleo	1000 un.	60.03.164	500 un.	60.06.164
Cinza Grafite	1000 un.	60.03.160	500 un.	60.06.160

As cores impressas são aproximadas, podem sofrer alterações.

Solicite aqui seu mostruário de cor

Elásticos para ligadura / *Elastic ligatures*

Cor *Colors*	Qtd. Aneis *Qty. Rings*	Bengalinha *Stick*	Modular *Modular*
Cinza	5000	60.03.701	-
Cristal	5000	60.03.700	-
Amarelo	1000	60.03.305	60.06.104
Azul	1000	60.03.308	60.06.107
Azul Bebê	1000	60.03.304	60.06.103
Azul Cristal	1000	60.03.354	60.06.154
Azul Marinho	1000	60.03.316	60.06.115
Branco Renda	1000	60.03.327	60.06.127
Cristal	1000	60.03.300	60.06.100
Cinza	1000	60.03.301	60.06.101
Laranja Cristal	1000	60.03.352	60.06.152
Lilás	1000	60.03.328	60.06.128
Marfim	1000	60.03.320	60.06.120
Pink Cristal	1000	60.03.355	60.06.155
Prateado	1000	60.03.317	60.06.117
Preto	1000	60.03.311	60.06.110
Rosa	1000	60.03.312	60.06.111
Rosa Bebê	1000	60.03.319	60.06.119
Rosa Pérola	1000	60.03.326	60.06.126
Roxo	1000	60.03.313	60.06.112
Sortida	1000	60.03.302	60.06.118
Sortida Cristal	1000	60.03.358	60.06.158
Uva Cristal	1000	60.03.359	60.06.159
Verde Cristal	1000	60.03.353	60.06.153
Verde limão Cristal	1000	60.03.350	60.06.150
Verde Musgo	1000	60.03.307	60.06.106
Verde Mar	1000	60.03.315	60.06.114
Verde Pérola	1000	60.03.324	60.06.124
Vermelho	1000	60.03.310	60.06.109
Vermelho Cristal	1000	60.03.351	60.06.151
Vinho	1000	60.03.322	60.06.122

As cores impressas são aproximadas, podem sofrer alterações


Elástico para ligadura

Os elásticos para ligaduras Morelli utilizam poliuretano controlado em processo próprio de fabricação e pigmentação atóxica. Apresentado em diversas cores, nas versões bengalinha e modular. Esses elásticos mantêm eficientes níveis de memória e baixos índices de deformação no ambiente bucal.

Bengalinha




Modular




Solicite aqui seu mostruário de cor

Elástico em corrente


Os elásticos em corrente são úteis em mecânicas de fechamento de espaços, retração de anteriores e tracionamento de dentes.
São fabricados com material de alta qualidade, oferecendo elasticidade e memória.
Disponíveis nas versões de elos curtos, médios e longos, coloridos e em embalagens de 4,5m (cinza e cristal) e 1,5m (demais cores).



Curto
Short



Médio
Medium



Longo
Long

Elásticos em corrente / *Elastic chain*

Cor *Colors*	Comprimento *Lenght*	Curto *Short*	Médio *Medium*	Longo *Long*
Cinza	4,5m	60.05.501	60.05.511	60.05.521
Cristal	4,5m	60.05.500	60.05.510	60.05.520
Amarelo	1,5m	60.05.105	60.05.205	60.05.305
Azul	1,5m	60.05.108	60.05.208	60.05.308
Azul Bebê	1,5m	60.05.104	60.05.204	60.05.304
Azul Cristal	1,5m	60.05.154	60.05.254	60.05.354
Azul Marinho	1,5m	60.05.116	60.05.216	60.05.316
Branco Renda	1,5m	60.05.127	60.05.227	60.05.327
Laranja Cristal	1,5m	60.05.152	60.05.252	60.05.352
Lilás	1,5m	60.05.128	60.05.228	60.05.328
Marfim	1,5m	60.05.120	60.05.220	60.05.320
Pink Cristal	1,5m	60.05.155	60.05.255	60.05.355
Prateado	1,5m	60.05.117	60.05.217	60.05.317
Preto	1,5m	60.05.111	60.05.211	60.05.311
Rosa	1,5m	60.05.112	60.05.212	60.05.312
Rosa Bebê	1,5m	60.05.119	60.05.219	60.05.319
Rosa Pérola	1,5m	60.05.126	60.05.226	60.05.326
Roxo	1,5m	60.05.113	60.05.213	60.05.313
Uva Cristal	1,5m	60.05.159	60.05.259	60.05.359
Verde Cristal	1,5m	60.05.153	60.05.253	60.05.353
Verde limão Cristal	1,5m	60.05.150	60.05.250	60.05.350
Verde Musgo	1,5m	60.05.107	60.05.207	60.05.307
Verde Mar	1,5m	60.05.115	60.05.215	60.05.315
Verde Pérola	1,5m	60.05.124	60.05.224	60.05.324
Vermelho	1,5m	60.05.110	60.05.210	60.05.310
Vermelho Cristal	1,5m	60.05.151	60.05.251	60.05.351
Vinho	1,5m	60.05.122	60.05.222	60.05.322

As cores impressas são aproximadas, podem sofrer alterações




Com aroma de menta


Elásticos Intraorais

Black LATEX


A linha de Elásticos Intraorais Morelli agora conta com versão Black Latex, com aditivo antimicrobiano.
Uma inovação para trazer mais estética e durabilidade aos elásticos.



Black LATEX



LÁTEX



SILICONE

Mais discrição

A tonalidade mais clara do látex natural e do silicone destaca-se na cavidade oral do paciente. Ao usar o látex preto, temos mais discrição na abertura da boca, o que pode ajudar na aceitação durante o tratamento.

Tecnologia Antimicrobiana

A incorporação do aditivo antimicrobiano na matriz do elastômetro evita o desenvolvimento e a fixação de fungos e bactérias. Essa inovação preserva as propriedades mecânicas dos elásticos, e garante a manutenção da coloração do Black Latex.

Medidas	Código	Quantidade
Médio 1/8" = 3,20mm	60.02.410	1000
Médio 3/16" = 4,80mm	60.02.411	1000
Médio 1/4" = 6,35mm	60.02.412	1000
Médio 5/16" = 7,94mm	60.02.413	1000



Elásticos para ligadura/ *Elastics ligatures*

Cor *Colors*	Qtd.Anéis *Qty.Rings*	Modular *Modular*
Pearl Blue	500	60.06.010

Elástico Pearl Blue

Os elásticos Pearl Blue Morelli são ideais para todos os tratamentos ortodônticos, e especialmente indicado ao tratamento com bráquetes estéticos. Devido sua alta resistência a manchamentos e cor azulada, apresenta um excelente resultado estético!



Elásticos em corrente/ *Elastics chain*

Cor *Colors*	Comprimento *Lenght*	Curto *Short*	Médio *Medium*	Longo *Long*
Pearl Blue	1,5m	60.05.101	60.05.201	60.05.301



Elásticos intraorais 3/4" em latex / *Latex intraoral elastics*

Força *Force*	Cor *Colors*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Leve Light	Natural	3/4" = 19,05mm	100	60.01.330
Média Medium		3/4" = 19,05mm	100	60.01.340

Elástico intraoral em Latex

As propriedades elásticas do látex natural são amplamente utilizadas pela Ortodontia atráves de intercuspidações dentárias de vários níveis. Possuem aroma de menta.


Protocolos e dicas clínicas do uso de elásticos intraorais

Elásticos intraorais em latex / *Latex intraoral elastics*

Força *Force*	Cor *Colors*	Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Leve Light	Natural	1/8" = 3,20mm	1000	60.01.200
		3/16" = 4,80mm	1000	60.01.201
		1/4" = 6,35mm	1000	60.01.302
		5/16" = 7,94mm	1000	60.01.303
		3/8" = 9,53mm	1000	60.01.304
Média Medium	Natural	1/8" = 3,20mm	1000	60.01.310
		3/16" = 4,80mm	1000	60.01.311
		1/4" = 6,35mm	1000	60.01.203
		5/16" = 7,94mm	1000	60.01.205
		3/8" = 9,53mm	1000	60.01.314
Pesada Heavy	Natural	1/8" = 3,20mm	1000	60.01.320
		3/16" = 4,80mm	1000	60.01.321
		1/4" = 6,35mm	1000	60.01.322
		5/16" = 7,94mm	1000	60.01.323
		3/8" = 9,53mm	1000	60.01.208

Elásticos extraorais em latex / *Latex extraoral elastics*

Força *Force*	Cor *Colors*	Medidas. *Size*	Qtd *Qty*	REF
Leve Light	Natural	1/2" = 12,7mm	100	60.01.210
Média Medium		1/2" = 12,7mm	100	60.01.211
Pesada Heavy		1/2" = 12,7mm	100	60.01.212



Elástico intraoral em Silicone

Os elásticos intraorais em Silicone Morelli foram desenvolvidos para atender às necessidades mecânicas exigidas pelos bráquetes e acessórios com apelo estético, biocompatível e antialérgico. Possuem aroma de menta.

Elásticos intraorais em silicone/ *Silicon intraoral elastics*

Força *Force*	Cor *Colors*	Medidas. *Size*	Qtd *Qty*	REF
Média Medium	**Translúcido** Translucent	1/8" = 3,20mm	1000	60.08.110
		3/16" = 4,80mm	1000	60.08.111
		1/4" = 6,35mm	1000	60.08.112
		5/16" = 7,94mm	1000	60.08.113

A força nominal se estabilizará somente após o primeiro alongamento.
The nominal force will stabilize anly after the first elangation.



Elástico Separador

Os elásticos separadores Morelli atendem às especificações de elasticidade e resistência, promovendo uma eficiente abertura de espaço interproximal.

Elásticos separadores/ *Separator elastics*

Força *Force*	Cor *Colors*	Medidas. *Size*	Qtd *Qty*	REF
A granel In Bulk	Azul	5/32" = 4,0mm	1000	60.04.200
	Verde	3/16" = 4,80mm	1000	60.04.400
Modular	Azul	5/32" = 4,0mm	500	60.04.201
	Verde	3/16" = 4,80mm	500	60.04.401







Tubo de Proteção / *Tube for protection*

Cor *Colors*	Medidas. *Size*	Diâmetro *Diameter*	REF
Cristal	3,0m	0.75mm	60.05.400
Cinza	3,0m	0.75mm	60.05.401
Azul	3,0m	0.75mm	60.05.403
Pink Cristal	3,0m	0.75mm	60.05.405
Cristal	3,0m	0.95mm	60.05.410
Cinza	3,0m	0.95mm	60.05.411
Azul	3,0m	0.95mm	60.05.402
Pink Cristal	3,0m	0.95mm	60.05.404



***Diâmetros: 0,75mm p/ fios .012" até .016"x.025"**
0,95mm p/ fios .017" x.025" até .021"x.025"

*Diâmetros: 0,75mm for wires .012" up to .016"x.025"
0,95mm foer wires .017" x.025" up to .021"x.025"

Tubo de Proteção


Este tubo possui a função de proteger a mucosa e os próprios fios, proporcionando reforço e conforto ao paciente.

Além de proteção, os tubos coloridos proporcionam efeito decorativo e possibilidade de combinar cores com as demais ligaduras utilizadas no tratamento ortodôntico, promovendo o apelo estético que o paciente deseja de forma segura.



Elásticos rotator / *Rotator elastics*

Cor *Colors*	Qtd *Qty*	REF
Cristal	100	60.07.100
Cinza	100	60.07.101




Elástico Rotator

Os elásticos rotatores são posicionados nas aletas dos bráquetes, com finalidade de promover o movimento rotacional do dente.



Elásticos rotator universal / *Universal Rotator Elastics*


Cor *Colors*	Qtd *Qty*	REF
Cristal	100	60.07.200
Cinza	100	60.07.201



Cofira como utilizar

Ortopedia Funcional

Functional Orthopedics




ortho protector

PLACA DE LEVANTE
MULTIPROPÓSITO

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

A placa de levante de mordida sem moldagens e com adaptação instantânea em qualquer paciente



O Ortho Protector é uma placa de levante de mordida que age como um relaxante muscular.

Possibilita tratar temporariamente problemas de estresse oclusal, tais como **bruxismo** e disfunções temporomandibulares, de forma prática e confortável, mesmo em pacientes com aparelho ortodôntico.

Além de auxiliar na proteção das facetas laminadas e na reabilitação após cirurgia de implantes.

Material resistente

Feito de poliuretano, que proporciona durabilidade, mesmo com os apertamentos oclusais.

Placas oclusais

Ajustam-se facilmente em todos os tipos e tamanhos de arcadas, inclusive em crianças a partir de 5 anos.

Alça frontal

Adapta-se anatomicamente na vestibular dos incisivos inferiores.



Ajustes de tamanho

Há 4 posições disponíveis para melhor adaptação e conforto durante o uso.

Quais as indicações do Ortho Protector?



Bruxismo
O Ortho Protector pode ser usado para o controle do bruxismo, inclusive em crianças acima de 5 anos, por ser totalmente ajustável nas arcadas.

Estresse Oclusal
O Ortho Protector proporciona isolamento oclusal, que alivia o sistema neural, inibindo a evolução da tensão muscular e da dor orofacial.

Disfunções Temporomandibulares
Indicado como um recurso para alívio imediato nas dores orofaciais, provenientes de Disfunções Temporomandibulares (DTM)

Ortodontia
O Ortho Protector pode ser utilizado por pacientes durante o tratamento ortodôntico, pois seu design é totalmente ajustável e favorece a movimentação ortodôntica ao proporcionar o levante oclusal. Também indicado em casos de disjunção e tracionamento maxilar, pois ajuda a desocluir a mordida. Proporciona ainda relaxamento muscular e alívio no desconforto causado após as manutenções de arcos e elásticos.

Facetas Laminadas
Após a instalação de facetas laminadas ou “lentes de contato”, o Ortho Protector é uma opção segura para a proteção noturna, reduzindo riscos de trincas ou fraturas.

Reabilitação Protética e de Implantes
O uso do Ortho Protector também é altamente indicado para proteção noturna de pacientes em processo de reabilitação após instalação de próteses removíveis ou implantadas.

Hábitos Lesivos
O uso do Ortho Protector pode ser indicado para pacientes que possuem hábitos que lesionam partes da cavidade oral, como o costume de morder a mucosa jugal (parte interna das bochechas).

Assista ao vídeo com a explicação completa sobre o uso do Ortho Protector.

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Cor *Colors*	Qtd. *Qty.*	REF
Azul	1	65.03.001
Rosa	1	65.03.002

Acompanha caixa para armazenamento e transporte; e intruções de uso para o paciente.



Expansor Mini Hyrax

Uma nova opção de tratamento para atresia mandibular

O Expansor Mini Hyrax, também conhecido como “Expansor de Willians”, é uma alternativa eficaz para o tratamento de apinhamento severo dos dentes inferiores, por meio da expansão da arcada inferior.

Diferente do Expansor Hyrax, que permite uma movimentação ortopédica por meio da abertura do palato, o Expansor Mini Hyrax promove apenas a movimentação dentoalveolar, para o aumento transversal da arcada inferior.

Aberturas


Disponível em dois tamanhos de abertura: 9 mm e 11 mm. Os Expansores Mini Hyrax são ativados por meio de parafuso central.

Aço inoxidável

Fabricado inteiramente em aço inoxidável, garantindo alta resistência.

Tamanho reduzido

Permitindo a instalação na face lingual dos dentes anteriores, com as hastes ancoradas em bandas, para movimentações dentárias em mandíbula.



Anti-retorno


Bucha de frenagem que impede o retorno involuntário do parafuso, mantendo a ativação.







Aplicações

O Expansor Mini Hyrax é uma alternativa eficaz para expansão da arcada inferior. Além disso, pode ser também aplicado em maxila para realizar a expansão palatina, caso seja a opção do ortodontista.



Os Expansores Mini Hyrax, assim como os Expansores para Disjunção Palatina, também são fornecidos com uma **Chave de Haste Longa.**






Abertura *Opening*	Qtd. *Qty.*	REF
9 mm	1	65.05.111
11 mm	1	65.05.112

Expansor Hyrax


Os expansores tipo Hyrax são indicados para correção das relações maxilomandibulares deficientes.

As situações clínicas de aplicação mais comuns são:

- Casos de dentição mista/permanente precoce;
- Mordida cruzada bi-lateral póstero-superior, como resultado da deficiência da base apical da maxila;
- Mordida cruzada anterior ou posterior que não seja demasiado grave.



Expansor para disjunção palatina / *Hyrax - Palatal expansion screw*




Abertura *Opening*	Qtd *Qty*	REF
7mm	1	65.05.010
9mm	1	65.05.011
11mm	1	65.05.012
13mm	1	65.05.013

Tipo Leque

O expansor leque rápido é destinado à expansão anterior da arcada superior, sendo montado na região palatina anterior, comumente empregado no tratamento de pacientes com anomalia crânio facial (fissura palatal)



Expansor -leque rápido borboleta / *Rapid fan expansion screw*



Abertura *Opening*	Qtd *Qty*	REF
10mm	1	65.05.014



Todos os expansores vêm acompanhados de uma chave de ativação - código 75.01.038 - pág 115.
All Expansion Screw are accompanied by an activation key - code 75.01.038 - page 115

*Expansão: *Expansion* | Abertura: *opening*



Escudo de Bimler

Escudo de Bimler / *Bimler Shield*

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL


Tamanho *Size*	Qtd *Qty*	REF
	10	65.01.010

Aparelho que monta e une os arcos inferiores do modelador elástico de Bimler. O Escudo de Bimler é utilizado em casos de disto-oclusão com ou sem apinhamentos, e falta de espaço para caninos.




Equiplan planas / *Equiplan planas*

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Tamanho *Size*	Qtd *Qty*	REF
	10	65.01.040

Expansor


Expansor Standart / *Standart expansion screw*



Abertura *Opening*	Qtd *Qty*	REF
7mm	10	65.05.001
7mm	1	65.05.101

Os expansores Morelli são utilizados em aparelhos fixos ou móveis, para expansão ou disjunção das arcadas dentárias. Estão disponíveis em vários tamanhos, modelos e aberturas.






11mm	10	65.05.009
11mm	1	65.05.109



Todos os expansores vêm acompanhados de uma chave de ativação - código 75.02.026 - pág 115.
All Expansion Screw are accompanied by an activation key - code 75.02.026 - page 115


*Expansão: *Expansion* | Abertura: *opening*

Expansor Universal / *Universal expansion screw*




Abertura *Opening*	Qtd *Qty*	REF
7mm	10	65.05.002
7mm	1	65.05.102





Abertura *Opening*	Qtd *Qty*	REF
9mm	10	65.05.003
9mm	1	65.05.103






Abertura *Opening*	Qtd *Qty*	REF
11mm	10	65.05.008
11mm	1	65.05.108



Expansor Mini / *Mini expansion screw*




Abertura *Opening*	Qtd *Qty*	REF
6,5mm	10	65.05.006
6,5mm	1	65.05.106



*Expansão: *Expansion* | Abertura: *opening*

Expansor Mini / *Mini expansion screw*






Abertura *Opening*	Qtd *Qty*	REF
9mm	10	65.05.007
9mm	1	65.05.107

Expansor unilateral mini / *Unilateral mini expansion screw*






Abertura *Opening*	Qtd *Qty*	REF
5mm	1	65.05.156

Expansor unilateral / *Unilateral expansion screw*






Abertura *Opening*	Qtd *Qty*	REF
6,5mm	1	65.05.151

Expansor em leque / *Fan type expansion screw*






Abertura *Opening*	Qtd *Qty*	REF
8mm	1	65.05.160

*Expansão: *Expansion* | Abertura: *opening*

Casquetes e Tracionadores

Headcaps and Tractioners





Casquetes para tracionadores
Headgear for Safety Breakaway Device

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Pequeno *Small*	1	70.31.001
Médio *Medium*	1	70.31.002
Grande *Large*	1	70.31.003

Casquete

São utilizadas para ancoragem extrabucal, permitindo a aplicação de forças com alta tração.



Casquete - tração regulável Interlandi
Headgear - Adjustable traction Interlandi

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Único *One size*	1	70.35.001



Mentoneira completa - tração alta
Chin cup complete - high traction

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Único *One size*	1	70.36.001

Mentoneira

Para conter o crescimento mandibular, com aplicação de forças na direção parietal. É fornecida completa ou somente o suporte mentoniano.




Mentoneira suporte tracionador do queixo
Chin cup csingle

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Único *One size*	1	70.36.002



Tala cervical universal para tração baixa
Universal cervical flap for low traction

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
	1	70.20.032

Tala cervical

Para aplicação de força extra bucal com tração cervical, utilizando tracionadores.

Máscara Facial de Petit

Aparelho de ancoragem utilizado para tração reversa da maxila com avanço póstero-anterior. A máscara facial de petit Morelli promove, ao mesmo tempo, uma ação frontal de báscula para baixo e para trás da mandíbula.

O apoio da testa (1) e a mentoneira (2) possuem proteção de espuma, o que aumenta o conforto e incentiva o paciente ao uso.

The forehead support (1) and chin rest (2) have foam protection, which increases comfort and encourages the patient to use.


Máscara facial de petit
Petit Facial Mask

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
Azul *Blue*	1	70.50.001
Rosa *Rose*	1	70.50.002
Cinza *Gray*	1	70.50.003




A máscra facial de petit Morelli possibilita o uso de duas formas: mentoneira fixa ou mentoneira articulada.

It is possible to use Petit Morelli's facial mask in two ways: Fixed or Articulated chin cup.



Mentoneira Fixa
Fixed Chin CUp



Mentoneira Articulada
Articulated Chin CUp



Tracionadores com molas e dispositivo de segurança
Breakway with traction device

Qtd *Qty*	Força leve *Ligth force 350gf*	Força média *Medium force 500gf*	Força pesada *Heavy force 750gf*
2	70.42.102	70.42.202	70.42.302

Tracionador

Destrava a presilha espontaneamente, caso a força aplicada exceda o limite.



Confira como utilizar



Elástico parietal fivela dupla - tração baixa
Parietal Elastic Double Clasp - low traction

Tamanho *Size*	Qtd *Qty*	REF
Único *One size*	1	70.20.011



Instrumentos


Instruments



121°C



Aplicador / extrator de amarillho elástico
Elastic ligature applicator / extractor

Tamanho *Size*	Qtd *Qty*	REF
 3,4mm	1	75.01.001
 3,4mm	1	75.01.002


Aplicador de Amarrilho

Este instrumento é utilizado na remoção e colocação de amarrilhos elásticos.



Apresentam pontas ativas duplas de aço inoxidável especial.

Confira como abrir corretamente o clip dos Autoligados Morelli

121°C



Aplicador de Amarrilho Elástico
Elastic ligature applicator

Tamanho *Size*	Qtd *Qty*	REF
 3,4mm	1	75.01.003
 3,4mm	1	75.01.004

121°C



Posicionador de bráquetes
Bracket positioner

Tamanho *Size*		Qtd *Qty*	REF
 mm	3,5mm	1	75.01.006
	4,0mm		
	4,5mm		
	5,0mm		
	2,5mm	1	75.01.039
	3,0mm		
	5,5mm		
	6,0mm		

Posicionador de Bráquetes

Fabricado em aço inoxidável, o posicionador de bráquetes Morelli apresenta exclusiva ponta articulada, que facilita o posicionamento em dentes posteriores.





Este instrumento permite o correto posicionamento do slot do bráquete em relação à oclusal ou incisal do dente.

Acalcador de Bandas


Indicado para acomodar a banda no dente.

Pontas confeccionadas em aço inoxidável com formatos que favorecem a adaptação das bandas ortodônticas. Produzidos em nylon na cor cinza, resistem às pressões de mordidas e às temperaturas de esterilização em autoclave.

Acalcador de Bandas
Band seater

Tamanho *Size*	Qtd *Qty*	Formato *Format*	REF
	1	**Ponta triangular** Triangular tip	75.01.011
	1	**Ponta triangular invertida** Invertible Triangular tip	75.01.012
	1	**Ponta Redonda** Round tip	75.01.013
	1	**Ponta quadrada** Square tip	75.01.014

121°C



Afastador Labial

Os afastadores labiais Morelli são úteis para otimizar o isolamento durante a colagem direta de acessórios, bem como na realização de fotografias intrabucais.

121°C

Afastador labial
Lip retractor

Tamanho *Size*	Cores *Colors*	Qtd *Qty*	REF
Pequeno Small	**Âmpar** Amber	2	75.01.033
Grande Large	**Âmpar** Amber	2	75.01.043



Tamanho *Size*	Cores *Colors*	Qtd *Qty*	REF
Pequeno Small	**Âmpar** Amber	2	75.01.036
Grande Large	**Âmpar** Amber	2	75.01.046



Tamanho *Size*	Cores *Colors*	Qtd *Qty*	REF
Pequeno Small	**Branco** White	1	75.01.133
Grande Large	**Branco** White	1	75.01.143



Tamanho *Size*	Cores *Colors*	Qtd *Qty*	REF
Pequeno Small	**Branco** White	1	75.01.136
Grande Large	**Branco** White	1	75.01.146



Moldeiras descartáveis

Praticidade, higiene e precisão para moldagens

As moldeiras descartáveis da Morelli são fabricadas por um processo totalmente automatizado, da injeção à selagem da embalagem individualizada, sem contato manual, garantindo máxima higiene e segurança aos pacientes.

Para os profissionais, mais praticidade e economia, eliminando a necessidade de limpeza e esterilização.

Três tamanhos, identificados por cores

Retenção eficiente

O revestimento interno de TNT (tecido-não-tecido) melhora a fixação do material de moldagem, com um resultado mais confiável, reduzindo distorções e desperdícios do material. Também é mais confortável ao paciente, pois tem menor extravase de material.

Higiene e segurança

Por serem descartáveis, não requerem as etapas de limpeza e esterilização. Podem ser abertas na presença do paciente, o que promove maior cuidado com a assepsia, tanto para o paciente, quanto para o profissional.

Translucidez

O corpo translúcido das moldeiras permite visualizar a distribuição do material e controle durante o processo.



Moldeiras descartáveis

Embaladas individualmente, mas unidas aos pares (superior e inferior), e prontas para uso imediato.

Moldeira descartável / *Disposable impression trays*

Descrição *Description*	Cor *Color*	REF	Qtd *Qty*
Moldeira Descartável - Par Superior/Inferior P	Verde	75.01.152	Pacote de 280x380mm com 10 unidades (5 pares)
Moldeira Descartável - Par Superior/Inferior M	Vermelho	75.01.153	
Moldeira Descartável - Par Superior/Inferior G	Azul	75.01.154	





Moldeiras convencionais esterilizáveis

As moldeiras Morelli apresentam excelente retenção do alginato devido ao desenho dos sulcos na base, além de permitirem impressão completa da arcada dentária, pela maior altura lateral.

Podem ser esterelizadas em autoclave ou quimicamente.

Moldeira / *Impression trays*

Material *Material*	Cores *Colors*	Tamanho *Size*	REF	Qtd *Qty*
Plástico	Cinza	01	75.01.051	1 par
	Amarelo	02	75.01.052	
	Rosa	03	75.01.053	
	Laranja	04	75.01.054	
	Verde	05	75.01.055	
	Vermelho	06	75.01.056	
	Azul	07	75.01.057	
	Roxa	08	75.01.058	

121ºC



RELAÇÃO ENTRE MOLDEIRAS - SUPERIORES / INFERIORES


Moldeiras convencionais esterilizáveis

Tam	Altura		Largura		Comprimento	
	Superior	Inferior	Superior	Inferior	Superior	Inferior
01	24	17	50	50	44	43
02	26	22	61	62	46	46
03	28	22	66	69	50	46
04	28	23	70	67	53	50
05	30	25	70	69	55	52
06	32	25	73	74	57	56
07	32	26	77	75	61	59
08	32	27	85	78	68	64


Moldeiras Descartáveis

Tam	Altura		Largura		Comprimento	
	Superior	Inferior	Superior	Inferior	Superior	Inferior
P	24	21	71	70	56	53
M	25	22	74	73	59	56
G	26	22	77	76	64	60

Moldeira Superior



Moldeira Inferior



NOTA: Todas as dimensões são externas e para referência, podendo variar +/- 2,0mm / equivalências por comprimento e largura




Torre para formar arcos
Tower to form arches

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
.016”	1	75.02.005
.017”		
.018”		
.019”		
.021”		

Torre para formar arcos

A torre é um instrumento utilizado para conformar arcos ortodônticos a partir de varetas de fios quadrados ou retangulares, de várias espessuras.


A Torre Morelli é fabricada em aço inoxidável com manípulo em polímero de engenharia apresentando excelente acabamento.



Destacador para tampa do tubo conversível
Removible cover tube detacher

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
 130mm	1	75.01.024

Lâmina de destacador
Detacher blade

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
 33mm	5	75.01.025

Destacador

Extrai facilmente a tampa dos tubos conversíveis simples, duplos e triplos. Seu encaixe permite ainda o uso para lâminas de bisturis. As lâminas dos destacadores estão disponíveis para reposição.



Tensiômetro
Tensiometer

Cor *Color*	Força *Force*	Qtd *Qty*	REF
	100gf a 1600gf (cN)	1	75.02.006
	50gf a 500gf (cN)	1	75.02.008
	25gf a 250gf (cN)	1	75.02.009

Tensiômetro

Tensiômetro mecânico utilizado para aferição de forças em elásticos intra e extrabucais.

Possuem duas pontas para facilitar o posicionamento.


Pinça Ortodôntica

A pinça ortodôntica foi desenhada para permitir a apreensão segura e perfeita de bráquetes e acessórios.


A extremidade do cabo possui um exclusivo acabamento para facilitar o assentamento e posicionamento de bráquetes.

Pinça Ortodôntica
Orthodontic tweezer

121ºC

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
 145mm	1	75.01.022





Pinça Ortodôntica curta posicionadora de bráquetes
Short tweezer for brackets position

121ºC

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
 130mm	1	75.01.064




Pinça para tubo
Tweezer for tube

121ºC


Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
 145mm	1	75.01.027





Pinça “Plic”
Plic tweezer

121ºC

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
	1	75.01.028

Pinça Plic


A pinça “Plic”, através da ponta rebaixada, oferece vantagens comprovadas na colocação de elásticos, molas, stops redondos etc.

Sugestão de aplicação



Riscador de bandas
Bands marker

121ºC

Medidas *Size*		Qtd *Qty*	REF
	3,5mm	1	75.01.007
	4,0mm		
	4,5mm		
	5,0mm		

Riscador de Bandas




Este instrumento é utilizado para marcar alturas de acessórios nas bandas ortodônticas.

Possui mecanismo giratório com medidas de 3,5mm a 5,0mm.



Marcador de bandas tipo estrela
Boone gauge

121ºC

Medidas *Size*		Qtd *Qty*	REF
	3,5mm	1	75.01.023
	4,0mm		
	4,5mm		
	5,0mm		
	2,0mm	1	75.01.029
	2,5mm		
	3,0mm		
	3,5mm		
	4,0mm	1	75.01.030
	4,5mm		
	5,0mm		
	5,0mm		

Marcador de Bandas

Fabricado em aço inoxidável, este instrumento possui pontas tratadas termicamente. É utilizado para riscar bandas e posicionar bráquetes e acessórios.

Dobrador

O dobrador Morelli é um prático dispositivo para facilitar dobras em fios de grande espessura (Haste do Expansor tipo Hyrax, etc). Possui aberturas e fendas para encaixe de fios, permitindo a utilização de fios de até Ø1,5mm de espessura.

Dobrador de fios e hastes
Wire and rods bender

121ºC

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
 130mm	1	75.02.001









Dobrador Distal

Utilizado para dobrar e dar acabamento ao fio ortodôntico por distal, evitando desconforto do paciente. Apresentado nas versões com furo (fechado) ou com rasgo (aberto), além de curvatura apropriada para facilitar a sua aplicação.

Dobrador distal slot fechado
Distal arm bending - closed shot

121ºC

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
.022”	1	75.02.022



Dobrador distal slot aberto
Distal arm bending - opened shot

121ºC

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
.022”	1	75.02.023





Dobrador de fio de amarrilho de ponta curva
Arm bending for wire ligature - curve tip

121ºC

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
.022”	1	75.02.074

Dobrador de fio amarrilho

Os dobradores de amarrilho são úteis para a dobra e acomodação de ligaduras matálicas e elásticas nos canais dos bráquetes e demais aparelhos ortodônticos.

Possuem pontas retas e curvas para melhor ajuste e aplicação.



Dobrador de fio de amarrilho de ponta reta e curva
Arm bending for wire ligature - straight / curve tip

121ºC

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
.022”	1	75.02.075



Chave sextavada para porca do Gurin
Hexagonal key for Gurin

121ºC

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
	1	75.02.011

Chave sextavada

Chave sextavada para fixação da porca do Gurin (página 49)

Posicionador de Elásticos

Os posicionadores (aplicadores) facilitam a colocação de elásticos feita pelo paciente, conforme a orientação do profissional.

Posicionador de elásticos
Elastic positioner

Cor *Color*	Qtd *Qty*	REF
Preto	20	75.01.015

Veja caixa pra elástico nº3 na página 123
See retainer box for elastic nº3 on page 123




Template

Indicado para confecção de traçados cefalométricos ortodônticos. Permite que o profissional obtenha uma visão melhor dos problemas do paciente, o que proporciona uma realização de diagnóstico mais próximo do ideal.

Template cefalométrico Benvenga (1995)
Benvenga cephalometric template (1995)

Medidas *Size*	Qtd *Qty*	REF
190 x 200 mm	1	75.01.020




Chave do expansor


Permite a ativação do expansor com segurança e praticidade.

Chave ativação para expansores
Activation key for expansion screws

121ºC

Modelo *Model*	Qtd *Qty*	REF
Haste Longa	5	75.01.038
Haste Curta	10	75.02.026





Broca de baixa rotação em Zircônia
Zirconia low rotation bur

121ºC

Medidas *Size*		Qtd *Qty*	REF
Ø 3mm	23 mm	5	75.03.001



EFICIÊNCIA
A Broca Morelli foi desenvolvida especialmente para remover a resina remanescente após a retirada do aparelho.

REUTILIZÁVEL
Alta resistência aos ciclos de esterilização em autoclave e fácil limpeza dos sulcos, por serem retos.

ÓTIMA FINALIZAÇÃO
A qualidade da broca causa baixa vibração, o que gera menos calor e superfícies perfeitamente lisas.

MATERIAL DIFERENCIADO
A única broca para remoção do mercado sinterizada inteiramente em zircônia

DURABILIDADE
A Broca em Zircônia apresenta uma excelente durabilidade de corte, resistência, não danifica e nem contamina os dentes. É igualmente eficaz em qualquer sentido de giro, o que evita erros e aumenta sua vida útil.

SEGURANÇA
Sua ponta ativa multilaminada não machuca a gengiva, o que proporciona a remoção da resina de forma controlada, eliminando o risco de fissurar, riscar o esmalte ou danificar o tecido mole.

Broca em Zircônia

Indicada para remoção da resina ortodôntica de forma segura, sem danificar ou riscar o esmalte dentário.

Uso em contra-ângulo de baixa rotação, removendo em média até 5 arcadas.

Ponta descartável para polimento
Disposable point for finishing

Medidas *Size*		Qtd *Qty*	REF
Ø 3mm	23 mm	20	75.03.002



EXCELENTE ACABAMENTO
A ponta para polimento proporciona um ótimo acabamento do esmalte.

SEGURANÇA
Seu formato arredondado é mais seguro para a gengiva e permite acesso a áreas próximas a ela, eliminando qualquer resina remanescente e garantindo um excelente acabamento.

QUALIDADE DO MATERIAL
Sua composição em polímero com fibra de vidro apresenta abrasividade adequada para a remoção dos resíduos de adesivo, garantindo um polimento eficaz e seguro contra danos ao esmalte dentário.

PRATICIDADE
A ponta Morelli pode ser aplicada à seco e em qualquer sentido de giro. Por ser descartável, dispensa esterilização.

Ponta descartável

Ideal para recuperar o brilho e lisura do esmalte dentário após a utilização da Broca em Zircônia Morelli.

Uso em contra-ângulo de baixa rotação, removendo até 1 arcada.

Higiene Bucal

Oral Hygiene



Um jeito diferente, confortável e seguro de cuidar da saúde bucal.

Desenvolvidas com um design diferente das escovas dentais convencionais, **as escovas Bioflex® possuem 393 cerdas "emborrachadas",** que proporcionam excelente remoção da placa bacteriana, protegendo gengivas e mucosas de ferimentos.



SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Escova Dental BioFlex®

Alta tecnologia

Seu grande diferencial fica por conta das cerdas injetadas em "monobloco" que, diferentemente das tradicionais cerdas "tufadas", possuem menos reentrâncias, favorecendo a higiene da escova. As cerdas macias também preservam restaurações, aparelhos ortodônticos, implantes e outras estruturas bucais.

Design inovador

A linha Bioflex® foi desenvolvida para atender às necessidades de todos os pacientes. Com design inovador e formato anatômico, o cabo da escova proporciona uma boa acomodação na mão, facilitando a escovação.

Limpeza saudável e completa

Na parte de trás das cerdas, a escova Bioflex® ainda conta com "raspa língua", que permite remover a "saburra" lingual.

Escova Dental Bioflex

As Escovas Bioflex® chegam trazendo um jeito diferente, confortável e seguro de cuidar da saúde bucal de sua boca. Desenvolvidas com um design diferente das escovas dentais convencionais, as escovas Bioflex® possuem 393 cerdas "emborrachadas" que proporcionam excelente remoção da placa bacteriana, protegendo gengivas e mucosas de ferimentos.
Por possuírem cerdas macias também preservam restaurações, aparelhos ortodônticos, implantes e outras estruturas bucais.

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Escova Dental Bioflex® macia
Bioflex toothbrush

Cor *Color*	Qtd *Qty*	REF
Branco/Pink *White/Pink*	**01 unidade**	78.01.200
Azul/Limão *Blue/Lemon*	**01 unidade**	78.01.201
Pink/Roxa *Pink/Purple*	**01 unidade**	78.01.202
Branco/Azul *White/Blue*	**01 unidade**	78.01.203



Display

Contendo 10 escovas sortidas, o display é ideal para ser exibido na recepção do consultório.

SEM MDR
NÃO DISPONÍVEL

Escova Dental Bioflex® macia sortida em Display
Bioflex toothbrush Soft Assorted on Display

Cor *Color*	Qtd *Qty*	REF
Sortido *Assorted*	**01 kit** *10 escovas Brushes*	78.01.210

Kit composto de:
2 escovas (Branca/Pink), 3 escovas (Azul/Limão), 3 escovas (Pink/Roxa), 2 escovas (Branco/Azul).
Kit composed of:
2 brushes (White/Pink), 3 brushes (Blue/Lemon), 3 brushes (Pink/Purple), 2 brushes (White/Blue).





Escova Dental interdental
Interdental brush

Cor *Color*	Qtd *Qty*	REF
Branco *White*	**01 kit**	78.01.001
Azul *Blue*	**01 kit**	78.01.002
Amarelo *Yellow*	**01 kit**	78.01.003
Rosa *Pink*	**01 kit**	78.01.004

Escova Interdental

As escovas intedentais são utilizadas para limpeza entre os dentes (interproximal), prevenindo o tártaro e doenças periodontais. São bastantes eficientes para a higienização dos aparelhos ortodônticos e alcançam locais de difícil acesso a outros instrumentos de limpeza.

As escovas interdentais Morelli auxiliam a profilaxia, favorecendo a evolução do tratamento ortodôntico e evitando manchas e cáries nos dentes, além de infecções gengivais.






Refil da Escova interdental
Refills of Interdental brush

Tamanho *Size*	Qtd *Qty*	REF
Cilíndrico *Cylindrical* **P**	**1 blister** *6 unidades*	78.01.101
Cilíndrico *Cylindrical* **M**	**1 blister** *6 unidades*	78.01.102
Cilíndrico *Cylindrical* **G**	**1 blister** *6 unidades*	78.01.103

Arame revestido branco: Melhor fixação das cerdas e conforto ao paciente

Kit composto de:
3 Refis (P,M,G), 1 estojo e 1 cabo

Kit composrd of:
3 brushes, 1 case and 1 cable



Limpa Língua
Tongue Cleaner

Tamanho *Size*	Qtd *Qty*	REF
Azul e Rosa *Blue and Pink*	**1 par /** pairs *2 unidades / units*	78.02.001
Azul e Amarelo *Blue and Yellow*	**1 par /** pairs *2 unidades / units*	78.02.002

Limpa Língua

O limpa língua Morelli tem desenho anatômico e funcional, próprio para remoção da saburra (responsável pelo mau hálito e formação da placa bacteriana) com máxima eficiência e cuidado, sem danificar as papilas da língua.

Compartimentos

Compartments



Caixas

Além de lindas, as Caixas de Bolso Morelli são super resistentes, práticas e higiênicas. Contam com respiro na parte superior da tampa que garante a circulação de ar, mantendo tanto a caixa quanto seu conteúdo sempre sequinho.

A Caixa de Bolso é indicada para o transporte e armazenamento de diversos itens, como: Placa de contenção, Placa de bruxismo, Placa de clareamento, Aparelhos móveis e Alinhadores.

Caixas de bolso para aparelhos móveis e elásticos

Pocket box fot moile applinces and elastics

Cores *Colors*	Qtd *Qty*	REF
Azul/Branco *Blue/Withe*	10	80.04.211
Rosa/Branco *Pink/Withe*	10	80.04.212
Off White *Blue/Withe*	05	80.04.214
Black Piano	05	80.04.215
Azul Turqueza *Turquoise Blue*	05	80.04.216
Azul Marinho *Navy Blue*	05	80.04.217
Vermelho Cereja *Cherry Red*	05	80.04.218
Rosa Magenta *Magenta Rose*	05	80.04.219
Laranja Tangerina *Tangerine Orange*	05	80.04.220
Verde Lima *Lime Green*	05	80.04.221



Caixas de bolso para aparelhos móveis e elásticos
Pocket box fot moile applinces and elastics

Cores *Colors*	Qtd *Qty*	Caixa *Box*	REF
Sortida *Assorted*	**10**	**Aparelhos Removíveis** *Removable Appliances*	80.03.004



Sortida *Assorted*	**10**	**Aparelhos Removíveis** *Removable Appliances*	80.04.001



Sortida *Assorted*	**10**	**Para Elastics** *For Elastics*	80.04.002


Acompanha dispositivo para colocar e extrair elásticos!
Accompany Device for place and remove alastics





Posicionador de elásticos avulsos código 75.01.015 na página 115
elastic positioner single code 75.01.015 - page 115

Embalagem para elásticos
Zip bag for elastics

Cores *Colors*	Qtd *Qty*	Código *Code*
	**50**	80.05.001



Caixas Organizadoras

Com fundo arredondado e numeração de bandas e bráquetes, as caixas Morelli são ideais para armazenamento de acessórios, conferindo praticidade e organização ao consultório.

São confeccionadas em poliestireno de alto impacto.



Caixa para bandas superiores
Box for upper bands

Tamanho *Size*	Uso *Use*	Qtd *Qty*	REF
210mm / 160mm	Universal	1	80.02.011



Caixa para bandas inferiores
Box for lower bands

Tamanho *Size*	Uso *Use*	Qtd *Qty*	REF
210mm / 160mm	Universal	1	80.02.021



Caixa para bráquetes
Box for brackets

Tamanho *Size*	Qtd *Qty*	REF
210mm / 160mm	1	80.02.030



Caixa organizadora multiuso
Multiuse organizer box

Tamanho *Size*	Qtd *Qty*	REF
210mm / 160mm	1	80.06.020

Acompanha 64 etiquetas adesivas, que podem ser coladas na caixa para identificar os materiais.
Accompanied by 64 adhesive labels, which can be glued in the box to identify the materials.

Mini Bracket Celu Series



- Bracket metálico mini de baja fricción.
- Fabricado por la más moderna tecnología MIM (moldeo por inyección del metal).
- Diseño ultra-fino con perfil bajo, que minimiza el grosor del bracket y ofrece un mayor confort para el paciente.
- Deslizamiento de la pieza dental más rápido, con menor fricción (tratamientos más cortos).
- Marcación vertical para facilitar el posicionamiento.
- Base integrada calibre MESH con tratamiento de arenado superficial que permite una excelente adhesión.
- Bordes redondeados.
- Hooks en 3, 4 y 5.

Kit 20 uds.

Prescripción	Ref.
.018 ROTH	ME043
.022 ROTH	ME042
.022 MBT	ME042MBT

Reposiciones 5 uds.



Prescripción ROTH										
Upper/Right						Upper/Left				
Size	3,0 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,7 mm	3,7 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,0 mm
Torq	-7	-7	0	8	12	12	8	0	-7	-7
Ang	0	0	11	9	5	5	9	11	0	0
in/out	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Size	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torq	-22	-17	-11	0	0	0	0	-11	-17	-22
Ang	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0
in/out	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1,09 mm	1,09 mm	1,09 mm	1,09 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Lower/Right						Lower/Left				

Prescripción MBT										
Upper/Right						Upper/Left				
Size	3,0 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,7 mm	3,7 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,0 mm
Torq	-7	-7	0	10	17	17	10	0	-7	-7
Ang	0	0	8	8	4	4	8	8	0	0
in/out	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Size	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torq	-17	-12	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-17
Ang	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0
in/out	0,5 mm	0,5 mm	0,6 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Lower/Right						Lower/Left				

Bracket Autoligado Mint



- Bracket autoligado de baja fricción.
- Adopta un “slide pasivo”, por lo que proporciona una fuerza constante.
- Deslizamiento de la pieza dental más rápido, con menor fricción (tratamientos más cortos).
- Bordes suaves y redondeados.
- Clip deslizante.
- Marcación por láser del nº dental.
- Sistema pasivo.

Kit de 28 piezas
Tubos incluidos

Prescripción	Ref.
.022 ROTH	ME052ROTH
.022 MBT	ME052MBT

Reposiciones
1 ud.



Prescripción ROTH 022			
	TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	Central	+12°	+5°
	Lateral	+8°	+9°
	Cuspid with Hook	-2°	+13°
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°
	2nd Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	Anterior	-1°	0°
	Cuspid with Hook	-11°	+7°
	1st Bicuspid with Hook	-17°	0°
	2nd Bicuspid with Hook	-22°	0°

Prescripción MBT 022			
	TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	Central	+17°	+4°
	Lateral	+10°	+8°
	Cuspid with Hook	-7°	+8°
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°
	2nd Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	Anterior	-6°	0°
	Cuspid with Hook	-6°	+3°
	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	2nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°



Bracket Autoligado Mint Plus

Bracket autoligado de baja fricción. Adopta un “slide pasivo”, por lo que proporciona una fuerza constante.

Deslizamiento de la pieza dental más rápido, con menor fricción (tratamientos más cortos).

Diseño ultra-fino con perfil bajo, que minimiza el grosor del bracket y ofrece un mayor confort para el paciente.

- Bordes suaves y redondeados.
- Clip deslizante.
- Marcación por láser de la pieza dental.
- Sistema pasivo.
- Diseño ultra-fino de perfil bajo.

Kit de 28 piezas
Tubos incluidos

Prescripción	Ref.
.022 ROTH	ME052ROTH-P
.022 MBT	ME052MBT-P

Reposiciones
1 ud.



Prescripción ROTH 022			
	TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	Central	+12°	+5°
	Lateral	+8°	+9°
	Cuspid with Hook	-2°	+13°
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°
	2nd Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	Anterior	-1°	0°
	Cuspid with Hook	-11°	+7°
	1st Bicuspid with Hook	-17°	0°
	2nd Bicuspid with Hook	-22°	0°

Prescripción MBT 022			
	TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	Central	+17°	+4°
	Lateral	+10°	+8°
	Cuspid with Hook	-7°	+8°
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°
	2nd Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	Anterior	-6°	0°
	Cuspid with Hook	-6°	+3°
	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	2nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°

Brackets Estéticos

Bracket Cerámico Andry White Plus



Bracket cerámico estético, confeccionado con polvos de alúmina policristalina dándole una apariencia más traslucida.
Tecnología CIM, fabricado en una sola pieza.
Forma de las aristas redondeadas y pulidas con disco de diamante. Superficie lisa, bordes redondeados permitiendo un soporte más cómodo para el paciente.

- Las ranuras del Slot están biseladas, lo que garantiza la precisión incluso en la parte más profunda de la ranura.
- Alta retención sobre el diente gracias a su base de 4 barras horizontales.
- Hooks en 3 ,4 y 5

Kit 20 uds.

Prescripción	Ref.
.022 ROTH	ME046
.018 ROTH	ME047
.022 MBT	ME046MBT

Reposiciones 5 uds.



Prescripción ROTH				
		TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	1 | 1	Anterior	+12°	+5°
	2 | 2	2nd Incisor	+8°	+9°
	3 | 3	Cuspid with Hook	-2°	+10°
	54 | 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
	54 | 45	Bicuspid	-7°	0°
MANDIBULAR	21 | 12	Lower Anterior	-1°	0°
	3 | 3	Cuspid with Hook	-11°	+7°
	4 | 4	1st Bicuspid with Hook	-17°	0°
	4 | 4	1st Bicuspid	-17°	0°
	5 | 5	2nd Bicuspid with Hook	-22°	0°
	5 | 5	2nd Bicuspid	-22°	0°

Prescripción MBT				
		TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	1 | 1	Anterior	+17°	+4°
	2 | 2	2nd Incisor	+10°	+8°
	3 | 3	Cuspid with Hook	-7°	+8°
	54 | 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
	54 | 45	Bicuspid	-7°	0°
MANDIBULAR	21 | 12	Lower Anterior	-6°	0°
	3 | 3	Cuspid with Hook	-6°	+3°
	4 | 4	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	4 | 4	1st Bicuspid	-12°	+2°
	5 | 5	2nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°
	5 | 5	2nd Bicuspid	-17°	+2°

Bracket Zafiro Nina Plus



Bracket de zafiro monocristalino, con 97% alta transparencia, mimetizándose con el color de los dientes, logrando así la estética deseada por el paciente.

- Tecnología CIM, fabricado en una sola pieza.
- Diseño contorneado, pulido de cristal de las superficies, baja fricción, logrando un deslizamiento óptimo y un mejor rendimiento.
- Dureza y rigidez para posicionar con absoluta fiabilidad el torque y rotación del diente.
- Con indicador (cruz de plástico de color) para el perfecto posicionamiento de los brackets.
- Hooks en 3 ,4 y 5

Kit 20 uds.

Prescripción	Ref.
.018 ROTH	ME077Z
.022 ROTH	ME076Z
.022 MBT	ME078Z

Reposiciones 5 uds.



Prescripción ROTH				
	TOOTH		TORQUE	ANG
MAXILLARY	1 | 1	Anterior	+12°	+5°
	2 | 2	2nd Incisor	+8°	+9°
	3 | 3	Cuspid with Hook	-2°	+10°
	54 | 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
	54 | 45	Bicuspid	-7°	0°
MANDIBULAR	21 | 12	Lower Anterior	-6°	0°
	3 | 3	Cuspid with Hook	-6°	+3°
	4 | 4	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	4 | 4	1st Bicuspid	-12°	+2°
	5 | 5	2nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°
	5 | 5	2nd Bicuspid	-17°	+2°

Prescripción MBT				
	TOOTH		TORQUE	ANG
MAXILLARY	1 | 1	Anterior	+17°	+4°
	2 | 2	2nd Incisor	+10°	+8°
	3 | 3	Cuspid with Hook	-7°	+8°
	54 | 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
	54 | 45	Bicuspid	-7°	0°
MANDIBULAR	21 | 12	Lower Anterior	-6°	0°
	3 | 3	Cuspid with Hook	-6°	+3°
	4 | 4	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	4 | 4	1st Bicuspid	-12°	+2°
	5 | 5	2nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°
	5 | 5	2nd Bicuspid	-17°	+2°



Bracket Autoligado Estético Pasivo ICEBERG

Bracket bio-cerámico, de alta transparencia, sin alteraciones en el color. Cerámica con óxido de aluminio (Al2O3) en sus más altos niveles de pureza, de altísima transparencia. El material de aluminio de alta pureza logra reducir el cambio de color de manera eficiente.

- Tecnología CIM (ceramic injection molding).
- Perfil bajo, bordes redondeados, superficie doblemente pulida.
- La avanzada tecnología del autoligable pasivo, logra movimientos de fuerzas ligeras que reducen el tiempo del tratamiento clínico de forma eficiente.
- Hook central en los caninos y premolares superiores.
- Bracket metálico en el 34-35-44-45, con Hook distal.

MEDIDAS DE LA RANURA O SLOT DEL BRACKET		
SLOT	ANCHO	PROFUNIDAD
0.022”	0,56 mm	0,76mm

Kit 20 uds.

Prescripción	Ref.
.022 ROTH	ME052ROTH-ST
.022 MBT	ME052MBT-ST

Reposiciones 1 ud.



Prescripción ROTH 022			
TOOTH		TORQUE	ANG
MAXILLARY	Central	+12°	+5°
	Lateral	+8°	+9°
	Cuspid with Hook	-2°	+11°
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°
	2nd Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	Anterior	0°	0°
	Cuspid with Hook	-11°	+7°
	1st Bicuspid with Hook	-17°	0°
	2nd Bicuspid with Hook	-22°	0°

Prescripción MBT 022			
TOOTH		TORQUE	ANG
MAXILLARY	Central	+17°	+4°
	Lateral	+10°	+8°
	Cuspid with Hook	-7°	+8°
	1st Bicuspid with Hook	-7°	0°
	2nd Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	Anterior	-6°	0°
	Cuspid with Hook	-6°	+3°
	1st Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	2nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°

Arcos Niti Súper Elásticos

Los arcos de Níquel-Titanio (NiTi) superelásticos se utilizan en ortodoncia principalmente en las fases iniciales del tratamiento para la alineación y nivelación de los dientes debido a su alta flexibilidad y la capacidad de ejercer fuerzas ligeras y constantes durante un período prolongado.

Alambre de Nickel Titanio (NiTi). Forma del arco verificada con el más estricto control de calidad.

- Dureza y elasticidad idóneas.
- Superficie con doble pulido mecánico/electroquímico que asegura el máximo deslizamiento.



Forma Ovoide

Pack: 10 uds.



Forma Natural

Pack: 10 uds.

	Ovoide	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012”	SE067U	SE067L
.014"	SE068U	SE068L
.016"	SE069U	SE069L
.018"	SE070U	SE070L
.020"	SE071U	SE071L

	Natural	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012”	SQ150U	SQ150L
.014"	SQ151U	SQ151L
.016"	SQ152U	SQ152L
.018"	SQ153U	SQ153L
.020"	SQ154U	SQ154L

	Ovoide	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	SE072U	SE072L
.016"X .022"	SE073U	SE073L
.017"X .022"	SE074U	SE074L
.017"X .025"	SE076U	SE076L
.018"X .022"	SE075U	SE075L
.018"X .025"	SE077U	SE077L
.019"X .025"	SE078U	SE078L
.021"X .025"	SE079U	SE079L


	Natural	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.014"X .025"	SQ163U	SQ163L
.016"X .016"	SQ155U	SQ155L
.016"X .022"	SQ156U	SQ156L
.017"X .022"	SQ157U	SQ157L
.017"X .025"	SQ158U	SQ158L
.018"X .022"	SQ159U	SQ159L
.018"X .025"	SQ160U	SQ160L
.019"X .025"	SQ161U	SQ161L
.021"X .025"	SQ162U	SQ162L

Arcos de Acero

Los arcos de acero se utilizan en las fases intermedias y finales del tratamiento de ortodoncia debido a su gran rigidez, resistencia y capacidad para mantener la forma del arco. Aplican fuerzas más intensas y controladas.

- Arco de acero tratado térmicamente.
- Dureza y elasticidad.
- Doble pulido mecánico / electroquímico.






Forma Ovoide

Pack: 10 uds.

	Ovoide	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	AC034U	AC034L
.014"	AC035U	AC035L
.016"	AC036U	AC036L
.018"	AC037U	AC037L
.020"	AC038U	AC038L

	Ovoide	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016" X .016"	AC039U	AC039L
.016" X .022"	AC040U	AC040L
.017" X .022"	AC045U	AC045L
.017" X .025"	AC041U	AC041L
.018" X .022"	AC046U	AC046L
.018" X .025"	AC042U	AC042L
.019" X .025"	AC043U	AC043L
.021" X .025"	AC045U	AC045L





Forma Natural


Pack: 10 uds.

	Natural	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	ACN034U	ACN034L
.014"	ACN035U	ACN035L
.016"	ACN036U	ACN036L
.018"	ACN037U	ACN037L
.020"	ACN038U	ACN038L

	Natural	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	ACN039U	ACN039L
.016"X .022"	ACN040U	ACN040L
.017"X .022"	ACN045U	ACN045L
.017"X .025"	ACN041U	ACN041L
.018"X .022"	ACN046U	ACN046L
.018"X .025"	ACN042U	ACN042L
.019"X .025"	ACN043U	ACN043L
.021"X .025"	ACN044U	ACN044L

Arco Niti Térmico Ovoide





• Material Níquel-Titanio (NiTi) Termoactivado: material con "memoria de forma" cuyas propiedades mecánicas (rigidez y flexibilidad) cambian significativamente con la temperatura. Se vuelve muy flexible cuando se enfría y más rígido a temperatura corporal (aproximadamente 37°C).Doble pulido y electroquímico que asegura el máximo deslizamiento.

• Fuerzas Ligeras y Constantes: Al activarse con el calor corporal, el arco libera fuerzas suaves y continuas, lo que reduce las molestias para el paciente y favorece un movimiento dental biológicamente sano.

• Facilidad de Inserción: La propiedad térmica permite al ortodoncista enfriar el arco para que se vuelva muy maleable y sea fácil de insertar en los brackets, incluso en casos de apiñamiento severo. Una vez en la boca, recupera su rigidez y forma ovoide preestablecida.

• **Forma Ovoide**.


Pack: 5 uds.

	Ovoide	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	TE054U	TE054L
.014"	TE055U	TE055L
.016"	TE056U	TE056L
.018"	TE057U	TE057L
.020"	TE058U	TE058L

	Ovoide	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	TE059U	TE059L
.016"X .022"	TE060U	TE060L
.017"X .022"	TE061U	TE061L
.017"X .025"	TE063U	TE063L
.018"X .022"	TE062U	TE062L
.018"X .025"	TE064U	TE064L
.019"X .025"	TE065U	TE065L
.021"X .025"	TE066U	TE066L

Arco Niti Súper Elástico Estético Ovoide





• Propiedades y rendimiento del Niquel Titanio Super Elástico de la máxima calidad.

• Arco con doble pulido mecánico / electro-químico que asegura el máximo deslizamiento.

• Forma Ovoide.

Pack: 5 uds.

	Ovoide	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	ST012U	ST012L
.014"	ST013U	ST013L
.016"	ST014U	ST014L
.018"	ST015U	ST015L
.020"	ST016U	ST016L

	Ovoide	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	ST017U	ST017L
.016"X .022"	ST018U	ST018L
.017"X .022"	ST019U	ST019L
.017"X .025"	ST021U	ST021L
.018"X .022"	ST020U	ST020L
.018"X .025"	ST022U	ST022L
.019"X .025"	ST023U	ST023L

Arco Niti Curva Spee/Reverse



El arco Níquel-Titanio (NiTi) curva reverse es un arco preformado con una curvatura opuesta a la curva de Spee natural de la arcada, y se utiliza principalmente para corregir la mordida profunda (overbite excesivo) y nivelar el plano oclusal.

- Forma precompensada anti-spee
- Fácil deformación con menor carga
- Aumento progresivo de fuerzas residuales
- Intrusión o extrusión para anteriores/ posteriores.
- Prevención de inclinación molar


Pack: 2 uds.

Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.014"	CE046U	CE046L
.016"	CE047U	CE047L
.018"	CE048U	CE048L

Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.014"X .025"	CE051U	CE051L
.016"X .016"	CE049U	CE049L
.016"X .022"	CE050U	CE050L
.017"X .025"	CE052U	CE052L
.019"X .025"	CE053U	CE053L

Arco Niti Súper Elástico Cooper Natural





- Súper Elasticidad: alta flexibilidad con la capacidad de volver a su forma original después de ser deformado (propiedad de "memoria de forma").
- Aleación de Níquel-Titanio-Cobre (Cu-NiTi): confiere propiedades termoactivas o termodinámicas.
- Activación Térmica: La fuerza que ejerce el arco varía con la temperatura bucal.
- Fuerzas Ligeras y Continuas: Estos arcos liberan fuerzas ligeras y constantes, lo que permite un movimiento dental más eficiente, reduce las molestias para el paciente y minimiza el riesgo de reabsorción radicular (daño a las raíces de los dientes).
- Forma Natural diseñada para adaptarse a la anatomía típica de la mandíbula del paciente, ya sea superior o inferior.
- Contienen Stops.

Pack: 2 uds.

Redondo	Natural Con Stops - Ref
.012"	CN012-S
.013"	CN013-S
.014"	CN014-S
.016"	CN016-S
.018"	CN018-S

Rectangular	Natural Con Stops - Ref.
.014"X .025"	CN01425-S
.016"X .022"	CN01622-S
.016"X .025"	CN01625-S
.017"X .025"	CN01725-S
.018"X .018"	CN01818-S
.018"X .025"	CN01825-S
.019"X .025"	CN01925-S
.020"X .020"	CN02020-S
.021"X .025"	CN02125-S

Arco Niti Dimpled Natural



- Arco níquel-titanio (NiTi) de activación térmica doblado a mesial, lo que les confiere superelasticidad y memoria de forma.
- Especial para bracket autoligado.
- Con pequeñas hendiduras incorporadas para un control más preciso del movimiento dental, especialmente en sistemas de autoligado


Pack: 1 ud.

Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	DI12U	DI12L
.014"	DI14U	DI14L
.016"	DI16U	DI16L
.018"	DI18U	DI18L

Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	DI1616U	DI1616L
.016"X .022"	DI1622U	DI1622L
.017"X .025"	DI1725U	DI1725L

Arco Niti TMA





- Composición: Titanio y Molibdeno (generalmente libre de níquel, lo que es ideal para pacientes alérgicos).
- Propiedades: Su rigidez es intermedia entre la flexibilidad del NiTi y la rigidez del acero inoxidable. Combina la capacidad de ser doblado como el acero con un nivel de fuerza controlable.
- Uso: Se utilizan en las etapas intermedias y de finalización del tratamiento. Son ideales para realizar dobleces específicos (torque, dobleces en "U") que requieren control preciso, algo que no es posible con los arcos NiTi súper elásticos.
- Alta rugosidad superficial.
- Alta fricción.
- Forma ovoide.

Pack: 5 uds.

	Ovoide	
Redondo	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	TMA12U	TMA12L
.014"	TMA14U	TMA14L
.016"	TMA16U	TMA16L
.018"	TMA18U	TMA16L
.020"	TMA20U	TMA20L

	Ovoide	
Rectangular	Ref. Superior	Ref. Inferior
.014" x .025"	TMA1425U	TMA1425L
.016"X .022"	TMA1622U	TMA1622L
.017"X .025"	TMA1725U	TMA1725L
.018"X .025"	TMA1825U	TMA1825L
.019"X .025"	TMA1925U	TMA1925L

Organizadores de Arcos

Organizador con tapa transparente diseñado para almacenar y clasificar arcos superiores e inferiores de forma cómoda y visible. Su tapa de plástico transparente permite identificar rápidamente el contenido, manteniendo los arcos siempre ordenados y protegidos.

- Capacidad: 12 arcos por diámetro
- Medidas: 20 cm x 10 cm



Arcos ovoides
Ref.: PA002



Arcos rectangulares
Ref.: PA001

Tubos Cementar

CARACTERÍSTICA	Tubo No Convertible (Simple)	Tubo Convertible (Simple)	Tubo Doble Convertible (Doble)
Función Inicial	Tubo cerrado (solo deslizamiento)	Tubo cerrado (solo deslizamiento)	Dos tubos cerrados adyacentes
Conversión a Bracket	No, mantiene su forma de tubo siempre	Sí, una tapa se retira para revelar aletas de ligado	Sí, ambas tapas se pueden retirar
Control del Alambre	Permite solo el deslizamiento del alambre	Permite deslizamiento o fijación con ligaduras	Permite deslizamiento o fijación en ambos tubos
Versatilidad Clínica	Limitada a la función de tubo	Alta; se adapta a diferentes fases del tratamiento	Muy alta; permite usar dos alambres o auxiliares
Uso Típico	Segundos molares (acceso difícil)	Primeros molares (mayor accesibilidad)	Primeros molares, para casos complejos que requieren auxiliares
Perfil/Tamaño	Generalmente más pequeño y de perfil bajo	Perfil ligeramente más grande que el no convertible	Más grande y ancho, cubre una mayor superficie del diente

Tubo Bucal

Permiten aumentar la eficiencia clínica sin reducir la comodidad del paciente al estar fabricados con tecnología MIM. Fácil colocación y de cementado directo. Marcación de color para identificación. Superficies redondeadas. Área para encajar el instrumental. Marca para una mejor orientación. Malla de 80 micras. Amplia entrada.

No Convertible

***1 Bolsa de 10 uds.**
(mismo cuadrante)



***2 Caja de 40 uds.**
(10 tubos de cada cuadrante)



	ROTH 0,18 (10 uds.) *1			
	Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
1º Molar	ME142-10SD	16	-10	8º
	ME142-10SI	26	-10	8º
	ME142-10II	36	-25	5º
	ME142-10ID	46	-25	5º
2º Molar	ME136-10SD	17	-10	8º
	ME136-10SI	27	-10	8º
	ME136-10II	37	-25	5º
	ME136-10ID	47	-25	5º

	ROTH 0,22 (10 uds.) *1			
	Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
1º Molar	ME141-10SD	16	-10	8º
	ME141-10SI	26	-10	8º
	ME141-10II	36	-25	5º
	ME141-10ID	46	-25	5º
2º Molar	ME135-10SD	17	-10	8º
	ME135-10SI	27	-10	8º
	ME135-10II	37	-25	5º
	ME135-10ID	47	-25	5º

	MBT 0,22 (10 uds.) *1			
	Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
1º Molar	ME141-10MBTSD	16	-14	10º
	ME141-10MBTSI	26	-14	10º
	ME141-10MBTII	36	-20	0º
	ME141-ID 10MBTID	46	-20	0º
2º Molar	ME135-10MBTSD	17	-14	10º
	ME135-10MBTSI	27	-14	10º
	ME135-10MBTII	37	-20	0º
	ME135-ID 10MBTID	47	-20	0º

ROTH 0,18 (40 uds.) *2			
Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
ME142-40	6		
ME136-40	7		

ROTH 0,22 (40 uds.) *2			
Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
ME141-40	6		
ME135-40	7		

MBT 0,22 (40 uds.) *2			
Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
ME141-40MBT	6		
ME135-40MBT	7		

Tubo Bucal

Convertible

***1 Bolsa de 10 uds.**
(mismo cuadrante)



ROTH 0,18 (10 uds.) *1			
Ref.Conv	Diente	Torque	Offset
ME142-C10SD	16	-10	8º
ME142-C10SI	26	-10	8º
ME142-C10II	36	-25	5º
ME142-C10ID	46	-25	5º

1º Molar

ROTH 0,22 (10 uds.) *1			
Ref.Conv	Diente	Torque	Offset
ME141-C10SD	16	-10	8º
ME141-C10SI	26	-10	8º
ME141-C10II	36	-25	5º
ME141-C10ID	46	-25	5º

1º Molar

MBT 0,22 (10 uds.) *1			
Ref.Conv	Diente	Torque	Offset
ME141-C10MBTSD	16	-14	10º
ME141-C10MBTSI	26	-14	10º
ME141-C10MBTII	36	-20	0º
ME141-C10MBTID	46	-20	0º

1º Molar

Doble Convertible

***1 Bolsa de 10 uds.**
(mismo cuadrante)



ROTH 0,18 (10 uds.) *1	
Ref. Doble Conv	Diente
ME142D-10CSD	16
ME142D-10CSI	26
ME142D-10CII	36
ME142D-10CID	46

1º Molar

ROTH 0,22 (10 uds.) *1	
Ref. Doble Conv	Diente
ME141D-10CSD	16
ME141D-10CSI	26
ME141D-10CII	36
ME141D-10CID	46

1º Molar

MBT 0,22 (10 uds.) *1	
Ref. Doble Conv	Diente
ME141D-10CMBTSD	16
ME141D-10CMBTSI	26
ME141D-10CMBTII	36
ME141D-10CMBTID	46

1º Molar

Ligaduras Metálicas Kobayashi Cortas para Ortodoncia

- Ligaduras Kobayashi en acero inoxidable de alta calidad.
- Con punto ciego de gancho y terminal en rosca.

Envase con 100 uds.



	Ref.
0.012	ME204
0.014	ME205

Ligaduras Metálicas Kobayashi Largas para Ortodoncia

- Ligaduras Kobayashi en acero inoxidable de alta calidad.
- Permite una colocación rápida con el gancho de tracción en brackets sin gancho.

Envase con 100 uds.



	Ref.
0.012	ME206
0.014	ME209

Ligadura Metálica Preformada Corta para Ortodoncia



- Ligaduras preformadas en acero inoxidable de alta calidad.
- Con trenza larga para permitir su uso con instrumental de ligaduras

Envase con 100 uds.

Ref: ME213

Ligaduras Metálicas Preformadas Largas para Ortodoncia



- Ligaduras preformadas en acero inoxidable de alta calidad.

Envase con 100 uds.

	Ref.
0.010	ME210
0.012	ME211

Alambre de Retención 6 Hilos



Alambre retención pasivo de 6 hilos trenzado.

Esta estructura le confiere una flexibilidad excelente y una alta resistencia a la fractura, lo que lo hace cómodo para el paciente y duradero.

- Diseñado para la fabricación de retenedores linguales fijos - permanentes.
- Dimensiones :0.010x0,028
- Longitud: 150 mm

Envase con 10 uds.

Ref: ME216

Banda Anatómica con Tubo Doble y Palometa Inferior



- Todas las piezas presoldadas mediante láser.
- Forma anatómica óptima
- Equilibrio perfecto entre solidez para la adaptación y ductibilidad
- Parte interior rugosa.
- Marcación permanente mediante láser.

Bolsa con 2 uds.

	N° Pieza Dental Ortodoncia	
N° banda	Ref. N° 36	Ref. N° 46
29	M1-29-TD-LR-CP	M1-29-TD-LL-CP
29+	M1-29+-TD-LR-CP	M1-29+-TD-LL-CP
30	M1-30-TD-LR-CP	M1-30-TD-LL-CP
30+	M1-30+-TD-LR-CP	M1-30+-TD-LL-CP
31	M1-31-TD-LR-CP	M1-31-TD-LL-CP
31+	M1-31+-TD-LR-CP	M1-31+-TD-LL-CP
32	M1-32-TD-LR-CP	M1-32-TD-LL-CP
32+	M1-32+-TD-LR-CP	M1-32+-TD-LL-CP
33	M1-33-TD-LR-CP	M1-33-TD-LL-CP
33+	M1-33+-TD-LR-CP	M1-33+-TD-LL-CP
34	M1-34-TD-LR-CP	M1-34-TD-LL-CP
34+	M1-34+-TD-LR-CP	M1-34+-TD-LL-CP
35	M1-35-TD-LR-CP	M1-35-TD-LL-CP
35+	M1-35+-TD-LR-CP	M1-35+-TD-LL-CP
36	M1-36-TD-LR-CP	M1-36-TD-LL-CP
36+	M1-36+-TD-LR-CP	M1-36+-TD-LL-CP

	N° Pieza Dental Ortodoncia	
N° banda	Ref. N° 36	Ref. N° 46
37	M1-37-TD-LR-CP	M1-37-TD-LL-CP
37+	M1-37+-TD-LR-CP	M1-37+-TD-LL-CP
38	M1-38-TD-LR-CP	M1-38-TD-LL-CP
38+	M1-38+-TD-LR-CP	M1-38+-TD-LL-CP
39	M1-39-TD-LR-CP	M1-39-TD-LL-CP
39+	M1-39+-TD-LR-CP	M1-39+-TD-LL-CP
40	M1-40-TD-LR-CP	M1-40-TD-LL-CP
40+	M1-40+-TD-LR-CP	M1-40+-TD-LL-CP
41	M1-41-TD-LR-CP	M1-41-TD-LL-CP
41+	M1-41+-TD-LR-CP	M1-41+-TD-LL-CP
42	M1-42-TD-LR-CP	M1-42-TD-LL-CP
42+	M1-42+-TD-LR-CP	M1-42+-TD-LL-CP
43	M1-43-TD-LR-CP	M1-43-TD-LL-CP
43+	M1-43+-TD-LR-CP	M1-43+-TD-LL-CP
44	M1-44-TD-LR-CP	M1-44-TD-LL-CP
44+	M1-44+-TD-LR-CP	M1-44+-TD-LL-CP

Banda Anatómica con Tubo Triple y Cajetín Superior



- Todas las piezas presoldadas mediante láser.
- Forma anatómica óptima
- Equilibrio perfecto entre solidez para la adaptación y ductibilidad
- Parte interior rugosa.
- Marcación permanente mediante láser.

Bolsa con 2 uds.

	N° Pieza Dental Ortodoncia	
N° banda	Ref. N° 16	Ref. N° 26
29	M1-29-TT-UR-CC	M1-29-TT-UL-CC
29+	M1-29+-TT-UR-CC	M1-29+-TT-UL-CC
30	M1-30-TT-UR-CC	M1-30-TT-UL-CC
30+	M1-30+-TT-UR-CC	M1-30+-TT-UL-CC
31	M1-31-TT-UR-CC	M1-31-TT-UL-CC
31+	M1-31+-TT-UR-CC	M1-31+-TT-UL-CC
32	M1-32-TT-UR-CC	M1-32-TT-UL-CC
32+	M1-32+-TT-UR-CC	M1-32+-TT-UL-CC
33	M1-33-TT-UR-CC	M1-33-TT-UL-CC
33+	M1-33+-TT-UR-CC	M1-33+-TT-UL-CC
34	M1-34-TT-UR-CC	M1-34-TT-UL-CC
34+	M1-34+-TT-UR-CC	M1-34+-TT-UL-CC
35	M1-35-TT-UR-CC	M1-35-TT-UL-CC
35+	M1-35+-TT-UR-CC	M1-35+-TT-UL-CC
36	M1-36-TT-UR-CC	M1-36-TT-UL-CC
36+	M1-36+-TT-UR-CC	M1-36+-TT-UL-CC

	N° Pieza Dental Ortodoncia	
N° banda	Ref. N° 16	Ref. N° 26
37	M1-37-TT-UR-CC	M1-37-TT-UL-CC
37+	M1-37+-TT-UR-CC	M1-37+-TT-UL-CC
38	M1-38-TT-UR-CC	M1-38-TT-UL-CC
38+	M1-38+-TT-UR-CC	M1-38+-TT-UL-CC
39	M1-39-TT-UR-CC	M1-39-TT-UL-CC
39+	M1-39+-TT-UR-CC	M1-39+-TT-UL-CC
40	M1-40-TT-UR-CC	M1-40-TT-UL-CC
40+	M1-40+-TT-UR-CC	M1-40+-TT-UL-CC
41	M1-41-TT-UR-CC	M1-41-TT-UL-CC
41+	M1-41+-TT-UR-CC	M1-41+-TT-UL-CC
42	M1-42-TT-UR-CC	M1-42-TT-UL-CC
42+	M1-42+-TT-UR-CC	M1-42+-TT-UL-CC
43	M1-43-TT-UR-CC	M1-43-TT-UL-CC
43+	M1-43+-TT-UR-CC	M1-43+-TT-UL-CC
44	M1-44-TT-UR-CC	M1-44-TT-UL-CC
44+	M1-44+-TT-UR-CC	M1-44+-TT-UL-CC

Banda Anatómica con Tubo Triple y Palometa Superior



- Todas las piezas presoldadas mediante láser.
- Forma anatómica óptima
- Equilibrio perfecto entre solidez para la adaptación y ductibilidad
- Parte interior rugosa.
- Marcación permanente mediante láser.

Bolsa con 2 uds.

	N° Pieza Dental Ortodoncia	
N° banda	Ref. N° 16	Ref. N° 26
29	M1-29-TT-UR-CP	M1-29-TT-UL-CP
29+	M1-29+-TT-UR-CP	M1-29+-TT-UL-CP
30	M1-30-TT-UR-CP	M1-30-TT-UL-CP
30+	M1-30+-TT-UR-CP	M1-30+-TT-UL-CP
31	M1-31-TT-UR-CP	M1-31-TT-UL-CP
31+	M1-31+-TT-UR-CP	M1-31+-TT-UL-CP
32	M1-32-TT-UR-CP	M1-32-TT-UL-CP
32+	M1-32+-TT-UR-CP	M1-32+-TT-UL-CP
33	M1-33-TT-UR-CP	M1-33-TT-UL-CP
33+	M1-33+-TT-UR-CP	M1-33+-TT-UL-CP
34	M1-34-TT-UR-CP	M1-34-TT-UL-CP
34+	M1-34+-TT-UR-CP	M1-34+-TT-UL-CP
35	M1-35-TT-UR-CP	M1-35-TT-UL-CP
35+	M1-35+-TT-UR-CP	M1-35+-TT-UL-CP
36	M1-36-TT-UR-CP	M1-36-TT-UL-CP
36+	M1-36+-TT-UR-CP	M1-36+-TT-UL-CP

	N° Pieza Dental Ortodoncia	
N° banda	Ref. N° 16	Ref. N° 26
37	M1-37-TT-UR-CP	M1-37-TT-UL-CP
37+	M1-37+-TT-UR-CP	M1-37+-TT-UL-CP
38	M1-38-TT-UR-CP	M1-38-TT-UL-CP
38+	M1-38+-TT-UR-CP	M1-38+-TT-UL-CP
39	M1-39-TT-UR-CP	M1-39-TT-UL-CP
39+	M1-39+-TT-UR-CP	M1-39+-TT-UL-CP
40	M1-40-TT-UR-CP	M1-40-TT-UL-CP
40+	M1-40+-TT-UR-CP	M1-40+-TT-UL-CP
41	M1-41-TT-UR-CP	M1-41-TT-UL-CP
41+	M1-41+-TT-UR-CP	M1-41+-TT-UL-CP
42	M1-42-TT-UR-CP	M1-42-TT-UL-CP
42+	M1-42+-TT-UR-CP	M1-42+-TT-UL-CP
43	M1-43-TT-UR-CP	M1-43-TT-UL-CP
43+	M1-43+-TT-UR-CP	M1-43+-TT-UL-CP
44	M1-44-TT-UR-CP	M1-44-TT-UL-CP
44+	M1-44+-TT-UR-CP	M1-44+-TT-UL-CP

Alicate para Retirar Bandas



Alicate para retirar bandas y brackets posteriores.

- Punta Activa: Tiene dos extremos activos. Un extremo es una punta corta y redondeada que se apoya en el borde oclusal de la banda metálica, y la otra parte es una superficie plana con un tope de plástico o goma que se apoya en la superficie del diente.
- Mecanismo de Palanca: Al apretar el alicate, ejerce una presión controlada que crea un efecto de palanca. Esto despega la banda del cemento sin dañar la estructura del diente.
- Longitud:13cm

Ref: 1535


Adaptador/Empujador de Bandas Mershon Curvado



- Instrumental para asentar y colocar bandas de ortodoncia.
- Punta estriada para una precisa y segura colocación de las bandas.
- Mango ligero.
- Longitud 14 cm.
- Fabricado en acero inoxidable

Ref: 387

Mordedor Adaptador de Bandas



- Indicado para colocar y asentar bandas.
- Diseñado con forma de cepillo de dientes, plástico moldeado con punta triangular ranurada.
- Longitud 15 cm.

Ref: 402

Caja Organizadora de Bandas



- Organizador modular apilable.
- Permite localizar con exactitud las piezas necesarias en cada momento
- Fabricado en material plástico de gran duración
- Incluye cuatro bandejas

Envase con 1 ud.

Ref: M1-BOX

Ligaduras Elásticas



- Elásticos libre de látex.
- 40 barras de 26 uds cada una.

Envase con 1.040 uds.

Color	Ref.
Surtido	ME120-C
Plata	ME120
Transparente	ME113
Azul oscuro	ME118
Morado	ME112-M
Negro	ME120-N
Rojo	ME115

Color	Ref.
Rosa Fucsia	ME117
Rosa Claro	ME116
Azul Flúor	ME124
Naranja	ME119
Verde	ME114
Cyan	ME112

Cadeneta Elástica



- Elasticidad duradera y elevada.
- Sin hinchamiento por la humedad de la boca.
- Modelo normal de 0,24”

Rollo de 4.57m.



Cerrada Corta Larga

	Cerrada 2,8 mm	Corta 3,5 mm	Larga 4, 0 mm
Ref. Transparente	ME130	ME131	ME132
Ref. Gris/plata	ME130G	ME131G	ME132G

Tubo Elástico



Para su uso en las rotaciones y en aplicaciones de retracción.
El hilo hueco(tubo) se comprime para minimizar el deslizamiento cuando se anuda.

- Medida 0.30”

Rollo de 5m.

Color	Ref.
Transparente	ME217
Gris	ME218

Separador Elástico




- Anillos de separación.
- Elevada resistencia a la rotura.
- Radiopacos.

Envase con de 1.050 uds.

Ref: ME133

Elásticos Intraorales





- 100 elásticos por bolsa.
- 50 bolsas en cada caja.

Caja con 5.000 uds.

Fuerza	Medida				
	1/4" Ref.	1/8" Ref.	3/8" Ref.	3/16" Ref.	5/16" Ref.
Media 3,5 OZ	EL14	EL18	EL38	EL316	EL516
Media 4,5 OZ	EL14M	EL18M	EL38M	EL316M	EL516M
Alta 6,5 OZ	EL14H	EL18H	EL38H	EL316H	EL516H

Elástico Intraoral Sin Latex



Fabricados sin látex.

- 100 elásticos por bolsa.
- 50 bolsas por unidad.
- Caja con 5.000 unidades

Envase con 5.000 uds.

Fuerza	Medida			
	1/4" Ref.	1/8" Ref.	3/16" Ref.	5/16" Ref.
Baja 3,5 OZ	EL14-LF	EL18-LF	EL316-LF	EL516-LF
Media 4,5 OZ	EL14M-LF	EL18M-LF	EL316M-LF	EL516M-LF
Alta 6,5 OZ	EL14H-LF	EL18H-LF	EL316H-LF	EL5166H-LF

Botón Lingual

Para tratamientos ortodónticos en los que se requiera acelerar los movimientos rotatorios de la pieza o piezas dentales. Con forma de botón para engancharlo al arco, se coloca en la parte lingual de la boca para realizar el giro con precisión y eficiencia brindando un mayor confort al paciente, asegurando una adhesión perfecta.



Redondo

Base de maya 80 mesh.

Envase con 10 uds.

Ref: ME108 Redondo

Rectangular

Base de maya 80 mesh.

Envase con 10 uds.

Ref: ME108R Rectangular





Redondo Cerámico Estético

Base redonda.

Envase con 10 uds.

Ref: ME108ST

Gancho Hook Crimpable



Accesorio muy útil en ortodoncia quirúrgica para facilitar el manejo de las piezas durante la cirugía. Los hooks también se fijan al bracket para asegurar el bloqueo de los arcos al colocar los elásticos.

Colocación sencilla tanto en el arco intraoral como en el arco extraoral.

- Fijación segura.
- Grosor máximo del arco: 0,022"x0,025".

Envase con 10 uds.

	Ref.
Largo	ME109
Medio	ME110
Corto	ME111

Gancho de Extrusión



Ref: ME208 Oro

Ref: ME207 Plata

Cadena de tracción para dientes fijos, ideal para inclusión de los dientes afectados.
Óptima adhesión gracias a su superficie de malla a Mesh.
Activación mediante la eliminación de eslabones individuales de la cadena.

- Longitud: 2,5 cm.
- Base redonda.

Envase con 2 uds.

Resortes Warren



Diseñado para aplicar una acción continua de torque en piezas anteriores individuales durante el tratamiento de ortodoncia.
El resorte se desliza fácilmente por el arco hasta posicionarse sobre el diente que se desea mover.
Al colocar el arco en la ranura del bracket, el resorte queda activado y en contacto solo con la superficie del diente, proporcionando un movimiento preciso.

Envase con 2 uds.

	Tamaño		
Medida	Pequeño Ref:	Mediano Ref:	Grande Ref:
0.016"X 0.022"	ME1622W-1	ME1622W-2	ME1622W-3
0.017"X 0.025"	ME1725W-1	ME1725W-2	ME1725W-3
0.019"X 0.025"	ME1925W-1	ME1925W-2	ME1925W-3

Muelle Niti de Cierre de Espacios



Dispositivos para obtener fuerzas de compresión, indicados para cerrar espacios o para mantenerlos cerrados temporalmente durante el tratamiento de ortodoncia.

Fabricados en Niquel Titanio, posee una gran capacidad de adaptación, liberan su energía en forma de fuerza leve y constante permitiendo los intervalos de activaciones.

Envase con 10 uds.

Medida	Ref.
0.010 X 6 mm	ME102C
0.010 X 9 mm	ME103C
0.010 X 12 mm	ME104C
0.012 X 6 mm	ME105C
0.010 X 9 mm	ME106C
0.010 X 12 mm	ME107C

Muelle Niti de Apertura de Espacios



Dispositivos para obtener fuerzas de tracción para abrir, separar espacios o mantenerlos, temporalmente, abiertos durante el tratamiento de ortodoncia.
Fabricados en Niquel Titanio, poseen una excelente capacidad de adaptación, y liberan su energía en forma de fuerza leve y constante permitiendo los intervalos de activaciones.

Envase con 2 uds.

Medida	Ref.
0.010 X 180 mm	ME106
0.012 X 180 mm	ME107

Tope para Arcos



Tope para arcos redondos y rectangulares.

Fijación con alicate Weingart.

Envase con 10 uds.

Ref: ME101

Ligadura en Bobina



Ligaduras de alambre en bobina.

Para la fijación de los arcos a los brackets

Envase con 4,5 m. ud.

Medida	Ref.
0.20 X 30 g (0,08 mm)	ME127
0.25 X 30 g (0,10 mm)	ME128
0.30 X 30 g (0,12 mm)	ME129

Mascara Clase III Ajustable



Ref: MAS3-R (Roja)

Ref: MAS3-A (Azul)

- Aptas para niños y adultos.
- Triple ajuste.
- Forma ergonómica.
- Almohadillas acolchadas para la máxima comodidad.
- Incluye almohadillas de recambio y llave allen.

Envase con 1 ud.

Cera Protectora para Ortodoncia



Cera protectora para aliviar el dolor y la irritación causados por los aparatos de ortodoncia, adhiriéndose a éstos (brackets, alambres, ganchos auxiliares, conductos y ligaduras.)

Recomendada también para pacientes que utilizan dentaduras postizas parciales, donde los agarres de alambre pueden causar malestar, llagas o abrasiones.

Cada unidad contiene 5 barras de cera de ortodoncia.

Envase con 50 uds.

Ref: ME214

Cajas de Ortodoncia



Cajas de ortodoncia fabricadas en plástico de alta calidad. Para guardar aparatos de ortodoncia.

Estas cajas son muy resistentes por lo que permite a los pacientes transportar y guardar la ortodoncia de forma segura.

Tamaño: 88 x 82 x 28 mm.

Caja con 12 uds. en colores surtidos.

Ref: ME215

Cajas De Ortodoncia Para Prótesis



Fabricadas en plástico resistente 100% reciclable, duraderas y de uso múltiple, ideal para transportar y proteger prótesis dentales.

Se presentan en 6 colores pastel: azul, amarillo, lila, rosa, naranja y verde

Medidas: 82 x 85 x 46 mm.

Caja con 12 uds. en colores surtidos.

Ref: DB02

Espejos de Fotografía

Superglass extremadamente resistente contra arañazos. Fabricado en vidrio flotado, especialmente adaptado para hacer fotografías garantizando una superficie libre de distorsiones. Una capa de cromo en las dos caras para conseguir la máxima calidad de reflejo.
Superficie con un buen agarre. Sin duplicidad de imágenes, reproducción 1:1.

- Esterilizable en autoclave hasta 220ºC, aire seco y en frío
- Grosor 3 mm.



Oclusal

Envase con 1 ud.

	Ref.
Niño	ME099
Adulto	ME100
Adulto XL	ME096



Lingual

Envase con 1 ud.

Ref: ME098



Lateral

Envase con 1 ud.

Ref: ME097

Tipodontos

Fabricado en un polímero muy duradero. Perfecto para cementar brackets, y así mostrar a los pacientes. Dientes fijos.

Envase con 1 ud.

Tipodonto sin brackets
Ref: TI001



Tipodonto con brackets metálicos
Ref: TI002



Tipodonto con brackets cerámicos
Ref: TI003



Tipodonto con brackets autoligados
Ref: TI004



Tipodonto con brackets autoligado Plus
Ref: TI009



Tipodonto con brackets zafiro
Ref: TI005



Accesorios Alineadores

Chewies Para Alineadores



Indicados para asentar las fundas con mayor firmeza y comodidad

- Elaborados con silicona de clase alimentaria.
- Diferentes sabores según el color.
- Esterilizables en autoclave a 134ºC.

Pack de 3 piezas ,con tres formas distintas para cada función concreta:

- Cilíndrica: para el asentamiento de la zona molar con la fuerza de la mordida.
- Triangular: para el asentamiento de dientes anteriores y la zona de los premolares. De gran utilidad para abrir el espacio interdental.
- Curva: destinado a los dientes posteriores.

Ref: MP03

Ganchos Quita Alineadores



Ayuda a los pacientes a retirar el alineador con facilidad de forma limpia y eficaz.

La forma anular del mango lo hace más fácil de sujetar cuando se utiliza.

Cuenta con ganchos especialmente diseñados para retirar el alineador.

Elaborados con plástico resistente.

Duraderos.


Contenido: 1 unidad.

Ref: MP04





Alicate Aligner Perforador Alineador




Alicate perforador para ejercer una presión vertical y lograr una muesca vertical en el alineador. Esto servirá como ayuda en movimientos de rotación.
La presión vertical en la zona mesial y distal del diente, tanto por vestibular como palatino, fortalece la acción de corrección de rotaciones del alineador.
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Longitud: 13 cm.

Ref: 2312

Alicate Alineador Key Hole




Alicate perforador para alineadores.
Este alicate aligner ejercer una presión y realiza una muesca con forma de ojo de cerradura (keyhole) que se emplea para el anclaje de elásticos para extrusión, elásticos de Clase II, Clase III, cruzados, en Z, etc.
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.
Para buen mantenimiento del alicate, colocar una gota de lubricante después de la esterilización en el autoclave.

Longitud: 13 cm.

Ref: 2313

Alicate Alineador Rectangular




Alicate de corte para alineadores.
Alicate de torque (horizontal), se emplea para realizar una muesca rectangular en el alineador.
Este alicate de presión horizontal ayuda en los movimientos radiculares del torque.
Alicate alineador para ortodoncia fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Longitud: 13 cm.

Ref: 2314

Alicate Alineador Punzón Circular Aligner Pequeño




Alicate perforador para realizar muescas en forma de circulo pequeño en la posición exacta. Alicate de corte para alineadores para realizar un corte en el alineador de forma semicircular de bordes limpios que presionen el diente correctamente. También indicado para recortes en zonas de la encía que molesten.
Alineador fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Longitud: 13 cm.

Ref: 2310

Alicate Punzón Circular Aligner




Alicate perforador para realizar recortes en forma de media luna en la zona de los botones pegados.
No precisa fijar botones al alineador.
También, este alicate de perforación permite eliminar el exceso de plástico para que el tejido blando no se dañe con la férula.
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

Longitud: 13 cm.

Ref: 2311

Kit Alicates Alineadores Sks



Kit compuesto por:

- 1 ud Alicate Alineador Punzón Circular Aligner Pequeño
- 1 ud Alicate Punzon Circular Aligner
- 1 ud Alicate Aligner Perforador Alineador
- 1 ud Alicate Alineador Key Hole
- 1 ud Alicate Alineador Rectangular

Ref: 23KIT

Alicate Quita Brackets Recto



Para la retirada de todo tipo de brackets. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.
Longitud, 13 cm.

Ref: 1537

Alicate Corte Distal TC



Indicado cortar el exceso de alambre o arcos ortodóncicos justo en el área distal (trasera) de los tubos bucales o brackets, con la particularidad de retener el fragmento cortado de forma segura para evitar que caiga en la boca del paciente.
Parte activa de carburo de tungsteno (TC) y cabeza pequeña.

- Para alambre cuadrados de máximo de 0,7mm.
- Para alambres redondos de máximo de 0,5mm.

Longitud 13cm

Ref: 1538-TC

Alicate Corte Recto TC



Especialmente indicado para cortar alambre duro y ligaduras metálicas.
Capacidad de corte máximo para:

- Alambres cuadrados 0,41 x 56mm (0.016”x0.022”)
- Alambres redondos máximo 0,7mm (0.020”).

Fabricado en acero inoxidable con inserciones de TC.
Longitud del instrumento: 13cm.

Ref: 1539-TC

Alicate Corte Recto Fino 14C m.TC



Especialmente indicado para cortar alambre fino.
Capacidad de corte máximo para:

- Alambre redondo de 0.012”, 0.014” y 0.016”.
- Alambre cuadrado: 014 x 025” / 016x016” / 016x022”

Fabricado en acero inoxidable con inserciones de TC.
Longitud del instrumento: 14cm.

Ref: 1811-TC


Alicate Weingart TC



Especialmente diseñado para la colocación del arco y para doblar sus extremos con facilidad. Puntas finas y anguladas, lo que facilita el acceso a todas las áreas. Fabricado en acero inoxidable con inserciones de TC (Carburo de Tungsteno).
Longitud: 13cm.

Ref: 1540-TC

Alicate Corte Ligaduras Estándar Micro TC



Alicate para cortar ligaduras. Indicado para ortodoncia y prótesis. Punta cuya parte activa es de tungsteno, material que garantiza una larga duración de corte debido a su gran resistencia al desgaste. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Disponible con punta estándar o micro.
Longitud 12,5cm. Máximo 0,03 mm.

Ref: 1541-TC Alicate corte ligadura punta estandar TC

Ref: 1400-TC Alicate corte ligadura punta micro TC

Alicate para Doblar Arcos




Con su diseño delgado permite la rápida y fácil flexión de los extremos distales en el interior de la boca del paciente.

Además, la forma de ángulo minimiza el roce en la mucosa de las mejillas lo que proporciona alivio al paciente y a la vez, permite acceder a lugares más estrecho y de difícil acceso, lo que agiliza y facilita la labor al profesional.

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Longitud de 13cm.

Ref: 2012

Porta-Agujas Mathieu Recto



Porta agujas con dientes cruzados. Indicado tanto en cirugía como en ortodoncia general.
Posee un resorte entre los brazos y cierre tipo cremallera por lo que mantiene una gran presión. Además, sus pequeñas estrías en su parte activa recta y fina ofrecen una mejor sujeción.

- Longitud 14 cm

Ref: 465 Acero inoxidable de alta calidad.

Ref: 465TC Parte activa de tungsteno, material que garantiza una larga duración de corte debido a su gran resistencia al desgaste.

Porta-Agujas Mathieu Curvo de Acero



Porta agujas con dientes cruzados. Indicado tanto en cirugía como en ortodoncia general.
Longitud de 14 cm, posee un resorte entre los brazos y cierre tipo cremallera por lo que mantiene una gran presión.
Su parte activa ligeramente curvada posee pequeñas estrías que mejoran la sujeción.
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

- Longitud 14 cm

Ref: 50

Perforadora Ainsworth para Dique de Goma



Perforadora Ainsworth indicado para la perforación de diques de goma.

Con dos partes activas. Una armada con un pincho y otra con una rueda giratoria con distintos diámetros de perforación.

Características:

- Esterilizable en autoclave.
- Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. .
- Longitud: 17cm.

Ref: 599

Alicate torque




Ref: 2013 Macho.

Ref: 2014 Hembra

Especialmente indicado para la aplicación de torque, es decir, para efectuar el esfuerzo de torsión de un alambre rectangular en la ranura de un bracket y así alterar la inclinación del diente. Para lograr el torque deseado, es necesario utilizar los dos alicates de torque (macho y hembra).
Para alambres hasta Ø0.56-0.70mm o 0,022 a 0,028".
Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

- Longitud de 13cm.

Kit de Exploración




Instrumental imprescindible para una exploración dental básica. De acero inoxidable. Ideal para estudiantes.

Kit compuesto por 3 instrumentos:

- Explorador doble
- Pinza
- Mango con espejo Cone Socket (rosca larga y gruesa)

Ref: 2000

Kit Instrumental Ortodoncia



Kit compuesto por:

- Pinza para tubos.
- Pinza para brackets.
- Posicionador de brackets en estrella.
- Alicate Corte Distal en Carburo de Tungsteno.

Ref: KITORTHO

Guía para Ligaduras



Guía para colocación de ligaduras. Empujador de arcos preformados.
Instrumento de ortodoncia especialmente diseñado para direccionar las ligaduras. Doble parte activa: una recta y la otra curva, para un acceso máximo.
Fabricado con acero inoxidable de alta calidad.

Ref: 2110

Pinza Cruzada para Tubos



Pinza para colocar tubos bucales en Ortodoncia.
Parte activa cruzada, curvada y acabada en punta muy fina.
Acero inoxidable de alta calidad.

Ref: 2001

Pinza para Brackets



Pinza posicionadora para colocar brackets.
Parte activa corta y plana para colocar los brackets.
Acero inoxidable de alta calidad.

Ref: 401

Posicionador de Brackets en Estrella



Posicionador universal de brackets.
Para medir la altura donde posicionar el slot.
4 alturas (3'5, 4, 4'5 y 5mm).
De acero inoxidable de alta calidad.

Ref: 397

Posicionador Medidor de Posición de Brackets



Medidor de posición de brackets.
Para medir la distancia correcta entre el bracket y el borde incisal.
Doble parte activa terminada en cabeza basculante.
Para alturas de: 4.0 - 4.5 y 3.5 - 5.0 mm.
Acero inoxidable de alta calidad.

Ref: 1424